



All Chimie

Édition Verrerie 2025 Cryst **All**

All Chimie

Tout pour votre labo, **simplement**

Ensemble

INNOVONS POUR UN LABORATOIRE PLUS PERFORMANT !

QUI SOMMES-NOUS ?

AllChimie est une marque dédiée aux laboratoires scientifiques, proposant une gamme complète de consommables, verrerie et produits chimiques. Créée pour répondre aux besoins des professionnels, nous allions **qualité**, **innovation** et **expertise** pour accompagner vos recherches et expérimentations.

Notre objectif :

Offrir aux laboratoires une gamme complète et fiable, garantissant des résultats précis et sécurisés.



Nos valeurs



EXCELLENCE

Produits
rigoureusement
sélectionnés



SÉCURITÉ

Respect des normes
les plus strictes




INNOVATION

Solutions adaptées
aux besoins des
laboratoires modernes

Une question ?
Un besoin spécifique ?

CONTACTEZ-NOUS
01 64 95 95 10



Bécher, forme basse, borosilicate 3.3 | CrystAll

Faible gradient de température – peut résister à des températures élevées et aux chocs thermiques
Durabilité chimique supérieure

Bécher borosilicate 3.3 de forme basse avec bec verseur

Référence	Capacité	Ø extérieur	Hauteur	Vendu par	Tarif HT
VB.FBA1-5-1	5 mL	22 mm	30 mm	À l'unité	1,19€
VB.FBA1-5-12	5 mL	22 mm	30 mm	Lot de 12	12,96€
VB.FBA1-10-1	10 mL	26 mm	35 mm	À l'unité	1,23€
VB.FBA1-10-12	10 mL	26 mm	35 mm	Lot de 12	13,54€
VB.FBA1-25-1	25 mL	34 mm	50 mm	À l'unité	1,00€
VB.FBA1-25-12	25 mL	34 mm	50 mm	Lot de 12	9,88€
VB.FBA1-50-1	50 mL	42 mm	60 mm	À l'unité	1,04€
VB.FBA1-50-12	50 mL	42 mm	60 mm	Lot de 12	10,49€
VB.FBA1-100-1	100 mL	50 mm	72 mm	À l'unité	1,01€
VB.FBA1-100-12	100 mL	50 mm	72 mm	Lot de 12	11,69€
VB.FBA1-150-1	150 mL	60 mm	80 mm	À l'unité	1,31€
VB.FBA1-150-12	150 mL	60 mm	80 mm	Lot de 12	11,29€
VB.FBA1-250-1	250 mL	68 mm	95 mm	À l'unité	1,64€
VB.FBA1-250-10	250 mL	68 mm	95 mm	Lot de 10	15,79€
VB.FBA1-400-1	400 mL	68 mm	95 mm	À l'unité	1,92€
VB.FBA1-400-10	400 mL	80 mm	110 mm	Lot de 10	18,54€
VB.FBA1-500-1	500 mL	83 mm	115 mm	À l'unité	2,31€
VB.FBA1-500-8	500 mL	83 mm	115 mm	Lot de 8	17,30€
VB.FBA1-600-1	600 mL	90 mm	125 mm	À l'unité	2,39€
VB.FBA1-600-8	600 mL	90 mm	125 mm	Lot de 8	18,51€
VB.FBA1-800-1	800 mL	100 mm	135 mm	À l'unité	4,44€
VB.FBA1-800-6	800 mL	100 mm	135 mm	Lot de 6	21,42€
VB.FBA1-1000-1	1000 mL	105 mm	145 mm	À l'unité	4,19€
VB.FBA1-1000-6	1000 mL	105 mm	145 mm	Lot de 6	24,29€
VB.FBA1-2000-1	2000 mL	130 mm	185 mm	À l'unité	9,31€
VB.FBA1-2000-4	2000 mL	130 mm	185 mm	Lot de 4	35,95€
VB.FBA1-3000-1	3000 mL	150 mm	210 mm	À l'unité	18,79€
VB.FBA1-5000-1	5000 mL	170 mm	270 mm	À l'unité	26,98€
VB.FBA1-10000-1	10000 mL	217 mm	350 mm	À l'unité	84,44€



Caractéristiques techniques

Autoclavable à 121°C DIN 12231, ISO 3819

Bécher, forme haute, borosilicate 3.3 | CrystAll

Faible gradient de température – peut résister à des températures élevées et aux chocs thermiques
Durabilité chimique supérieure

Bécher borosilicate 3.3 de forme haute avec bec verseur.

Référence	Capacité	Ø extérieur	Hauteur	Vendu par	Tarif HT
VB.FHA1-50-1	50 mL	38 mm	70 mm	À l'unité	1,10€
VB.FHA1-50-12	50 mL	38 mm	70 mm	Lot de 12	12,70€
VB.FHA1-100-1	100 mL	48 mm	80 mm	À l'unité	1,25€
VB.FHA1-100-12	100 mL	48 mm	80 mm	Lot de 12	14,52€
VB.FHA1-150-1	150 mL	55 mm	95 mm	À l'unité	1,34€
VB.FHA1-150-12	150 mL	55 mm	95 mm	Lot de 12	15,52€
VB.FHA1-250-1	250 mL	60 mm	120 mm	À l'unité	1,71€
VB.FHA1-250-12	250 mL	60 mm	120 mm	Lot de 12	19,76€
VB.FHA1-400-1	400 mL	70 mm	135 mm	À l'unité	2,26€
VB.FHA1-400-10	400 mL	70 mm	135 mm	Lot de 10	21,84€
VB.FHA1-500-1	500 mL	80 mm	140 mm	À l'unité	2,73€
VB.FHA1-500-8	500 mL	80 mm	140 mm	Lot de 8	25,27€
VB.FHA1-600-1	600 mL	83 mm	153 mm	À l'unité	2,73€
VB.FHA1-600-8	600 mL	83 mm	153 mm	Lot de 8	31,65€
VB.FHA1-800-1	800 mL	90 mm	175 mm	À l'unité	4,96€
VB.FHA1-800-6	800 mL	90 mm	175 mm	Lot de 6	28,73€
VB.FHA1-1000-1	1000 mL	90 mm	205 mm	À l'unité	6,35€
VB.FHA1-1000-6	1000 mL	90 mm	205 mm	Lot de 6	33,26€
VB.FHA1-2000-1	2000 mL	120 mm	240 mm	À l'unité	9,57€
VB.FHA1-2000-4	2000 mL	120 mm	240 mm	Lot de 4	55,44€
VB.FHA1-3000-1	3000 mL	130 mm	284 mm	À l'unité	20,70€



Caractéristiques techniques

Autoclavable à 121°C
DIN 12231, ISO 3819

Bécher forme basse à usage intensif borosilicate 3.3 | CrystAll

Faible gradient de température – peut résister à des températures élevées et aux chocs thermiques
Durabilité chimique supérieure

Bécher borosilicate 3.3 à usage intensif de forme basse avec bec verseur
Graduations blanches

Caractéristiques techniques

Autoclavable à 121°C

Référence	Capacité	Ø extérieur	Hauteur	Vendu par	Tarif HT
VB.FBI1-50-1	50 mL	42 mm	66 mm	À l'unité	1,35€
VB.FBI1-50-12	50 mL	42 mm	66 mm	Lot de 12	15,66€
VB.FBI1-100-1	100 mL	50 mm	80 mm	À l'unité	1,94€
VB.FBI1-100-12	100 mL	50 mm	80 mm	Lot de 12	23,33€
VB.FBI1-250-1	250 mL	70 mm	107 mm	À l'unité	3,02€
VB.FBI1-250-12	250 mL	70 mm	107 mm	Lot de 12	36,29€
VB.FBI1-400-1	400 mL	80 mm	115 mm	À l'unité	4,32€
VB.FBI1-400-6	400 mL	80 mm	115 mm	Lot de 6	25,92€
VB.FBI1-600-1	600 mL	95 mm	125 mm	À l'unité	6,79€
VB.FBI1-600-6	600 mL	95 mm	125 mm	Lot de 6	39,31€
VB.FBI1-1000-1	1000 mL	110 mm	145 mm	À l'unité	8,53€
VB.FBI1-1000-6	1000 mL	110 mm	145 mm	Lot de 6	49,39€



Erlenmeyer à col étroit, verre borosilicaté 3.3 ASTM E438 Type I, ISO 1773 | CrystAll

Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 conforme ASTM E-438 Type I
Résiste à la chaleur et aux produits chimiques
Col étroit limitant l'évaporation et les projections
Bord renforcé et paroi épaisse pour plus de robustesse
Graduation claire et durable

Erlenmeyer de laboratoire en verre borosilicaté 3.3 résistant à la chaleur, conforme ASTM E-438 Type I et ISO 1773.

Le col étroit réduit les pertes par évaporation et facilite la manipulation.

Les graduations sont imprimées à l'émail résistant à la chaleur pour une utilisation durable.

Caractéristiques techniques

Matière : Verre borosilicaté 3.3 résistant à la chaleur, ASTM E-438 Type I

Norme : ISO 1773

Col : Étroit

Forme : Conique graduée

Température : Jusqu'à +250 °C

Autoclavable : Oui (121 °C)



Référence	Capacité	Ø intérieur x Ø extérieur	Hauteur	Vendu par	Tarif HT
VE.BCE1-25-1	25 mL	22 x 42 mm	75 mm	À l'unité	1,49€
VE.BCE1-25-10	25 mL	22 x 42 mm	75 mm	Lot de 10	14,02€
VE.BCE1-50-1	50 mL	22 x 51 mm	90 mm	À l'unité	1,75€
VE.BCE1-50-10	50 mL	22 x 51 mm	90 mm	Lot de 10	16,51€
VE.BCE1-100-1	100 mL	22 x 64 mm	105 mm	À l'unité	1,94€
VE.BCE1-100-10	100 mL	22 x 64 mm	105 mm	Lot de 10	18,24€
VE.BCE1-250-1	250 mL	34 x 85 mm	145 mm	À l'unité	2,71€
VE.BCE1-250-10	250 mL	34 x 85 mm	145 mm	Lot de 10	25,54€
VE.BCE1-500-10	500 mL	34 x 105 mm	180 mm	Lot de 10	37,63€
VE.BCE1-1000-1	1000 mL	42 x 131 mm	220 mm	À l'unité	6,59€
VE.BCE1-1000-10	1000 mL	42 x 131 mm	220 mm	Lot de 10	62,02€
VE.BCE1-2000-1	2000 mL	50 x 166 mm	280 mm	À l'unité	11,57€
VE.BCE1-2000-6	2000 mL	50 x 166 mm	280 mm	Lot de 6	65,32€
VE.BCE1-3000-1	3000 mL	50 x 187 mm	310 mm	À l'unité	23,34€
VE.BCE1-5000-1	5000 mL	50 x 220 mm	365 mm	À l'unité	36,29€

Ballon à fond plat, col étroit, verre borosilicaté 3.3, ASTM E438 Type I, DIN/ISO 1773 | CrystAll

Verre borosilicaté 3.3 conforme ASTM E-438 Type I
Conforme DIN/ISO 1773 pour la précision dimensionnelle
Col étroit limitant l'évaporation et les contaminations
Fond plat assurant une stabilité parfaite sur la paillasse
Idéal pour le chauffage, le mélange et la préparation de solutions

Ballon à fond plat à col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3 ASTM E-438 Type I, conforme à la norme DIN/ISO 1773.
Son fond plat garantit une stabilité excellente pendant le chauffage ou le stockage, tandis que le col étroit réduit les pertes par évaporation.
Parfait pour les applications de chauffage, mélange, distillation et préparation de solutions.

Caractéristiques techniques

Matière : Verre borosilicaté 3.3 ASTM E-438 Type I
Norme : DIN/ISO 1773
Col : Étroit, bord renforcé
Forme : Ballon sphérique à fond plat
Autoclavable : Oui (121 °C)

Référence	Capacité	Ø intérieur col x Ø base	Hauteur	Vendu par	Tarif HT
VO.FPE1-50-1	50 mL	26 x 51 mm	90 mm	À l'unité	2,99€
VO.FPE1-50-10	50 mL	26 x 51 mm	90 mm	Lot de 10	28,90€
VO.FPE1-100-1	100 mL	26 x 64 mm	105 mm	À l'unité	2,96€
VO.FPE1-100-10	100 mL	26 x 64 mm	105 mm	Lot de 10	28,50€
VO.FPE1-250-1	250 mL	34 x 85 mm	138 mm	À l'unité	4,15€
VO.FPE1-250-10	250 mL	34 x 85 mm	138 mm	Lot de 10	39,90€
VO.FPE1-500-1	500 mL	34 x 105 mm	220 mm	À l'unité	6,12€
VO.FPE1-500-10	500 mL	34 x 105 mm	220 mm	Lot de 10	58,80€
VO.FPE1-1000-1	1000 mL	42 x 131 mm	163 mm	À l'unité	10,11€
VO.FPE1-1000-10	1000 mL	42 x 131 mm	163 mm	Lot de 10	97,20€
VO.FPE1-2000-1	2000 mL	50 x 166 mm	190 mm	À l'unité	10,61€
VO.FPE1-2000-6	2000 mL	50 x 166 mm	190 mm	Lot de 6	102,06€
VO.FPE1-3000-1	3000 mL	50 x 185 mm	230 mm	À l'unité	42,99€



Vase à peser, forme basse, zone de marquage borosilicate 3.3 | CrystAll

Ces vases offrent une excellente résistance chimique et une grande solidité mécanique, ce qui les rend adaptées à diverses applications dans un environnement de laboratoire.

Vase à peser, forme basse, avec couvercle rodé interchangeable et zone de marquage, borosilicate 3.3, CrystAll. Conforme aux normes ASTM E438, Type I, Classe A.

Caractéristiques techniques

Autoclavable à 121°C ASTM E438, Type I, Classe A

Référence	Capacité	Ø extérieur	Hauteur	Vendu par	Tarif HT
VW.VPB1-25-1	6 mL	25 mm	25 mm	À l'unité	3,44€
VW.VPB1-25-10	6 mL	25 mm	25 mm	Lot de 10	33,30€
VW.VPB1-35-1	15 mL	35 mm	30 mm	À l'unité	4,87€
VW.VPB1-35-10	15 mL	35 mm	30 mm	Lot de 10	47,12€
VW.VPB1-40-1	15 mL	40 mm	25 mm	À l'unité	8,05€
VW.VPB1-40-10	15 mL	40 mm	25 mm	Lot de 10	77,94€
VW.VPB1-50-1	30 mL	50 mm	30 mm	À l'unité	10,43€
VW.VPB1-50-10	30 mL	50 mm	30 mm	Lot de 10	100,98€
VW.VPB1-60-1	45 mL	60 mm	30 mm	À l'unité	14,23€
VW.VPB1-60-10	45 mL	60 mm	30 mm	Lot de 10	137,70€
VW.VPB1-80-1	80 mL	80 mm	30 mm	À l'unité	16,03€
VW.VPB1-80-10	80 mL	80 mm	30 mm	Lot de 10	155,02€



MATÉRIEL VOLUMÉTRIQUE

Flie jaugée, classe A, verre borosilicate 3.3, avec bouchon plastique et certificat de lot | CrystAll

Très solide avec un faible gradient de température
Graduation nette et permanente
Inclus un bouchon en polyéthylène résistant aux produits chimiques

Flie jaugée, classe A, verre borosilicate 3.3,
 avec bouchon plastique et certificat de lot, CrystAll.
 Inclus un bouchon en polyéthylène résistant aux produits chimiques.

Caractéristiques techniques

Autoclavable à 121 °C (sauf bouchon). ISO 1042



Référence	Capacité	Tolérance (ml)	Bouchon adapté	Vendu par	Tarif HT
VJ.ACB1-5-1	5 mL	0,025 mL	10/19	À l'unité	4,09€
VJ.ACB1-5-10	5 mL	0,025 mL	10/19	Lot de 10	39,60€
VJ.ACB1-10-1	10 mL	0,025 mL	10/19	À l'unité	4,88€
VJ.ACB1-10-10	10 mL	0,025 mL	10/19	Lot de 10	47,52€
VJ.ACB1-20-1	20 mL	0,04 mL	10/19	À l'unité	4,86€
VJ.ACB1-20-10	20 mL	0,04 mL	10/19	Lot de 10	47,12€
VJ.ACB1-25-1	25 mL	0,04 mL	10/19	À l'unité	5,77€
VJ.ACB1-25-10	25 mL	0,04 mL	10/19	Lot de 10	56,16€
VJ.ACB1-50-1	50 mL	0,06 mL	12/21	À l'unité	5,74€
VJ.ACB1-50-2	50 mL	0,06 mL	12/21	Lot de 2	55,68€
VJ.ACB1-100-1	100 mL	0,10 mL	14/23	À l'unité	6,72€
VJ.ACB1-100-2	100 mL	0,10 mL	14/23	Lot de 2	13,06€
VJ.ACB1-200-1	200 mL	0,15 mL	14/23	À l'unité	8,64€
VJ.ACB1-200-2	200 mL	0,15 mL	14/23	Lot de 2	16,90€
VJ.ACB1-250-1	250 mL	0,15 mL	14/23	À l'unité	9,33€
VJ.ACB1-250-2	250 mL	0,15 mL	14/23	Lot de 2	18,14€
VJ.ACB1-500-1	500 mL	0,25 mL	19/26	À l'unité	11,68€
VJ.ACB1-500-2	500 mL	0,25 mL	19/26	Lot de 2	22,66€
VJ.ACB1-1000-1	1000 mL	0,40 mL	24/29	À l'unité	18,62€
VJ.ACB1-1000-2	1000 mL	0,40 mL	24/29	Lot de 2	36,20€
VJ.ACB1-2000-1	2000 mL	0,60 mL	29/32	À l'unité	31,49€
VJ.ACB1-5000-1	5000 mL	1,20 mL	34/35	À l'unité	120,66€

Fiole jaugée, classe A, verre ambré borosilicate 3.3, avec bouchon plastique et certificat de lot | CrystAll

**Très solide avec un faible gradient de température.
Graduation nette et permanente
Inclus un bouchon en polyéthylène résistant aux produits chimiques**

Fiole jaugée, classe A, verre ambré borosilicate 3.3, avec bouchon plastique et certificat de lot, CrystAll.
Inclus un bouchon en polyéthylène résistant aux produits chimiques

Caractéristiques techniques

Autoclavable à 121 °C (sauf bouchon) ISO 1042



Référence	Capacité	Tolérance	Bouchon adapté	Vendu par	Tarif HT
VJ.AAB1-5-1	5 mL	0,025 mL	10/19	À l'unité	7,90€
VJ.AAB1-5-10	5 mL	0,025 mL	10/19	Lot de 10	78,96€
VJ.AAB1-10-1	10 mL	0,025 mL	10/19	À l'unité	8,46€
VJ.AAB1-10-10	10 mL	0,025 mL	10/19	Lot de 10	81,78€
VJ.AAB1-20-1	20 mL	0,04 mL	10/19	À l'unité	9,31€
VJ.AAB1-20-10	20 mL	0,04 mL	10/19	Lot de 10	90,24€
VJ.AAB1-25-1	25 mL	0,04 mL	10/19	À l'unité	9,90€
VJ.AAB1-25-10	25 mL	0,04 mL	10/19	Lot de 10	95,70€
VJ.AAB1-50-1	50 mL	0,06 mL	12/21	À l'unité	11,16€
VJ.AAB1-50-2	50 mL	0,06 mL	12/21	Lot de 2	21,60€
VJ.AAB1-100-1	100 mL	0,10 mL	14/23	À l'unité	6,72€
VJ.AAB1-100-2	100 mL	0,10 mL	14/23	Lot de 2	13,06€
VJ.AAB1-200-1	200 mL	0,15 mL	14/23	À l'unité	8,64€
VJ.AAB1-200-2	200 mL	0,15 mL	14/23	Lot de 2	16,90€
VJ.AAB1-250-1	250 mL	0,15 mL	14/23	À l'unité	9,33€
VJ.AAB1-250-2	250 mL	0,15 mL	14/23	Lot de 2	18,14€
VJ.AAB1-500-1	500 mL	0,25 mL	19/26	À l'unité	11,68€
VJ.AAB1-500-2	500 mL	0,25 mL	19/26	Lot de 2	22,66€
VJ.AAB1-1000-1	1000 mL	0,40 mL	24/29	À l'unité	18,62€
VJ.AAB1-1000-2	1000 mL	0,40 mL	24/29	Lot de 2	36,20€
VJ.AAB1-2000-1	2000 mL	0,60 mL	29/32	À l'unité	31,49€

Éprouvette graduée, base hexagonale, borosilicate 3.3, classe A | CrystAll

Faible gradient de température - peut résister à des températures élevées et aux chocs thermiques.
Bec verseur pour un versement facile et base hexagonale pour plus de stabilité

Éprouvette graduée, base hexagonale, borosilicate 3.3, classe A, CrystAll. Faible gradient de température.

Caractéristiques techniques

Autoclavable à 121°C

Classe A

DIN EN ISO 4788

Référence	Capacité	Tolérance	Graduation	Vendu par	Tarif HT
VG.BHA1-10-1	10 mL	0,10 mL	0,2 mL	À l'unité	5,38€
VG.BHA1-10-2	10 mL	0,10 mL	0,2 mL	Lot de 2	10,42€
VG.BHA1-25-1	25 mL	0,25 mL	0,2 mL	À l'unité	6,08€
VG.BHA1-25-2	25 mL	0,25 mL	0,5 mL	Lot de 2	11,70€
VG.BHA1-50-1	50 mL	0,50 mL	1 mL	À l'unité	6,21€
VG.BHA1-50-2	50 mL	0,50 mL	1 mL	Lot de 2	11,94€
VG.BHA1-100-1	100 mL	0,50 mL	1 mL	À l'unité	6,86€
VG.BHA1-100-2	100 mL	0,50 mL	1 mL	Lot de 2	13,20€
VG.BHA1-250-1	250 mL	1 mL	2 mL	À l'unité	9,79€
VG.BHA1-250-2	250 mL	1 mL	2 mL	Lot de 2	18,77€
VG.BHA1-500-1	500 mL	2,50 mL	5 mL	À l'unité	14,51€
VG.BHA1-500-2	500 mL	2,50 mL	5 mL	Lot de 2	27,90€
VG.BHA1-1000-1	1000 mL	5 mL	10 mL	À l'unité	25,70€
VG.BHA1-1000-2	1000 mL	5 mL	10 mL	Lot de 2	49,57€
VG.BHA1-2000-1	2000 mL	10 mL	20 mL	À l'unité	45,36€



Éprouvette de mesure et de mélange, classe A, calibrée à contenir (TC, In), base hexagonale, verre borosilicaté 3.3, avec bouchon PE, DIN EN ISO 4788

Précision de classe A, certifiée par lot
Calibrée à contenir (TC, In) pour une exactitude maximale
Base hexagonale assurant une stabilité optimale
Verre borosilicaté 3.3 résistant et durable
Livrée avec bouchon PE, autoclavable et résistante aux produits chimiques

Éprouvette de mesure et de mélange de classe A en verre borosilicaté 3.3, calibrée à contenir (TC, In) selon la norme DIN EN ISO 4788.

Dotée d'une base hexagonale pour une stabilité maximale et livrée avec un bouchon en polyéthylène.

Chaque éprouvette est certifiée par lot pour garantir une précision volumétrique fiable et peut être autoclavée en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

Matière : Verre borosilicaté 3.3

Norme : DIN EN ISO 4788

Classe : A, avec certificat de lot

Calibrage : À contenir (TC, In)

Base : Hexagonale

Bouchon : Polyéthylène (PE), rodé

Résistance thermique : jusqu'à +250 °C

Autoclavable : Oui (121 °C)

Plage de volumes : 10 mL – 1000 mL



Référence	Capacité	Tolérance	Graduation	Vendu par	Tarif HT
VG.MRA1-10-1	10 mL	0,10 mL	Avec	À l'unité	15,56€
VG.MRA1-10-2	10 mL	0,10 mL	Avec	Lot de 2	30,00€
VG.MRA1-25-1	25 mL	0,25 mL	Avec	À l'unité	18,29€
VG.MRA1-25-2	25 mL	0,25 mL	Avec	Lot de 2	35,36€
VG.MRA1-50-1	50 mL	0,50 mL	Avec	À l'unité	19,48€
VG.MRA1-50-2	50 mL	0,50 mL	Avec	Lot de 2	37,65€
VG.MRA1-100-1	100 mL	0,50 mL	Avec	À l'unité	21,82€
VG.MRA1-100-2	100 mL	0,50 mL	Avec	Lot de 2	42,18€
VG.MRA1-250-1	250 mL	1 mL	Avec	À l'unité	33,13€
VG.MRA1-250-2	250 mL	1 mL	Avec	Lot de 2	63,72€
VG.MRA1-500-1	500 mL	2 mL	Avec	À l'unité	45,99€
VG.MRA1-500-2	500 mL	2 mL	Avec	Lot de 2	88,44€
VG.MRA1-1000-1	1000 mL	5 mL	Avec	À l'unité	77,13€

Pipette graduée, classe AS, type 3 sérologique, graduation brune, zéro en haut, ISO 835 | CrystAll

Précision classe AS à vidange rapide
Conception type 3 sérologique, zéro en haut (TD)
Graduations brunes diffusées, très lisibles et durables
Verre borosilicaté 3.3 résistant chimique et thermique
Certificat de lot fourni pour la traçabilité

Pipette graduée classe AS, type 3 (sérologique), zéro en haut pour les opérations à délivrer.

Les graduations brunes diffusées assurent une excellente lisibilité et une grande résistance.

Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 et livrée avec certificat de lot, conforme à la norme ISO 835.

Caractéristiques techniques

Graduations : Brunes diffusées

Classe : AS (vidange rapide)

Type : 3 sérologique (zéro en haut)

Norme : ISO 835

Certificat : Certificat de lot



Référence	Capacité	Tolérance	Subdivision	Vendu par	Tarif HT
VP.SZH1-0.5-1	0,5 mL	0,007 mL	0,01 mL	À l'unité	4,05€
VP.SZH1-0.5-3	0,5 mL	0,007 mL	0,01 mL	Lot de 3	11,91€
VP.SZH1-0.5-12	0,5 mL	0,007 mL	0,01 mL	Lot de 12	46,66€
VP.SZH1-1-1	1 mL	0,007 mL	0,01 mL	À l'unité	4,05€
VP.SZH1-1-3	1 mL	0,007 mL	0,01 mL	Lot de 3	11,91€
VP.SZH1-1-12	1 mL	0,007 mL	0,01 mL	Lot de 12	46,66€
VP.SZH1-2-1	2 mL	0,01 mL	0,02 mL	À l'unité	4,15€
VP.SZH1-2-3	2 mL	0,01 mL	0,02 mL	Lot de 3	12,18€
VP.SZH1-2-12	2 mL	0,01 mL	0,02 mL	Lot de 12	47,71€
VP.SZH1-5-1	5 mL	0,03 mL	0,10 mL	À l'unité	4,15€
VP.SZH1-5-3	5 mL	0,03 mL	0,10 mL	Lot de 3	12,18€
VP.SZH1-5-12	5 mL	0,03 mL	0,10 mL	Lot de 12	47,71€
VP.SZH1-10-1	10 mL	0,05 mL	0,10 mL	À l'unité	4,20€
VP.SZH1-10-3	10 mL	0,05 mL	0,10 mL	Lot de 3	12,36€
VP.SZH1-10-12	10 mL	0,05 mL	0,10 mL	Lot de 12	48,39€
VP.SZH1-20-1	20 mL	0,10 mL	0,10 mL	À l'unité	9,46€
VP.SZH1-20-2	20 mL	0,10 mL	0,10 mL	Lot de 3	18,54€
VP.SZH1-20-12	20 mL	0,10 mL	0,10 mL	Lot de 12	109,02€
VP.SZH1-25-1	25 mL	0,10 mL	0,10 mL	À l'unité	9,46€
VP.SZH1-25-2	25 mL	0,10 mL	0,10 mL	Lot de 3	18,54€
VP.SZH1-25-12	25 mL	0,10 mL	0,10 mL	Lot de 12	109,02€
VP.SZH1-50-1	50 mL	0,20 mL	0,10 mL	À l'unité	21,76€
VP.SZH1-50-2	50 mL	0,20 mL	0,10 mL	Lot de 3	42,66€
VP.SZH1-50-12	50 mL	0,20 mL	0,10 mL	Lot de 12	250,84€

Pipette graduée, classe AS, type 3 sérologique, graduation brune, zéro en haut, ISO 835 | CrystAll

Précision classe AS à vidange rapide

Conception type 3 sérologique, zéro en haut (TD)

Graduations brunes diffusées, très lisibles et durables

Verre borosilicaté 3.3 résistant chimique et thermique

Certificat de lot fourni pour la traçabilité

Pipette graduée classe AS, type 3 (sérologique), zéro en haut pour les opérations à délivrer.

Les graduations brunes diffusées assurent une excellente lisibilité et une grande résistance.

Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 et livrée avec certificat de lot, conforme à la norme ISO 835.

Caractéristiques techniques

Graduations : Brunes diffusées

Classe : AS (vidange rapide)

Type : 3 sérologique (zéro en haut)

Norme : ISO 835

Certificat : Certificat de lot



Référence	Capacité	Tolérance	Code couleur	Vendu par	Tarif HT
VPJ151-1-1	1 mL	0,007 mL	Bleu	À l'unité	4,81€
VPJ151-1-3	1 mL	0,007 mL	Bleu	Lot de 3	14,10€
VPJ151-1-15	1 mL	0,007 mL	Bleu	Lot de 15	68,76€
VPJ151-2-1	2 mL	0,01 mL	Orange	À l'unité	5,04€
VPJ151-2-3	2 mL	0,01 mL	Orange	Lot de 3	14,78€
VPJ151-2-15	2 mL	0,01 mL	Orange	Lot de 15	72,20€
VPJ151-3-1	3 mL	0,01 mL	Noir	À l'unité	5,04€
VPJ151-3-3	3 mL	0,01 mL	Noir	Lot de 3	14,78€
VPJ151-3-15	3 mL	0,01 mL	Noir	Lot de 15	72,20€
VPJ151-4-1	4 mL	0,015 mL	Double Rouge	À l'unité	5,27€
VPJ151-4-3	4 mL	0,015 mL	Double Rouge	Lot de 3	15,47€
VPJ151-4-15	4 mL	0,015 mL	Double Rouge	Lot de 15	75,64€
VPJ151-5-1	5 mL	0,015 mL	Blanc	À l'unité	5,27€
VPJ151-5-3	5 mL	0,015 mL	Blanc	Lot de 3	15,47€
VPJ151-5-15	5 mL	0,015 mL	Blanc	Lot de 15	75,64€
VPJ151-10-1	10 mL	0,02 mL	Rouge	À l'unité	5,04€
VPJ151-10-3	10 mL	0,02 mL	Rouge	Lot de 3	14,78€
VPJ151-10-15	10 mL	0,02 mL	Rouge	Lot de 15	72,20€
VPJ151-20-1	20 mL	0,03 mL	Jaune	À l'unité	5,85€
VPJ151-20-2	20 mL	0,03 mL	Jaune	Lot de 3	11,41€
VPJ151-20-16	20 mL	0,03 mL	Jaune	Lot de 16	89,09€
VPJ151-25-1	25 mL	0,03 mL	Bleu	À l'unité	5,85€
VPJ151-25-2	25 mL	0,03 mL	Bleu	Lot de 3	11,41€
VPJ151-25-16	25 mL	0,03 mL	Bleu	Lot de 16	89,09€
VPJ151-50-1	50 mL	0,05 mL	Rouge	À l'unité	7,99€
VPJ151-50-2	50 mL	0,05 mL	Rouge	Lot de 3	15,60€
VPJ151-50-16	50 mL	0,05 mL	Rouge	Lot de 16	121,73€
VPJ151-100-1	100 mL	0,08 mL	Jaune	À l'unité	12,02€
VPJ151-100-2	100 mL	0,08 mL	Jaune	Lot de 3	23,47€
VPJ151-100-16	100 mL	0,08 mL	Jaune	Lot de 16	183,17€

Pipette graduée, classe B, verre borosilicaté 3.3, graduation brune, type 3, zéro en haut

Graduations brunes diffusées dans le verre, résistantes aux solvants et à l'autoclavage

Précision Classe B conforme à la norme ISO 835

Lecture aisée grâce au contraste net des graduations

Verre borosilicaté 3.3 offrant résistance et longévité

Pipettes graduées réutilisables de classe B en verre borosilicaté 3.3.

Graduations brunes diffusées dans le verre (type 3, zéro en haut) pour une lisibilité permanente.

Calibrées pour écoulement (TD).

Adaptées aux mesures et titrations de routine en laboratoire.

Caractéristiques techniques

Type : 3 (sérologique, zéro en haut)


Norme : ISO 835

Graduations : brunes diffusées

Étallonnage : TD (à délivrer)

Longueur : 360 mm (0,5–20 mL) / 450 mm (25 mL)

Référence	Capacité	Tolérance	Subdivision	Vendu par	Tarif HT
VP.BZH1-0.5-1	0,5 mL	0,01 mL	0,01 mL	À l'unité	3,14€
VP.BZH1-0.5-3	0,5 mL	0,01 mL	0,01 mL	Lot de 3	9,20€
VP.BZH1-0.5-12	0,5 mL	0,01 mL	0,01 mL	Lot de 12	35,84€
VP.BZH1-1-1	1 mL	0,01 mL	0,01 mL	À l'unité	2,75€
VP.BZH1-1-3	1 mL	0,01 mL	0,01 mL	Lot de 3	8,02€
VP.BZH1-1-12	1 mL	0,01 mL	0,01 mL	Lot de 12	31,13€
VP.BZH1-2-1	2 mL	0,015 mL	0,02 mL	À l'unité	2,75€
VP.BZH1-2-3	2 mL	0,015 mL	0,02 mL	Lot de 3	8,02€
VP.BZH1-2-12	2 mL	0,015 mL	0,02 mL	Lot de 12	31,13€
VP.BZH1-5-1	5 mL	0,045 mL	0,10 mL	À l'unité	2,75€
VP.BZH1-5-3	5 mL	0,045 mL	0,10 mL	Lot de 3	8,02€
VP.BZH1-5-12	5 mL	0,045 mL	0,10 mL	Lot de 12	31,13€
VP.BZH1-10-1	10 mL	0,075 mL	0,10 mL	À l'unité	2,86€
VP.BZH1-10-3	10 mL	0,075 mL	0,10 mL	Lot de 3	8,32€
VP.BZH1-10-12	10 mL	0,075 mL	0,10 mL	Lot de 12	32,31€
VP.BZH1-20-1	20 mL	0,15 mL	0,10 mL	À l'unité	5,40€
VP.BZH1-20-2	20 mL	0,15 mL	0,10 mL	Lot de 3	10,49€
VP.BZH1-20-12	20 mL	0,15 mL	0,10 mL	Lot de 12	61,06€
VP.BZH1-25-1	25 mL	0,15 mL	0,10 mL	À l'unité	5,40€
VP.BZH1-25-2	25 mL	0,15 mL	0,10 mL	Lot de 3	10,49€
VP.BZH1-25-12	25 mL	0,15 mL	0,10 mL	Lot de 12	61,06€



Burette à robinet droit, clé PTFE, Schellbach, borosilicate 3.3, classe AS, CrystAll, 10 ml, avec certificat de lot

Livré avec certificat de lot Conforme aux normes DIN ISO 385 et USP Graduations en bleu Bande Schellbach pour une lecture précise

Burette avec robinet droit en PTFE, en verre borosilicaté 3.3, classe AS Inclus certificat de lot Bande Schellbach pour une lecture précise Conforme aux normes DIN ISO 385 et USP Graduations en couleur bleue

Caractéristiques techniques

Autoclavable à 121°C DIN ISO 385, USP

Référence	Capacité	Tolérance	Subdivision	Vendu par	Tarif HT
VR.DP51-10-1	10 mL	0,03 mL	0,05 mL	À l'unité	75,76€
VR.DP51-25-1	25 mL	0,05 mL	0,10 mL	À l'unité	75,76€
VR.DP51-50-1	50 mL	0,05 mL	0,10 mL	À l'unité	77,60€



Erlenmeyer, à col rodé, verre borosilicate 3.3 | CrystAll

Très solide avec un gradient de température faible Épaisseur de paroi uniforme idéale pour appliquer de la chaleur Forme conique pour un meilleur mélange

Erlenmeyer, à col rodé, verre borosilicate 3.3, CrystAll
Gradué pour indiquer un volume approximatif

Caractéristiques techniques

Autoclavable à 121 °C
Conforme à la norme ISO 4979



Référence	Capacité	Ø Extérieur x Hauteur	Rodage	Vendu par	Tarif HT
VZ.ERL1-25A-1	25 mL	42 x 75 mm	14/23	À l'unité	3,24€
VZ.ERL1-25A-12	25 mL	42 x 75 mm	14/23	Lot de 12	33,12€
VZ.ERL1-25B-1	25 mL	42 x 75 mm	19/26	À l'unité	4,14€
VZ.ERL1-25B-12	25 mL	42 x 75 mm	19/26	Lot de 12	43,06€
VZ.ERL1-50A-1	50 mL	51 x 85 mm	14/23	À l'unité	4,14€
VZ.ERL1-50A-12	50 mL	51 x 85 mm	14/23	Lot de 12	41,40€
VZ.ERL1-50B-1	50 mL	51 x 85 mm	19/26	À l'unité	4,14€
VZ.ERL1-50B-12	50 mL	51 x 85 mm	19/26	Lot de 12	41,40€
VZ.ERL1-50C-1	50 mL	51 x 85 mm	24/29	À l'unité	5,04€
VZ.ERL1-50C-12	50 mL	51 x 85 mm	24/29	Lot de 12	57,02€
VZ.ERL1-100A-1	100 mL	64 x 105 mm	14/23	À l'unité	6,32€
VZ.ERL1-100A-12	100 mL	64 x 105 mm	14/23	Lot de 12	46,66€
VZ.ERL1-100B-1	100 mL	64 x 105 mm	19/26	À l'unité	5,18€
VZ.ERL1-100B-12	100 mL	64 x 105 mm	19/26	Lot de 12	52,49€
VZ.ERL1-100C-1	100 mL	64 x 105 mm	24/29	À l'unité	5,22€
VZ.ERL1-100C-12	100 mL	64 x 105 mm	24/29	Lot de 12	52,20€
VZ.ERL1-100D-1	100 mL	64 x 105 mm	29/32	À l'unité	5,35€
VZ.ERL1-100D-12	100 mL	64 x 105 mm	29/32	Lot de 12	59,40€
VZ.ERL1-250B-1	250 mL	85 x 140 mm	19/26	À l'unité	5,93€
VZ.ERL1-250B-12	250 mL	85 x 140 mm	19/26	Lot de 12	62,93€
VZ.ERL1-250C-1	250 mL	85 x 140 mm	24/29	À l'unité	6,08€
VZ.ERL1-250C-12	250 mL	85 x 140 mm	24/29	Lot de 12	61,78€
VZ.ERL1-250D-1	250 mL	85 x 140 mm	29/32	À l'unité	6,15€
VZ.ERL1-250D-12	250 mL	85 x 140 mm	29/32	Lot de 12	61,99€
VZ.ERL1-500C-1	500 mL	105 x 175 mm	24/29	À l'unité	7,78€
VZ.ERL1-500C-6	500 mL	105 x 175 mm	24/29	Lot de 6	38,88€
VZ.ERL1-500D-1	500 mL	105 x 175 mm	29/32	À l'unité	7,97€
VZ.ERL1-500D-6	500 mL	105 x 175 mm	29/32	Lot de 6	41,31€
VZ.ERL1-1000C-1	1000 mL	131 x 220 mm	24/29	À l'unité	14,71€
VZ.ERL1-1000C-6	1000 mL	131 x 220 mm	24/29	Lot de 6	62,11€
VZ.ERL1-1000D-1	1000 mL	131 x 220 mm	29/32	À l'unité	12,54€
VZ.ERL1-1000D-6	1000 mL	131 x 220 mm	29/32	Lot de 6	64,98€
VZ.ERL1-1000E-1	1000 mL	131 x 220 mm	34/35	À l'unité	13,12€
VZ.ERL1-1000E-6	1000 mL	131 x 220 mm	34/35	Lot de 6	67,98€
VZ.ERL1-2000D-1	2000 mL	166 x 280 mm	29/32	À l'unité	27,54€
VZ.ERL1-2000D-4	2000 mL	166 x 280 mm	29/32	Lot de 4	88,13€
VZ.ERL1-2000E-1	2000 mL	166 x 280 mm	34/35	À l'unité	30,78€
VZ.ERL1-2000E-4	2000 mL	166 x 280 mm	34/35	Lot de 4	100,32€

Ampoule de coulée, cylindrique, tige intérieure, rodage, clé en PTFE, verre borosilicaté 3.3 (DIN ISO 3585), conçue selon ISO 4800 | CrystAll

Verre borosilicaté 3.3 (DIN ISO 3585) à haute résistance chimique et thermique

Clé en PTFE pour un dosage précis et sans fuite

Tige intérieure permettant un écoulement maîtrisé et sans éclaboussures

Rodage standard compatible avec la verrerie de laboratoire

Conception selon la norme ISO 4800 pour une performance constante

Ampoule de coulée cylindrique avec tige intérieure, réalisée en verre borosilicaté 3.3 conforme DIN ISO 3585 et conçue selon la norme ISO 4800.

Équipée d'une clé en PTFE offrant un contrôle précis du débit et d'un rodage standard (14/23 ou 29/32) pour une compatibilité universelle.

La tige intérieure garantit une addition régulière et sans éclaboussures des réactifs.

Idéale pour la titration, la synthèse et le dosage en laboratoire.

Caractéristiques techniques

Rodage : 14/23 ou 29/32

Forme : Cylindrique, tige intérieure

Conception : Selon ISO 4800

Autoclavable : Oui (121 °C)

Référence	Capacité	Rodage	Vendu par	Tarif HT
VA.CPR1-50A-1	50 mL	14/23	À l'unité	37,92€
VA.CPR1-50D-1	50 mL	29/32	À l'unité	39,24€
VA.CPR1-100A-1	100 mL	14/23	À l'unité	40,06€
VA.CPR1-100D-1	100 mL	29/32	À l'unité	42,34€
VA.CPR1-250D-1	250 mL	29/32	À l'unité	46,70€
VA.CPR1-500D-1	500 mL	29/32	À l'unité	54,22€
VA.CPR1-1000D-1	1000 mL	29/32	À l'unité	88,91€



FILTRATION, SÉPARATION ET CONCENTRATION

Entonnoir à tige courte, verre borosilicaté 3.3 ASTM E-438 Type 1 Classe A, conforme DIN ISO 4798 & USP, angle 60° | CrystAll

Verre borosilicaté 3.3 (ASTM E-438 Type 1 Classe A) de haute pureté

Conforme aux normes DIN ISO 4798 et USP

Angle de 60° pour un ajustement parfait du papier filtre

Tige courte pour un écoulement rapide et maîtrisé

Surface polie au feu limitant les dépôts et facilitant le nettoyage

Entonnoir de laboratoire à tige courte, en verre borosilicaté 3.3 (ASTM E-438 Type 1 Classe A), conforme aux normes DIN ISO 4798 et USP. Son angle de 60° assure un positionnement précis du papier filtre. Idéal pour un transvasement propre, rapide et précis de liquides ou poudres. Convient à la filtration, à la préparation d'échantillons et aux analyses chimiques.

Caractéristiques techniques

Matière : Verre borosilicaté 3.3 (ASTM E-438 Type 1 Classe A, DIN ISO 4798)

Angle du bol : 60°

Tige : Courte

Normes : DIN ISO 4798 & USP

Autoclavable : Oui (121 °C)

Surface : Polie au feu



Référence	Ø supérieur	Longueur de tige	Ø tige	Vendu par	Tarif HT
VN.TCB1-35-1	35 mm	35 mm	6 mm	À l'unité	1,80€
VN.TCB1-35-12	35 mm	35 mm	6 mm	Lot de 12	20,52€
VN.TCB1-55-1	55 mm	55 mm	8 mm	À l'unité	2,81€
VN.TCB1-55-12	55 mm	55 mm	8 mm	Lot de 12	32,01€
VN.TCB1-70-1	70 mm	70 mm	10 mm	À l'unité	3,67€
VN.TCB1-70-12	70 mm	70 mm	10 mm	Lot de 12	41,86€
VN.TCB1-80-1	80 mm	80 mm	10 mm	À l'unité	4,34€
VN.TCB1-80-12	80 mm	80 mm	10 mm	Lot de 12	49,52€
VN.TCB1-100-1	100 mm	100 mm	10 mm	À l'unité	5,23€
VN.TCB1-100-12	100 mm	100 mm	10 mm	Lot de 12	59,64€
VN.TCB1-150-1	150 mm	150 mm	10 mm	À l'unité	15,46€
VN.TCB1-150-10	150 mm	150 mm	10 mm	Lot de 10	88,10€

Ampoule à décanter, forme poire, sans graduation, clé en PTFE et bouchon en PE, verre borosilicaté 3.3, ISO 4800

Verre borosilicaté 3.3 de haute qualité
Forme poire (ISO) favorisant une séparation douce et efficace
Clé en PTFE étanche et résistante aux produits chimiques
Livrée avec un bouchon PE assurant une fermeture hermétique
Nettoyage facile et autoclavable

Ampoule à décanter en forme poire (ISO), non graduée, réalisée en verre borosilicaté 3.3.

Équipée d'une clé en PTFE offrant une excellente résistance chimique et d'un bouchon en PE garantissant une étanchéité parfaite.

Sa forme poire permet une décantation fluide et précise des liquides immiscibles.

Parfaite pour les opérations d'extraction, de séparation et de purification en laboratoire.

Caractéristiques techniques

Bouchon : PE (polyéthylène)

Norme : ISO 4800

Autoclavable : Oui (121 °C)



Référence	Capacité	Rodage	Vendu par	Tarif HT
VA.DPN1-50-1	50 mL	19/26	À l'unité	28,39€
VA.DPN1-50-10	50 mL	19/26	Lot de 10	269,72€
VA.DPN1-100-1	100 mL	29/32	À l'unité	28,68€
VA.DPN1-100-10	100 mL	29/32	Lot de 10	272,46€
VA.DPN1-250-1	250 mL	29/32	À l'unité	33,34€
VA.DPN1-250-10	250 mL	29/32	Lot de 10	316,69€
VA.DPN1-500-1	500 mL	29/32	À l'unité	35,45€
VA.DPN1-500-6	500 mL	29/32	Lot de 6	202,05€
VA.DPN1-1000-1	1000 mL	29/32	À l'unité	50,57€
VA.DPN1-1000-6	1000 mL	29/32	Lot de 6	288,24€
VA.DPN1-2000-1	2000 mL	29/32	À l'unité	75,98€
VA.DPN1-2000-4	2000 mL	29/32	Lot de 4	288,74€

Ampoule à décanter, conique, graduée, clé en PTFE et bouchon en PE, verre borosilicaté 3.3, ISO 4800 | CrystAll

Verre borosilicaté 3.3 de haute qualité
Clé en PTFE résistante aux produits chimiques
Livrée avec un bouchon étanche en PE
Graduation claire pour une lecture précise
Forme conique assurant une décantation efficace

Ampoule à décanter conique et graduée en verre borosilicaté 3.3, conforme à la norme ISO 4800 pour la précision dimensionnelle. Équipée d'une clé en PTFE, résistante aux agents chimiques, et d'un bouchon en PE garantissant une fermeture hermétique. Sa forme conique graduée favorise une séparation rapide et complète des phases liquides. Idéale pour les travaux de décantation, extraction et purification de solvants.

Caractéristiques techniques

Bouchon : PE (polyéthylène)
Norme : ISO 4800
Autoclavable : Oui (121 °C)

Référence	Capacité	Rodage	Vendu par	Tarif HT
VA.DPG1-50-1	50 mL	19/26	À l'unité	30,10€
VA.DPG1-50-10	50 mL	19/26	Lot de 10	285,91€
VA.DPG1-100-1	100 mL	29/32	À l'unité	31,20€
VA.DPG1-100-10	100 mL	29/32	Lot de 10	296,40€
VA.DPG1-250-1	250 mL	29/32	À l'unité	34,01€
VA.DPG1-250-10	250 mL	29/32	Lot de 10	323,08€
VA.DPG1-500-1	500 mL	29/32	À l'unité	37,85€
VA.DPG1-500-6	500 mL	29/32	Lot de 6	215,73€
VA.DPG1-1000-1	1000 mL	29/32	À l'unité	52,92€
VA.DPG1-1000-6	1000 mL	29/32	Lot de 6	301,64€
VA.DPG1-2000-1	2000 mL	29/32	À l'unité	77,28€
VA.DPG1-2000-4	2000 mL	29/32	Lot de 4	293,66€



Fiole à vide, verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure, avec olive en verre, ISO 6556 | CrystAll

Verre borosilicaté 3.3 de haute qualité conforme ISO 6556
Olive en verre pour un raccordement sous vide sûr et durable
Paroi épaisse assurant une résistance mécanique optimale
Excellente résistance chimique et transparence remarquable
Idéale pour les systèmes de filtration et d'aspiration

Fiole à vide en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure, conforme à la norme ISO 6556. Son olive en verre intégrée garantit un raccordement fiable aux circuits sous vide. Sa forme conique épaisse assure stabilité et robustesse pour toutes les opérations de filtration ou d'aspiration en laboratoire.

Référence	Capacité	Ø intérieur x Ø extérieur	Hauteur	Vendu par	Tarif HT
VE.VID1-100-1	100 mL	24 x 72 mm	105 mm	À l'unité	9,94€
VE.VID1-100-6	100 mL	24 x 72 mm	105 mm	Lot de 6	56,64€
VE.VID1-250-1	250 mL	29 x 84 mm	158 mm	À l'unité	12,48€
VE.VID1-250-6	250 mL	29 x 84 mm	158 mm	Lot de 6	71,14€
VE.VID1-500-1	500 mL	33,5 x 106 mm	188 mm	À l'unité	17,11€
VE.VID1-500-6	500 mL	33,5 x 106 mm	188 mm	Lot de 6	97,78€
VE.VID1-1000-1	1000 mL	37 x 135 mm	242 mm	À l'unité	30,99€
VE.VID1-1000-4	1000 mL	37 x 135 mm	242 mm	Lot de 6	177,88€
VE.VID1-2000-1	2000 mL	40 x 166 mm	280 mm	À l'unité	51,65€
VE.VID1-2000-4	2000 mL	40 x 166 mm	280 mm	Lot de 4	198,93€



Caractéristiques techniques

Norme : ISO 6556
Olive : En verre (raccord sous vide)
Forme : Conique (type Erlenmeyer)
Usage : Filtration / aspiration sous vide
Autoclavable : Oui (121 °C)

Kit appareil de filtration de 1 L, avec support verre fritté pour membrane 47 mm, à entonnoir 300 ml, sous vide, en verre borosilicate et raccord cordé | CrystAll

Conception tout-verre haute résistance chimique
Base frittée pour une filtration homogène
Montage et démontage simples pour nettoyage
Idéal pour analyses, microbiologie et contrôle qualité

Appareil complet de filtration en verre borosilicaté 3.3, avec base en verre fritté, entonnoir 300 ml, support pour membrane 47 mm et fiole sous vide 1 L.

Garantit une filtration précise et reproductible pour l'analyse en laboratoire.

Caractéristiques techniques

Porosité du fritté : moyenne

Raccordement : tétine pour vide

Pince : aluminium (adaptation SVL)

Référence	Vendu par	Tarif HT
VK.F1L1-47-1	À l'unité	172,21€



Kit appareil de filtration de 2 L, avec support verre fritté pour membrane 47 mm, à entonnoir 500 ml, sous vide, en verre borosilicate et raccord cordé | CrystAll

Conception tout-verre haute résistance chimique
Base frittée pour une filtration homogène
Montage et démontage simples pour nettoyage
Idéal pour analyses, microbiologie et contrôle qualité

Appareil complet de filtration en verre borosilicaté 3.3, avec base en verre fritté, entonnoir 500 ml, support pour membrane 47 mm et fiole sous vide 2 L.

Garantit une filtration précise et reproductible pour l'analyse en laboratoire.

Caractéristiques techniques

Porosité du fritté : moyenne

Raccordement : raccord pour vide

Pince : aluminium (adaptation SVL)

Référence	Vendu par	Tarif HT
VK.F2L1-47-1	À l'unité	193,88€



Base support en verre fritté pour Kit appareil de filtration | CrystAll

Porosité uniforme pour une filtration régulière et fiable

Base de support en verre fritté conçue pour les ensembles de filtration tout verre 47 mm.

La surface poreuse uniforme garantit une répartition homogène du flux.

Réalisée en verre borosilicaté 3.3, elle résiste aux produits chimiques et à la pression sous vide.

Caractéristiques techniques

Type : Base en verre fritté (disque poreux intégré)

Compatibilité : Ensembles de filtration tout verre 47 mm

Norme : Conforme EN ISO 4793

Référence	Vendu par	Tarif HT
VK.SVF1-1-1	À l'unité	84,44€
VK.SVF1-1-10	Lot de 10	794,69€



Entonnoir pour Kit appareil de filtration, en verre borosilicate 3.3 | CrystAll

Assure une fixation ferme et stable pendant la filtration
Compatible avec les systèmes de filtration en verre de 47 mm
Facile à manipuler, verrouillage et déverrouillage rapides

L'entonnoir en verre borosilicaté 3.3 est une pièce de rechange destinée aux ensembles de filtration en verre. Sa jonction rodée assure une connexion étanche et stable avec la base ou la fiole. Compatible avec les modèles 47 mm (VK.F1L1-47-1 / VK.F2L1-47-1)

Caractéristiques techniques

Jonction : Rodée, compatible ISO

Diamètre : 47 mm

Type : Pièce de rechange pour ensemble de filtration

Autoclavable

Référence	Vendu par	Tarif HT
VK.FE31-300-1	À l'unité	30,05€
VK.FE31-300-10	Lot de 10	282,82€
VK.FE31-500-1	À l'unité	51,06€
VK.FE31-500-10	Lot de 10	480,58€



Fiole à filtration pour Kit appareil de filtration | CrystAll

Fabriquée en verre borosilicaté 3.3
Paroi épaisse adaptée à la filtration sous vide
Rodage conique pour une étanchéité parfaite
Compatible avec les ensembles de filtration 47 mm
Nettoyage facile et grande longévité

Fiole de filtration en verre borosilicaté 3.3, conçue pour les appareils de filtration sous vide avec porte-filtre en verre de 47 mm. Elle comprend un rodage conique assurant une étanchéité sans fuite et des parois renforcées pour un usage répété au laboratoire. Compatible avec les ensembles complets VK.F1L1-47-1 et VK.F2L1-47-1.

Caractéristiques techniques

Rodage : Conique normalisé 40/38

Compatibilité : Porte-filtre en verre 47 mm

Contenance : 1000 mL nominale

Usage : Filtration sous vide

Norme : EN ISO 4796

Référence	Vendu par	Tarif HT
VK.FVF1-1-1	À l'unité	47,47€
VK.FVF1-1-10	Lot de 10	268,07€
VK.FVF1-2-1	À l'unité	69,00€
VK.FVF1-2-10	Lot de 10	396,00€



Pince en aluminium, pour Kit appareil de filtration | CrystAll

Pince en aluminium de haute qualité destinée à maintenir les ensembles de filtration 47 mm, assurant une jonction stable et sans fuite entre l'entonnoir et la base frittée. Utilisée avec les systèmes VK.F1L1-47-1 et VK.F2L1-47-1.

Caractéristiques techniques

Matériau : Alliage d'aluminium (série Al-Mg), surface anodisée

Utilisation : Appareils de filtration 47 mm (VK.F1L1-47-1 / VK.F2L1-47-1)

Fonction : Serrage et fixation de la connexion entre l'entonnoir et la base

Nettoyage : Lavable et réutilisable

Référence	Vendu par	Tarif HT
VK.FPA1-47-1	À l'unité	33,23€
VK.FPA1-47-10	Lot de 10	312,77€



FLACONS & RÉCIPIENTS

Flacon réactif rond gradué en verre borosilicaté 3.3, ambré, col à vis GL 45, conforme DIN/ISO 4796 | CrystAll

Graduation claire et durable pour une lecture précise.
Bague de déversement anti-goutte.
Excellente résistance chimique et thermique.
Code de traçabilité
Complètement autoclavable.
Filetage GL 45 universel.

Caractéristiques techniques

Matière : Verre borosilicaté 3.3, ambré
Norme : DIN/ISO 4796
Forme : Ronde
Graduation : Imprimée
Code de traçabilité: Oui
Col : GL 45 à vis
Accessoires : Bouchon et bague en PP
Résistance thermique : +140°C
Autoclavable : Oui (121°C)



Référence	Capacité	Ø base	Hauteur	Vendu par	Tarif HT
VF.IGA1-100-1	100 mL	56 mm	100 mm	À l'unité	13,48€
VF.IGA1-100-10	100 mL	56 mm	100 mm	Lot de 10	128,40€
VF.IGA1-250-1	250 mL	70 mm	138 mm	À l'unité	17,19€
VF.IGA1-250-10	250 mL	70 mm	138 mm	Lot de 10	162,86€
VF.IGA1-500-1	500 mL	86 mm	176 mm	À l'unité	22,54€
VF.IGA1-500-10	500 mL	86 mm	176 mm	Lot de 10	212,16€
VF.IGA1-1000-1	1000 mL	101 mm	225 mm	À l'unité	30,70€
VF.IGA1-1000-10	1000 mL	101 mm	225 mm	Lot de 10	280,62€
VF.IGA1-2000-1	2000 mL	136 mm	260 mm	À l'unité	48,94€
VF.IGA1-2000-10	2000 mL	136 mm	260 mm	Lot de 10	489,38€

Bouchons à vis GL45 pour flacons ISO – options PP / PTFE-PBT | CrystAll

Étanchéité fiable sur flacons ISO GL45
Options codées couleur pour identification rapide
Autoclavables ; variantes haute température jusqu'à 200°C
Matériaux résistants aux agents chimiques (PP/PTFE/PBT)

Bouchons à vis pour flacons ISO 4796 à col GL45.
Disponibles en polypropylène (standard) et en version haute température (bouchon PBT avec joint PTFE).
Assurent une fermeture sûre et compatibles avec les bagues de déversement standard.

Référence	Matériau	Couleur	Vendu par	Tarif HT
VF.IGB1-EBLE-1	Polypropylène	Bleu	À l'unité	1,87€
VF.IGB1-EBLE-10	Polypropylène	Bleu	Lot de 10	9,83€
VF.IGB1-EORA-1	Polypropylène	Orange	À l'unité	2,06€
VF.IGB1-EORA-10	Polypropylène	Orange	Lot de 10	10,84€
VF.IGB1-EJAU-1	Polypropylène	Jaune	À l'unité	2,06€
VF.IGB1-EJAU-10	Polypropylène	Jaune	Lot de 10	10,84€
VF.IGB1-EVER-1	Polypropylène	Vert	À l'unité	2,06€
VF.IGB1-EVER-10	Polypropylène	Vert	Lot de 10	10,84€
VF.IGB1-EGRI-1	Polypropylène	Gris	À l'unité	2,06€
VF.IGB1-EGRI-10	Polypropylène	Gris	Lot de 10	10,84€
VF.IGB1-EBLA-1	Polypropylène	Blanc	À l'unité	2,06€
VF.IGB1-EBLA-10	Polypropylène	Blanc	Lot de 10	10,84€
VF.IGB1-ENDI-1	Polypropylène	Noir	À l'unité	2,06€
VF.IGB1-ENDI-10	Polypropylène	Noir	Lot de 10	10,84€
VF.IGB1-EROU-1	Polypropylène	Rouge	À l'unité	2,06€
VF.IGB1-EROU-10	Polypropylène	Rouge	Lot de 10	10,84€
VF.IGB1-TBLA-1	PBT - Polybutylène téréphtalate	Neutres	À l'unité	17,40€
VF.IGB1-TBLA-10	PBT - Polybutylène téréphtalate	Neutres	Lot de 10	130,48€



Caractéristiques techniques

Compatibilité : Flacons ISO 4796 GL45
Matériaux : PP (standard), bouchon PBT avec joint silicone face PTFE (haute T°)
Température : PP jusqu'à ~140°C ; PBT/PTFE jusqu'à ~180–200°C
Stérilisation : Autoclavable (121/134°C)
Couleurs : Multiples (bleu, orange, jaune, vert, gris, blanc, noir, rouge)

Bagues de déversement GL45 pour flacons ISO – options PP / PTFE | CrystAll

Versement propre et sans goutte

Protège le joint du bouchon et les filetages

Autoclavables ; PTFE haute T° jusqu'à 200°C

Codage couleur pour le contenu

Bagues de déversement anti-goutte pour flacons ISO 4796 à col GL45.

Disponibles en polypropylène (standard) et en version haute température en PTFE pour applications exigeantes.

Caractéristiques techniques

Compatibilité : Flacons ISO 4796 GL45

Matériaux : PP (standard), PTFE (haute T°)

Température : PP jusqu'à ~140°C ; ETFE jusqu'à ~180–200°C

Stérilisation : Autoclavable (121/134°C)

Couleurs : Multiples (bleu, orange, jaune, vert, gris, blanc, noir, rouge)



Référence	Matériau	Couleur	Vendu par	Tarif HT
VF.IGD1-EBLE-1	Polypropylène	Bleu	À l'unité	0,53€
VF.IGD1-EBLE-10	Polypropylène	Bleu	Lot de 10	5,10€
VF.IGD1-EORA-1	Polypropylène	Orange	À l'unité	0,52€
VF.IGD1-EORA-10	Polypropylène	Orange	Lot de 10	5,08€
VF.IGD1-EJAU-1	Polypropylène	Jaune	À l'unité	0,52€
VF.IGD1-EJAU-10	Polypropylène	Jaune	Lot de 10	5,08€
VF.IGD1-EVER-1	Polypropylène	Vert	À l'unité	0,52€
VF.IGD1-EVER-10	Polypropylène	Vert	Lot de 10	5,08€
VF.IGD1-EGRI-1	Polypropylène	Gris	À l'unité	0,52€
VF.IGD1-EGRI-10	Polypropylène	Gris	Lot de 10	5,08€
VF.IGD1-EBLA-1	Polypropylène	Blanc	À l'unité	0,52€
VF.IGD1-EBLA-10	Polypropylène	Blanc	Lot de 10	5,08€
VF.IGD1-ENOI-1	Polypropylène	Noir	À l'unité	0,52€
VF.IGD1-ENOI-10	Polypropylène	Noir	Lot de 10	5,08€
VF.IGD1-EROU-1	Polypropylène	Rouge	À l'unité	0,52€
VF.IGD1-EROU-10	Polypropylène	Rouge	Lot de 10	5,08€
VF.IGD1-TBLA-1	PTFE	Neutres	À l'unité	2,23€
VF.IGD1-TBLA-10	PTFE	Neutres	Lot de 10	21,58€

Bouchon vissant phénolique avec joint silicone pour tubes SVL 13-415 / 15-415 / 18-415 | CrystAll

Étanchéité fiable grâce au joint silicone

Compatible avec les tubes VT.VR51 à vis

Excellente résistance chimique

Produit propre et prêt à l'emploi

Caractéristiques techniques

Bouchons vissants phénoliques avec joint silicone assurant une fermeture étanche des tubes de culture, notamment VT.VR51

(filetages SVL 13-415 / 15-415 / 18-415).

Fournis propres, prêts à l'emploi.

Conviennent à un usage unique ou à une réutilisation limitée selon SOP.

Référence	Type de col	Vendu par	Tarif HT
VT.BVP1-B13-250	Col à vis SVL 13-415	Lot de 250	36,44€
VT.BVP1-B13-1000	Col à vis SVL 13-415	Lot de 1000	141,19€
VT.BVP1-B15-250	Col à vis SVL 15-415	Lot de 250	41,64€
VT.BVP1-B15-1000	Col à vis SVL 15-415	Lot de 1000	166,95€
VT.BVP1-B18-250	Col à vis SVL 18-415	Lot de 250	54,60€
VT.BVP1-B18-500	Col à vis SVL 18-415	Lot de 500	105,78€



TUBES À ESSAI

Tube à essai à bord droit, réutilisable, conforme EN ISO 4142, ASTM E-438 Type I Classe A, verre borosilicaté 3.3 | CrystAll

Fabrique en verre borosilicaté 3.3 (ASTM E-438 Type I Classe A)

Conforme à la norme EN ISO 4142

Excellente résistance thermique et chimique

Bord droit et paroi homogène

Réutilisable et autoclavable

Tube à essai réutilisable de haute qualité en verre borosilicaté 3.3 (ASTM E-438 Type I Classe A), conforme à EN ISO 4142.

Caractéristiques techniques

Matière : Verre borosilicaté 3.3 (ASTM E-438 Type I Classe A)

Norme : EN ISO 4142

Bord : Droit, sans collerette

Réutilisable : Oui

Épaisseur : 1,0 – 1,4 mm selon modèle

Résistance thermique : jusqu'à +250 °C

Résistance chimique : Excellente (acides, bases, solvants)

Autoclavable : Oui (121 °C)

Capacité : 3 à 150 mL

Conditionnement : Lot de 50 ou 100 pièces



Référence	Capacité	Ø Extérieur x Hauteur	Épaisseur	Vendu par	Tarif HT
VT.DB31-3-100	3 mL	10 x 75 mm	1 mm	Lot de 100	11,50€
VT.DB31-5-100	5 mL	12 x 75 mm	1 mm	Lot de 100	12,04€
VT.DB31-6-100	6 mL	12 x 100 mm	1 mm	Lot de 100	13,12€
VT.DB31-13-100	13 mL	15 x 125 mm	1,2 mm	Lot de 100	21,53€
VT.DB31-15-100	15 mL	15 x 150 mm	1,2 mm	Lot de 100	20,26€
VT.DB31-27-100	27 mL	18 x 150 mm	1,2 mm	Lot de 100	26,05€
VT.DB31-38-100	38 mL	25 x 100 mm	1,2 mm	Lot de 100	36,35€
VT.DB31-45-100	45 mL	20 x 150 mm	1,2 mm	Lot de 100	30,09€
VT.DB31-55-100	55 mL	25 x 150 mm	1,2 mm	Lot de 100	35,88€
VT.DB31-60-100	60 mL	25 x 200 mm	1,2 mm	Lot de 100	41,24€
VT.DB31-100-50	100 mL	32 x 200 mm	1,4 mm	Lot de 50	66,31€
VT.DB31-150-50	150 mL	38 x 200 mm	1,4 mm	Lot de 50	74,09€

Tube à essai à bord droit, usage unique, borosilicaté 7.0, conforme EN ISO 4142 | CrystAll

Fabrique en verre borosilicaté 7.0 (EN ISO 4142)

Excellente résistance chimique

Bord droit assurant une épaisseur homogène

À usage unique, propre et prêt à l'emploi

Idéal pour les usages de laboratoire et les cultures biologiques



Référence	Capacité	Ø Extérieur x Hauteur	Épaisseur	Vendu par	Tarif HT
VT.DU71-3-250	3 mL	10 x 75 mm	0,8 mm	Lot de 250	9,55€
VT.DU71-3-1000	3 mL	10 x 75 mm	0,8 mm	Lot de 1000	37,11€
VT.DU71-5-250	5 mL	12 x 75 mm	0,8 mm	Lot de 250	10,50€
VT.DU71-5-1000	5 mL	12 x 75 mm	0,8 mm	Lot de 1000	40,87€
VT.DU71-9-250	9 mL	13 x 100 mm	0,8 mm	Lot de 250	14,01€
VT.DU71-9-1000	9 mL	13 x 100 mm	0,8 mm	Lot de 1000	54,48€
VT.DU71-11-250	11 mL	16 x 100 mm	0,8 mm	Lot de 250	19,60€
VT.DU71-11-1000	11 mL	16 x 100 mm	0,8 mm	Lot de 1000	76,29€
VT.DU71-15-250	15 mL	16 x 125 mm	0,6 mm	Lot de 250	22,49€
VT.DU71-15-1000	15 mL	16 x 125 mm	0,6 mm	Lot de 1000	87,48€
VT.DU71-20-250	20 mL	16 x 150 mm	0,6 mm	Lot de 250	24,51€
VT.DU71-20-1000	20 mL	16 x 150 mm	0,6 mm	Lot de 1000	95,34€
VT.DU71-28-125	28 mL	18 x 150 mm	0,6 mm	Lot de 125	19,60€
VT.DU71-28-500	28 mL	18 x 150 mm	0,6 mm	Lot de 500	76,29€
VT.DU71-34-500	34 mL	20 x 150 mm	0,6 mm	Lot de 500	84,00€

Caractéristiques techniques

Matière : Verre borosilicaté 7.0

Norme : EN ISO 4142

Bord : Droit, sans collerette

Réutilisable : Non (usage unique)

Résistance chimique : Excellente (acides, bases, solvants)

Autoclavable : Non recommandé – usage unique

Capacité : 3 à 34 mL

Conditionnement : Lot de 125 à 1000 pièces

Tube à essai de culture, fond rond, borosilicaté 5.1, finition à vis SVL 13/15/18-415, conforme EN ISO 4142 (bouchon VT.BVP1 non inclus) | CrystAll

Verre borosilicaté 5.1 conforme EN ISO 4142
Finition filetage pour bouchon; standard de col 415
Format usage unique, propre et prêt à l'emploi
Excellente durabilité chimique et transparence

Tubes de culture à usage unique en borosilicaté 5.1 avec finition à vis (SVL 13-415 / 15-415 / 18-415).
Conformes à EN ISO 4142 ; le verre correspond à ASTM E438 Type I, Classe B (5.1) alumino-borosilicaté.
Livrés propres; bouchons VT.BVP1 vendus séparément.
Le filetage 415 indique deux tours et un col plus haut pour une fermeture fiable.

Caractéristiques techniques

Verre borosilicaté 5.1 conforme EN ISO 4142
Finition filetage pour bouchon; standard de col 415
Format usage unique, propre et prêt à l'emploi
Excellente durabilité chimique et transparence

Référence	Capacité	Ø Extérieur x Hauteur	Bouchon adapté	Vendu par	Tarif HT
VT.VR51-8-250	8 mL	13 x 100 mm	SVL 13-415	Lot de 250	42,88€
VT.VR51-8-1000	8 mL	13 x 100 mm	SVL 13-415	Lot de 1000	166,15€
VT.VR51-12-250	12 mL	16 x 100 mm	SVL 15-415	Lot de 250	53,39€
VT.VR51-12-1000	12 mL	16 x 100 mm	SVL 15-415	Lot de 1000	206,89€
VT.VR51-16-250	16 mL	16 x 125 mm	SVL 15-415	Lot de 250	57,12€
VT.VR51-16-1000	16 mL	16 x 125 mm	SVL 15-415	Lot de 1000	221,32€
VT.VR51-20-250	20 mL	16 x 150 mm	SVL 15-415	Lot de 250	66,43€
VT.VR51-20-1000	20 mL	16 x 150 mm	SVL 15-415	Lot de 1000	257,41€
VT.VR51-30-250	30 mL	20 x 125 mm	SVL 18-415	Lot de 250	74,50€
VT.VR51-30-500	30 mL	20 x 125 mm	SVL 18-415	Lot de 500	144,34€
VT.VR51-33-250	33 mL	20 x 150 mm	SVL 18-415	Lot de 250	85,67€
VT.VR51-33-500	33 mL	20 x 150 mm	SVL 18-415	Lot de 500	165,99€



DES ENGAGEMENTS AU SERVICE DE VOS BESOINS:



Simplicité et accessibilité



Disponibilité et service



Transparence et prix équitables



Qualité et durabilité

La team



 **Sylvain Maurel**
CEO



 **Olivier Philippot**
Site Manager



 **Miguel Garcia Lopez**
Business unit manager



 **Younes Errafik**
National Sales Manager



 **Aracely Orrego**
Inside Sales Specialist

Derrière **AllChimie** se trouve une équipe pluridisciplinaire, soudée par une même passion : rendre la vie des laboratoires plus simple et plus efficace.

Nos collaborateurs viennent d'horizons variés — commerce international, logistique, support client, e-commerce, sciences appliquées, mais partagent tous une même vision : mettre leur expertise au service de vos projets.


- Notre force commerciale vous accompagne avec des conseils personnalisés et une parfaite connaissance des gammes.
- Notre équipe logistique assure fiabilité et rapidité dans chaque expédition.
- Notre support client reste disponible et réactif pour toute demande ou suivi.
- Notre équipe digitale travaille chaque jour à améliorer votre expérience en ligne, pour que la commande devienne un réflexe simple et fluide.

Ensemble, nous sommes convaincus qu'un fournisseur ne doit pas être une simple interface d'achat, mais un partenaire durable dans le quotidien des laboratoires.



**Nos conditions
générales de vente**

Suivez-nous sur nos réseaux !



allchimie.com

"Tout pour votre labo, simplement"



Découvrez nos gammes "Verrerie de laboratoire"

Plus de 200 références
Des produits innovants, adaptés à vos besoins de laboratoire
Prix de gros et détail - Livraison gratuite en France

Contact



Tous les prix s'entendent en HT - Susceptibles de variation en cours d'année

10 ZA le Clos des Perdrix, 76700 Gainneville, France
Tél. 01 64 95 95 10 • www.allchimie.com • bonjour.fr@allchimie.com
TVA intracommunautaire : FR92 498 317 965/ SIRET : 498 317 965 00073 - RCS Le Havre B
Société par Actions Simplifiées à Associé Unique au capital de 100 000 €

Article : 951815