


# CHANDELIERS



REFERENCE	DESIGNATION
790027	Chandelier élève simple
790057	Chandelier double élève
790028	Chandelier double professeur
790029	Mélangeur monotrou orientable
790056	Mitigeur douchette
<b>790064</b>	<b>Chandelier eau froide orientable</b>

## Détail

- Anti-vandalisme
- Robinet de type laboratoire à revêtement extérieur anti-acide
- Colonne à un robinet à bec orientable.
- Volant de commande équipé de plaque signalétique à couleur normalisé
- Système de fixation avec dispositif anti-rotation
- Flexible inox avec embouts femelles F ½
- Hauteur 300mm, Saillie 250mm, embout démontable 10mm
- NORMES

Les têtes de nos robinetteries eau sont à clapet guidé hors d'eau et ont obtenu la norme NF. D 18201 sanitaire et le classement U3 (plus de 500 000 manœuvres).