


DOSSERETS TABLETTE



REFERENCE	DESIGNATION
790094	Dossieret Tablette 120 cm
790095	Dossieret Tablette 150 cm
790096	Dossieret Tablette 180 cm
790097	Dossieret Tablette 240 cm
790098	Dossieret Tablette d'angle 60 cm
790099	Dossieret Tablette d'angle 75 cm

Détail

- Hauteur sur plateau: 200 mm
- Profondeur 159mm
- Aggloméré 19mm blanc
- Chants PVC collés 2mm
- Permet d'accueillir les blocs électriques en façade ou tout autre fluide.