




*Exemple de placard sous paillasse de 1m80*

## Plateau

- Selon revêtement de la paillasse sous laquelle il est intégré

## Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- 2 portes battantes sur l'avant fermeture à clef ( possibilité de fournir une clef « pass »)
- Fourni avec 2 étagères
- Trappe d'accès à l'arrière par batteuse
- 4 vérins de mise à niveau



*Vérin de mise à niveau*