

790401 Ensemble 4 Roulettes



Détail

- Ensemble de quatre roulettes pour paillasse mobile
- 4 roulettes avec frein silencieuse diamètre 75mm en caoutchouc
- Nos roulettes pivotantes de diamètre 75mm avec ou sans frein sont constituées d'une chape en polyamide et d'un pivot sur double rangée de billes.
- Le corps de roue est en polyamide, le bandage en polyuréthane injecté et les roulements à billes de précision.
- Cette technologie lui confère un pouvoir de démarrage optimum et un silence de roulage.
- La roulette est maintenue dans le piètement par un système à extenseur garantissant un maintien optimum.