



Détail

- Anti-vandalisme
- Robinet de type laboratoire à revêtement extérieur anti-acide
- Nourrice pour élève à 1 ou 2 robinets avec sortie embout fixe Ø 12mm
- Volant de commande équipé de plaque signalétique à couleur normalisé
- Système de fixation avec dispositif anti-rotation
- Utilisables avec tous types de gaz combustibles: butane, propane et gaz de ville.
- Dispose d'un embout à raccord pour fermeture automatique rapide système de sécurité permettant un raccordement gaz facile, rapide et sûr.