



Viscosimètre B-ONE PLUS



Analyseur de texture TX-700



Rhéomètre DSR-500



Le Sup' by Jeulin devient le partenaire officiel de Lamy Rheology pour la distribution d'une large gamme de produits dans l'Enseignement Supérieur.

Lamy Rheology est une entreprise familiale avec une expérience de plus de 65 ans dans le milieu de la rhéologie.

Elle est aujourd'hui leader français sur le marché des rhéomètres et viscosimètres.

La PME Rhône-alpine fabrique toute sa gamme de produits, et revendique le made in France non comme une étiquette mais comme une réelle éthique de qualité.

Gamme de produits

Instruments de mesure

Le Sup' by Jeulin vous propose une large gamme d'appareils pour analyser toutes les caractéristiques de vos produits, des Viscosimètres, Gel timer et Rhéomètres pour les mesures comme la viscosité, comportement d'écoulement, seuil d'écoulement ou la thixotropie, ainsi que des Analyseurs de texture pour analyser la consistance, l'adhésion ou encore la dureté de vos produits.

Viscosimètres

À PARTIR DE

Modèle	Plage de vitesses de rotation (tr/min)	Plage de viscosités mesurables (mPa.s)	Prix (HT)
B-ONE PLUS	0.3 à 150	1 à 240M*	2754,00 €
FIRST PLUS	0.3 à 150	1 à 240M*	4105,29 €
FIRST PRO	0.3 à 250	1 à 240M*	4590,00 €
RM 100 PLUS	0.3 à 1500	1 à 780M*	3892,50 €
RM 100 CP 2000 PLUS	0.3 à 1500	1 à 28M*	10085,14 €



Gel timer

À PARTIR DE

Modèle	Plage de vitesses de rotation (tr/min)	Plage de couple (mNm)	Prix (HT)
GT-300 PLUS	0.3 à 1500	0.5 à 30	8111,57 €



Rhéomètres

À PARTIR DE

Modèle	Plage de vitesses de rotation (tr/min)	Plage de viscosités mesurables (mPa.s)	Prix (HT)
DSR-500	0,3 à 1500	1 à 780M*	9311,14 €
DSR-500 CP4000 PLUS	0,3 à 1500	1 à 28M*	15199,71 €
RM 200 PLUS	0,3 à 1500	1 à 780M*	8276,14 €
RM 200 CP4000 PLUS	0,3 à 1500	1 à 28M*	13232,57 €



Analyseur de texture

À PARTIR DE

Modèle	Caractéristiques	Choix de capteurs	Prix (HT)
TX-700	Fonctionne en compression et traction	10N, 20N, 50N, 250N et 500N	11620,29 €



M pour millions / *selon système de mesure utilisé

Systèmes de mesure pour Viscosimètres et Rhéomètres

Le Sup' by Jeulin vous propose des mobiles seuls, ou des systèmes de mesures pour accompagner votre Viscosimètre ou votre Rhéomètre, afin d'effectuer toutes vos analyses pour l'ensemble de vos applications.

Système de mesure	Dimensions mobiles (mm)	Plage de viscosité* (mPa.s)	Types d'applications	À PARTIR DE	
				Prix système de mesure complet (HT)	
MS-DIN	Ø14 à 31,5	8 à 41M	Produits homogènes, d'aspect liquide, avec ou sans particules	1134€	
MS-ASTM (L et R)	L : Ø3,2/18,8 – L.31/65,1 R : Ø3,2 à 56,26	15 à 860M	Grande variété de fluides	L1-4 (mallette) : 798,43€ R1-7 (mallette) : 957,86€	
MS CP AC 265	Ø10/60	1 à 28M	Très petits échantillons, tout type de fluide	892,29€	
MS-R	L.5 à 93	12 à 475M	Produits hétérogènes ou ayant un aspect mou au repos	833,14€	
MS VANE	Ø6/22 – L5/43,38	50 à 785M	Tout type de fluide, avec ou sans particules	528,49€	
T-Bar			Produits non-coulants	122,14€	
MS KREBS	L.42,88 à 53,98		Tout type de produits	380,57€	
MS BV	Ø4 à 45	2 à 510M	Tout type de produit, et faibles volumes	642,86€	
MS CHOCOLAT	Ø13,6 à 32,5		Chocolat	489,86€	

Sondes pour Analyseurs de texture

Le Sup' by Jeulin vous propose également des Sondes pour Analyseurs de texture, afin de pouvoir choisir le bon accessoire en fonction des caractéristiques étudiées (consistance, élasticité, adhésion, dureté, etc...)


Type de sonde	Dimensions mobiles (mm)	Types de mesures	À PARTIR DE	
			Prix sonde (HT)	
Sonde ½ sphère	Ø8 à 40	Consistance, élasticité, adhésion et filant sur gels et crèmes	295,71€	
Sonde plate	Ø34 à 160	Consistance, élasticité, adhésion et filant sur solide de taille inférieur au plateau	262,29€	
Sonde de Bloom	Ø12,7 - H30	Consistance, test de Bloom sur gels	354,86€	
Sonde cylindre	Ø50 - H50	Pénétration de texture sur échantillons solides	295,71€	
Sonde cône	Angle : 20° à 90°	Pénétration de consistance sur échantillons solides	295,71€	
Sonde couperet	L.25 - Angle.60°	Force de rupture, Knack	682,71€	
Sonde sphère	Ø12,7 à 25	Consistance, élasticité et adhésion sur échantillons mous et solides	446,14€	
Sonde Mesh	Ø50	Consistance de produits avec morceaux tels que des yaourts, sauces ou confitures	852,43€	
Sonde couteau	L.115	Force de coupe	1267,71€	

Packs Éducation

PACK ASTM → VISCOSIMÈTRE B-ONE PLUS + MS-ASTM (MOBILES L ET R)



Viscosimètre
B-ONE PLUS
(réf. 704222)



Mobiles L1 à L4 en mallette
(réf. 704664)



Disques R1 à R7 en mallette
(réf. 704900)

Réf. 704899

4510,29 € HT*

PACK GEL TIMER → GEL TIMER GT-300 PLUS AVEC SES ACCESSOIRES



Gel timer
GT-300 PLUS
(réf. 704824)



Crochet standard (réf. 704805)
avec axe réf. 704776

OU



Crochet faible volume
lot de 100 pièces (réf. 704807)
avec axe réf. 704777



Godet Aluminium
lot de 100 pièces
(réf. 704806)

À PARTIR DE

Réf. 704892 et 704893

10883,57 € HT*

PACK ANALYSEUR DE TEXTURE → ANALYSEUR DE TEXTURE TX-700 + 3 SONDES POUR ANALYSER DIFFÉRENTES PROPRIÉTÉS D'UN PRODUIT



Analyseur
de texture
TX-700
(réf. 704253)



Sonde plate Ø34 mm
(réf. 704593) pour l'adhésion



Sonde 1/2 sphère Ø30 mm
(réf. 704574) pour la dureté



Sonde cône 20°
(réf. 704575) pour
la consistance

Réf. 704891

12589,71 € HT*

Pour plus d'information sur les Instruments de mesure, Systèmes de Mesures, Sondes et Cellules et Packs Éducation, rendez-vous sur www.jeulin.fr, dans l'onglet Focus sur, catégorie Enseignement Supérieur/Mesure Chimique



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France
Métropole • Tél. 02 32 29 40 00 - Fax 02 32 29 43 99
International • Tél. +33 (0)2 32 29 40 23 - Fax +33 (0)2 32 29 43 24
www.jeulinsup.fr • contact@jeulinsup.fr • export@jeulin.fr
SAS au capital de 1000 000 € • TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 • Siren 344 652 490 RCS Evreux

Article : 951708



91951708 10000001

2020-12-plaquette Lamy Rheology

* Prix HT susceptibles de variation en cours d'année.