

# Équipement général



En scannant ce QR-code,  
découvrez l'un des  
univers  
de ce chapitre



## 566 à 601

566 à 567

### Aménagement de Laboratoire

Guide Caractéristiques  
techniques

568 à 569

Salles d'enseignement  
mutualisées

570 à 571

Paillasses simples

572

Accessoires de paillasses

574 à 575

Paillasses triangulaires

576 à 577

Paillasses et plots humides

578 à 579

Paillasses PMR

580

Paillasses centrales

581

Dosserets-caisson et tablettes

582

Salles de préparation

585 à 590

Rangements - Armoires

591

Armoires métalliques

592 à 598

Servantes - Meubles à bacs

599

Chariots

600

Premiers secours

## 602 à 623

### Équipement

602 à 605

Mobilier scolaire - Tables

606 à 607

Tableaux et accessoires

608 à 613

Vidéoprojecteurs - Visualiseurs

614 à 615

Tablettes - PC

616 à 617

Classes mobiles

618 à 619

Accessoires - Périphériques de  
stockage

620 à 622

Ampoules - Piles - Fusibles

623

Petit électroménager



# Une conception rigoureuse pour un



## Environnement et durabilité

La gestion durable des forêts est une priorité. Pour la production de matériaux en bois, nos fournisseurs utilisent exclusivement du bois d'abattage, des résidus de bois de scierie sélectionnés et du bois recyclé adaptés.

Nous agissons de manière responsable en ce qui concerne les forêts et l'environnement. Dans le cadre de la chaîne de produits, nos fabricants sont certifiés par les normes environnementales européennes et mondiales.



## Les revêtements

### Le Grès

Dalle de grès émaillée blanc (marque KERAION de BUCHTAL) de 8 mm d'épaisseur collée sur plateau de 22 mm d'épaisseur en CTBH hydrofuge (650 kg/m<sup>2</sup>) stratifié double face.

5 formats de dalle : 600 x 600 x 8 mm, 600 x 750 x 8 mm, 600 x 900 x 8 mm, 750 x 750 x 8 mm et 750 x 900 x 8 mm.

Joint réalisé au ciment époxy anti-acides.

Chants protégés par une bande de rive anti-choc de 40 mm en PVC gris monté avec queue de sapin.

#### Les performances :

Résistants à l'abrasion.

Résistants aux produits chimiques courants (acides et bases fortes) et nitrate d'argent.

Résistants aux colorants (limite maximale : bleu de méthylène et rouge neutre).

Résistance au feu (test de l'épi radiateur pendant 10 minutes).

Insensibilité à l'humidité (renversement d'eau).

Adapté à tous les milieux d'expériences.

### Le Stratifié

Aggloméré hydrofuge de 30 mm d'épaisseur stratifié 2 faces CTBH (650 kg/m<sup>2</sup>).

Chants protégés par une bande de rive anti-choc de 40 mm en PVC gris monté avec queue de sapin.

Ne convient pas en milieu humide.

Adapté et résistant pour toutes autres manipulations.

### Le Verre

Verre Securit 8 mm d'épaisseur, bord chanfreiné.

Joint réalisé à la silicone anti-fongique.


Adapté pour les manipulations en microbiologie.

### Le Trespa


Trespa 8 mm d'épaisseur.

Joint réalisé au ciment époxy anti-acides.


Adapté en chimie, biologie et physique.




Grès



Stratifié



Verre



Trespa

# matériel durable

## L'ossature métallique

Piètements métalliques en H mécano soudés réalisés en tube d'acier de section 30 x 30 x 2 mm.

Raidisseur sous plateau, réalisé en tube d'acier de section 30 x 30 x 2 mm.


2 barres haute et basse pour assurer la rigidité des pieds.

Piètements fixés par vissage sur les raidisseurs.

Peinture époxy cuit au four résistance aux produits chimiques (acide).

Couleur standard RAL 5014 (autre couleur nous consulter).

Toutes nos paillasses sont réglables en hauteur à 90 cm.



## La fixation au sol

Chaque pied est équipé de vérins réglables permettant la mise à niveau des tables avec ancrage à 50 mm de profondeur assurant une très grande solidité et rigidité de la table.



## Les cuves

Un grand choix de cuves en polypropylène ou en grès.

**Cuves en grès :**

610 x 450 mm / 450 x 450 mm / 315 x 315 mm / 300 x 150 mm



**Cuves polypropylène :**

600 x 450 mm / 450 x 450 mm / 300 x 300 mm / 300 x 150 mm



## Les caissons de protection des fluides

Panneau en aggloméré hydrofuge 19 mm mélaminé.

2 faces, couleur blanc.

Chant mélaminé.

CTBH (650 kg/m²).

Montage tourillonné.

Vérins réglables permettant la mise à niveau des tables avec ancrage à 50 mm de profondeur assurant une très grande solidité et rigidité de l'ensemble.

## La robinetterie

Robinet de type laboratoire à revêtement extérieur anti-acide.

Col de cygne de type anti-vandalisme.

Volant de commande équipé de plaque signalétique à couleur normalisée.



# Adaptez vos salles à la pédagogie

## Transformez votre salle de cours pour un travail en groupe en un temps record !

> Paillasse équipée de roulettes


> Manipulation facile

La constitution d'un « pôle » pour les enseignements de sciences expérimentales et de technologie est souhaitable afin de favoriser les travaux interdisciplinaires et permettre une mise en commun de certains matériels.

Nous vous proposons des aménagements de laboratoire répondant aux exigences de ces nouveaux enseignements.

### Les classes mobiles

Exemple pour une salle (30 à 36 élèves)



La conduite de la classe est organisée pour favoriser l'apprentissage en équipe et les prises d'initiative. Les activités s'effectuent souvent en équipe (4 à 6 élèves) mais parfois aussi individuellement.

En début et en fin de séance le professeur a besoin de s'adresser à l'ensemble des élèves pour le lancement et la conclusion des activités. La configuration de la salle doit donc permettre à chaque élève de se tourner vers un document projeté ou vers le professeur.



## de demain

Le Ministère préconise le rapprochement des disciplines expérimentales.

Cela fait une large part au travail collaboratif des élèves au développement du goût des sciences et de la technologie et à l'encouragement des vocations pour les carrières scientifiques et techniques.

Dans cette dynamique, l'implantation physique d'un pôle « sciences et technologie » dans le collège constitue un véritable levier pour mettre en synergie les quatre disciplines sciences de la vie et de la Terre, physique-chimie, technologie et mathématiques.

Nous vous proposons un ensemble de paillasse sur roulettes facilement modulables.

Ci-dessous un exemple d'implantation possible avec des paillasse mobiles et un point d'eau fixe.



## Des solutions quel que soit votre espace

L'enseignement mutualisé nécessite des espaces de travail conséquents. Afin de pouvoir organiser vos locaux actuels dont la superficie n'est pas importante, nous vous proposons des solutions d'aménagement adaptées.


Voici quelques exemples de pôle de travail permettant les travaux en groupe pour des espaces restreints :



Ces ensembles triangulaires fixes sont disponibles en deux dimensions pour s'adapter aux paillasse de profondeurs 60 et 75 cm. (Nous consulter)

POUR VOS FUTURS PROJETS,  
Contactez dès à présent  
nos technico-commerciaux  
pour vous aider à réaliser  
votre espace d'enseignement.

Didier Crespel  
dcrespel@jeulin.fr  
06 07 33 19 97




Nicolas Eracovic  
neracovic@jeulin.fr  
07 85 25 11 45

Xavier Silhol  
xsilhol@jeulin.com  
06 08 25 82 03

## Les paillasses simples en H

> Nous vous proposons un large choix de dimensions pour l'aménagement de vos laboratoires ainsi que des revêtements adaptés à votre domaine de recherche ou d'enseignement

> Nous pouvons également fournir ces paillasses sur mesure ou au coloris de votre choix (nombreux RAL disponibles)



**nouveau revêtement !**

## Les paillasses simples avec pieds

Ci-dessous notre gamme de paillasses avec vérins de réglages en hauteur.

| Paillasses simples                | Largeur en mm | Profondeur 600 mm | Profondeur 750 mm |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Pour élèves et professeurs</b> |               |                   |                   |
| Revêtement stratifié              | 600           | Réf. 790300       | Réf. 790120       |
|                                   | 750           | -                 | Réf. 790440       |
|                                   | 900           | Réf. 790340       | Réf. 790342       |
|                                   | 1200          | Réf. 790301       | Réf. 790121       |
|                                   | 1500          | Réf. 790336       | Réf. 790339       |
|                                   | 1800          | Réf. 790302       | Réf. 790122       |
| Revêtement grès                   | 2100          | Réf. 790341       | Réf. 790343       |
|                                   | 2400          | Réf. 790303       | Réf. 790123       |
|                                   | 600           | Réf. 790304       | Réf. 790124       |
|                                   | 750           | -                 | Réf. 790441       |
|                                   | 900           | Réf. 790345       | Réf. 790347       |
|                                   | 1200          | Réf. 790305       | Réf. 790125       |
| Revêtement verre                  | 1500          | Réf. 790334       | Réf. 790335       |
|                                   | 1800          | Réf. 790306       | Réf. 790126       |
|                                   | 2100          | Réf. 790346       | Réf. 790348       |
|                                   | 2400          | Réf. 790307       | Réf. 790127       |
|                                   | 600           | Réf. 790350       | Réf. 790349       |
|                                   | 750           | -                 | Réf. 790442       |
| Revêtement Trespa                 | 900           | Réf. 790386       | Réf. 790388       |
|                                   | 1200          | Réf. 790351       | Réf. 790355       |
|                                   | 1500          | Réf. 790352       | Réf. 790356       |
|                                   | 1800          | Réf. 790353       | Réf. 790357       |
|                                   | 2100          | Réf. 790387       | Réf. 790389       |
|                                   | 2400          | Réf. 790354       | Réf. 790358       |
| Revêtement Trespa                 | 600           | Réf. 790540       | Réf. 790547       |
|                                   | 750           | -                 | Réf. 790443       |
|                                   | 900           | Réf. 790541       | Réf. 790548       |
|                                   | 1200          | Réf. 790542       | Réf. 790549       |
|                                   | 1500          | Réf. 790543       | Réf. 790550       |
|                                   | 1800          | Réf. 790544       | Réf. 790551       |
| Revêtement Trespa                 | 2100          | Réf. 790545       | Réf. 790552       |
|                                   | 2400          | Réf. 790546       | Réf. 790553       |

Info utilisateur : Largeur normalisée pour un élève mini 600 mm

## Les paillasses simples mobiles

> Transformez votre classe pour le travail en groupe

Ci-dessous une sélection de paillasses les plus courantes équipées de 4 roulettes à frein. Toutes les autres paillasses peuvent être proposées mobiles en ajoutant l'option "Jeu de 4 roulettes".

| Paillasses simples mobiles | Largeur | Profondeur 600 mm |
|----------------------------|---------|-------------------|
| Revêtement Stratifié       | 1200 mm | Réf. 790801       |
|                            | 1500 mm | Réf. 790836       |
|                            | 1800 mm | Réf. 790802       |
| Revêtement Grès            | 1200 mm | Réf. 790805       |
|                            | 1500 mm | Réf. 790834       |
|                            | 1800 mm | Réf. 790806       |
| Revêtement Verre           | 1200 mm | Réf. 790851       |
|                            | 1500 mm | Réf. 790852       |
|                            | 1800 mm | Réf. 790853       |
| Revêtement Trespa          | 1200 mm | Réf. 790842       |
|                            | 1500 mm | Réf. 790843       |
|                            | 1800 mm | Réf. 790844       |


| Option                          | Dimensions | Référence |
|---------------------------------|------------|-----------|
| Jeu de 4 roulettes (avec frein) | ø 75 mm    | 790401    |

↓ Lycée Notre Dame de Grâce à Maubeuge [59]



## Les paillasses simples en C

- > Nous vous proposons un large choix de dimensions pour l'aménagement de vos laboratoires ainsi que des revêtements adaptés à votre domaine de recherche ou d'enseignement
- > Nous pouvons également fournir ces paillasses sur mesure ou au coloris de votre choix (nombreux RAL disponibles)



## Les paillasses en C

Nos paillasses avec piètements en C, ont été développées pour s'adapter parfaitement aux configurations de vos laboratoires.

Elles sont constituées de piètement en tube acier 60x40 recouvert d'une peinture époxy blanche (autre couleur disponibles suivant nuancier RAL).

La conception en C permet un dégagement latéral libre de la paillasse.

Elles sont ceinturées par des bandeaux sur 3 axes.

| Paillasse simple en C | Largeur en mm | Profondeur 600 mm | Profondeur 750 mm |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Revêtement stratifié  | 1200          | Réf. 790951       | Réf. 790977       |
|                       | 1500          | Réf. 790952       | Réf. 790978       |
|                       | 1800          | Réf. 790953       | Réf. 790979       |
| Revêtement grès       | 1200          | Réf. 790958       | Réf. 790984       |
|                       | 1500          | Réf. 790959       | Réf. 790985       |
|                       | 1800          | Réf. 790960       | Réf. 790986       |
| Revêtement verre      | 1200          | Réf. 790965       | Réf. 790991       |
|                       | 1500          | Réf. 790966       | Réf. 790992       |
|                       | 1800          | Réf. 790967       | Réf. 790993       |
| Revêtement verre      | 1200          | Réf. 790972       | Réf. 790997       |
|                       | 1500          | Réf. 790973       | Réf. 790998       |
|                       | 1800          | Réf. 790974       | Réf. 790999       |



Retrouvez les accessoires et nos placards à roulettes associés dans les pages suivantes.

## Les accessoires de paillasse

> Vous pouvez équiper vos paillasse avec une série d'accessoires tel que dossier, tablette porte-documents, voile de discrétion en fonction de vos besoins

Retrouvez toutes nos fiches techniques

sur [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)

## Les dossier

> Deux modèles au choix

> Anti-chute

Il existe 2 hauteurs de dossier : 35 mm et 92 mm au-dessus du plan de travail. Le dossier 35 mm est purement un dossier antichute qui évitera à votre verrerie ou tout autre matériel de tomber et de se détériorer. Le dossier 92 mm allie la notion antichute et la possibilité d'y placer des blocs électriques ou informatiques facilement accessibles.

| Dossier                           | Largeur (mm) | Dossier bas<br>Hauteur sur<br>plateau 35 mm | Dossier haut<br>Hauteur sur<br>plateau 92 mm |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Pour élèves et professeurs</b> |              |                                             |                                              |
| Mélaminé 19 mm,<br>chant PVC 2 mm | 450          | Réf. 790070                                 | Réf. 790036                                  |
|                                   | 600          | Réf. 790071                                 | Réf. 790001                                  |
|                                   | 800          | Réf. 790072                                 | Réf. 790035                                  |
|                                   | 900          | Réf. 790073                                 | Réf. 790050                                  |
|                                   | 1200         | Réf. 790074                                 | Réf. 790002                                  |
|                                   | 1500         | Réf. 790075                                 | Réf. 790048                                  |
|                                   | 1650         | Réf. 790076                                 | Réf. 790051                                  |
|                                   | 1800         | Réf. 790077                                 | Réf. 790003                                  |
|                                   | 2100         | Réf. 790199                                 | Réf. 790205                                  |
|                                   | 2400         | Réf. 790078                                 | Réf. 790004                                  |

Info utilisateur : Hauteur 92 mm pouvant accueillir des blocs électriques.



↑ Dossier anti-chute


## Les tablettes porte-documents

> Un espace supplémentaire

Les tablettes porte-documents libèrent l'espace du plan de travail tout en vous permettant de garder à proximité vos documents de travail.

| Tablettes porte-documents         | Largeur (mm) | Profondeur 250 mm |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Pour élèves et professeurs</b> |              |                   |
| Mélaminé 19 mm,<br>chant mélaminé | 600          | Réf. 790005       |
|                                   | 900          | Réf. 790240       |
|                                   | 1200         | Réf. 790006       |
|                                   | 1500         | Réf. 790058       |
|                                   | 1800         | Réf. 790007       |
|                                   | 2100         | Réf. 790241       |
|                                   | 2400         | Réf. 790008       |

Info utilisateur : Revêtement mélaminé, épaisseur 19 mm.



## Les voiles de discrétion

> Préserve la vision sous paillasse

Les voiles de discrétion permettent de préserver la vue sous les paillasse et peuvent également servir de cache technique pour des raccordements de paillasse tête-bêche ou contre-murs.

| Accessoires             | Largeur (mm) | Revêtement | Référence |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|
| <b>Pour professeurs</b> |              |            |           |
| Voile de discrétion     | 600          | Mélaminé   | 790052    |
|                         | 900          | Mélaminé   | 790250    |
|                         | 1200         | Mélaminé   | 790053    |
|                         | 1500         | Mélaminé   | 790065    |
|                         | 1800         | Mélaminé   | 790054    |
|                         | 2100         | Mélaminé   | 790251    |
|                         | 2400         | Mélaminé   | 790055    |

Info utilisateur : Les voiles de discrétion sont adaptables sur les paillasse élèves.



## Accessoires divers

| Accessoires                              | Revêtement | Référence |
|------------------------------------------|------------|-----------|
| Bandeau latéral pour profondeur 600 mm   | Mélaminé   | 790032    |
| Bandeau latéral pour profondeur 750 mm   | Mélaminé   | 790082    |
| Tiroir professeur de rangement mélaminé  | Mélaminé   | 790047    |
| Placard sous paillasse profondeur 600 mm | Mélaminé   | 790134    |
| Placard sous paillasse profondeur 750 mm | Mélaminé   | 790399    |
| Placard de rangement profondeur 600 mm   | Grès       | 790115    |
| Tablette rabattable profondeur 600 mm    | Mélaminé   | 790026    |
| Tablette rabattable profondeur 750 mm    | Mélaminé   | 790246    |



# Placards-paillasse

- > Dans le cadre des enseignements mobiles, nous vous proposons une nouvelle gamme de produits alliant à la fois un espace de rangement et un espace de travail pour un ou plusieurs élèves
- > Ces placards-paillasse trouvent une application également dans les salles de petites dimensions en optimisant les espaces de travail

Nos placards-paillasse sont conçus de façon à permettre aux élèves de s'asseoir d'un côté du meuble et de ranger du matériel scientifique (microscopes, consoles de mesure Ex. A. O., capteurs etc...) dans la partie opposée.

Ils sont équipés de 4 roulettes à frein.

**Le côté rangement** se compose de 2 portes coulissantes fermant à clé, d'une cloison centrale et d'une étagère réglable en hauteur de part et d'autre.

**Le côté élève** est ouvert sur la moitié de la profondeur permettant ainsi le passage des jambes.

Roulettes pivotantes de diamètre 75 mm : pouvoir de démarrage optimum et silence de roulage. →



Info utilisateur : ces produits peuvent être équipés de prises électriques se raccordant sur les murs ou à des perches.

| Placard-Paillasse                   | Largeur | Profondeur 600 mm | Profondeur 750 mm |
|-------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Revêtement Grès<br>Hauteur : 900 mm | 900 mm  | Réf. 790390       | Réf. 790393       |
|                                     | 1200 mm | Réf. 790391       | Réf. 790394       |
|                                     | 1500 mm | Réf. 790392       | Réf. 790395       |


Nos placards-paillasses peuvent être aussi proposés en revêtement verre ou stratifié (nous consulter).

| Option                          | Référence |
|---------------------------------|-----------|
| Rallonge pour placard paillasse | 790403    |

Permet de transformer le placard paillasse mobile en fixe (suppression des roulettes).

## Modularité

La modularité de nos placards-paillasse vous permet de passer facilement d'une configuration cours à une configuration TP





## Les paillasses triangulaires

> Dans le cadre des nouveaux dispositifs d'enseignement en groupe, vous pourrez trouver dans cette page de nombreuses possibilités d'aménagement de vos salles en îlots avec nos paillasses triangulaires



Découvrez sans attendre tout le **matériel scientifique et technique**, faites confiance aux experts !



**JEULIN**

La pédagogie et la didactique



**oV10**

Le matériel d'optique

**JEULIN.com**

Votre univers web complet :  
1 site, 4 expertises

**Polytech**

Le matériel de mesure



**Le laborantin**

Le matériel de laboratoire



### Les paillasses triangulaires simples

En fonction de vos besoins d'enseignement, ces paillasses peuvent être utilisées seules ou en association avec d'autres modèles : sèches, humides ou informatiques (voir notre gamme complète pages suivantes).

| Revêtement | Dimensions            | Référence |
|------------|-----------------------|-----------|
| Stratifié  | 1200 x 1200 x 1700 mm | 790370    |
| Grès       | 1200 x 1200 x 1700 mm | 790371    |
| Verre      | 1200 x 1200 x 1700 mm | 790372    |
| Trespa     | 1200 x 1200 x 1700 mm | 790450    |

### Rendez vos paillasses mobiles

Les paillasses triangulaires peuvent être équipées de roulettes afin de transformer votre cours classique en travail en groupe.



Roulette Ø 75 mm. →

| Option                             | Dimensions | Référence |
|------------------------------------|------------|-----------|
| Jeu de 3 roulettes (3 avec freins) | Ø 75 mm    | 790402    |

## Les paillasses triangulaires avec placard à portes battantes ou coulissantes

Afin d'optimiser vos aménagements, nous avons conçu nos paillasses triangulaires avec des placards complets, proposées en portes battantes à la française ou en portes coulissantes.

Ils sont équipés d'une serrure à clef universelle et fournis avec une étagère.

Ces placards peuvent être utilisés pour du rangement ou pour l'aménagement de postes informatiques et accueillir ainsi plusieurs unités centrales.

Ils peuvent également recevoir des cuves 30 x 30 cm, réf. 790044 et 45 x 45 cm, réf. 790060\*.




### Les paillasses triangulaires avec placard à portes battantes



| Revêtement | Dimensions            | Référence |
|------------|-----------------------|-----------|
| Stratifié  | 1200 x 1200 x 1700 mm | 790373    |
| Grès       | 1200 x 1200 x 1700 mm | 790374    |
| Verre      | 1200 x 1200 x 1700 mm | 790375    |
| Trespa     | 1200 x 1200 x 1700 mm | 790451    |

### Les paillasses triangulaires avec placard à portes coulissantes



| Revêtement | Dimensions            | Référence |
|------------|-----------------------|-----------|
| Stratifié  | 1200 x 1200 x 1700 mm | 790376    |
| Grès       | 1200 x 1200 x 1700 mm | 790377    |
| Verre      | 1200 x 1200 x 1700 mm | 790378    |
| Trespa     | 1200 x 1200 x 1700 mm | 790452    |

## Les modules triangulaires d'angle

Vous avez la possibilité de concevoir vos îlots avec des modules d'angle triangulaires. Ils sont disponibles en deux profondeurs 60 et 75 cm. Ces places sont accessibles à un élève.

Pour des raisons de stabilité ces modules ne peuvent pas recevoir de roulettes.

### Modules profondeur 60 cm

| Revêtement | Dimensions         | Référence |
|------------|--------------------|-----------|
| Stratifié  | 600 x 600 x 850 mm | 790380    |
| Grès       | 600 x 600 x 850 mm | 790381    |
| Verre      | 600 x 600 x 850 mm | 790382    |
| Trespa     | 600 x 600 x 850 mm | 790455    |

### Modules profondeur 75 cm

| Revêtement | Dimensions          | Référence |
|------------|---------------------|-----------|
| Stratifié  | 750 x 750 x 1075 mm | 790383    |
| Grès       | 750 x 750 x 1075 mm | 790384    |
| Verre      | 750 x 750 x 1075 mm | 790385    |
| Trespa     | 750 x 750 x 1075 mm | 790456    |



\* Les cuves ne peuvent pas être proposées sur le revêtement stratifié.


## Les paillasses humides

> L'eau est un élément essentiel dans les applications de laboratoire ou de salles de sciences

> Vous trouverez des solutions intégrées ou modulaires adaptées à vos besoins

à partir de

**912€<sup>HT</sup>**,80



- > Revêtement en grès émaillé blanc ou verre sécurit 8 mm EMALIT blanc
- > Trappe d'accès arrière
- > Joint époxy ou joint silicone blanc antifongique
- > Paillasse livrée sans robinet

| Paillasses humides Droite/Gauche* | Largeur | Profondeur 600 mm |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| <b>Pour élèves</b>                |         |                   |
| Revêtement Grès                   | 1200 mm | Réf. 790311       |
|                                   | 1650 mm | Réf. 790309       |
|                                   | 1800 mm | Réf. 790308       |
|                                   | 2400 mm | Réf. 790310       |
| Revêtement Verre                  | 1200 mm | Réf. 790333       |
|                                   | 1650 mm | Réf. 790331       |
|                                   | 1800 mm | Réf. 790330       |
|                                   | 2400 mm | Réf. 790332       |

Info utilisateur : l'espace devant le caisson d'eau n'est pas considéré comme une place élève.

\* A confirmer lors de votre commande.



## Les plots humides

- L'espace de travail prévu n'est pas toujours de dimensions ou de forme optimale et notre large gamme de plots modulaires vous permet d'homogénéiser la conception de votre laboratoire
- Les plots humides vous sont proposés en diverses largeurs, profondeurs et équipés de cuves polypropylène ou grès
- Plot livré sans robinet



↑ Plot humide de petites dimensions avec cuve 150 x 300 mm



↑ Plot d'eau 600 x 450 mm avec cuve polypropylène 300 x 300 mm

| Largeur                                                      | nouveau!                     |                               | nouveau!                       |                                |                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                                              | Revêtement grès avec cuve PP | Revêtement verre avec cuve PP | Revêtement grès avec cuve grès | Revêtement Trespa avec cuve PP | Revêtement Trespa avec cuve grès |
| Plot humide simple - Profondeur 600 mm                       |                              |                               |                                |                                |                                  |
| 300 mm                                                       | 790316<br>Cuve 30 x 15 cm    | 790323<br>Cuve 30 x 15 cm     | Nous consulter                 | Nous consulter                 | Nous consulter                   |
| 450 mm                                                       | 790329<br>Cuve 30 x 30 cm    | 790338<br>Cuve 30 x 30 cm     | 790429<br>Cuve 32 x 32 cm      | 790560<br>Cuve 30 x 30 cm      | 790565<br>Cuve 32 x 32 cm        |
| 600 mm                                                       | 790317<br>Cuve 30 x 30 cm    | 790337<br>Cuve 30 x 30 cm     | 790417<br>Cuve 32 x 32 cm      | 790561<br>Cuve 30 x 30 cm      | 790566<br>Cuve 32 x 32 cm        |
| Plot humide simple - Profondeur 750 mm                       |                              |                               |                                |                                |                                  |
| 300 mm                                                       | 790324<br>Cuve 30 x 15 cm    | 790326<br>Cuve 30 x 15 cm     | Nous consulter                 | Nous consulter                 | Nous consulter                   |
| 450 mm                                                       | 790318<br>Cuve 30 x 30 cm    | Nous consulter                | Nous consulter                 | 790562<br>Cuve 30 x 30 cm      | Nous consulter                   |
| 600 mm                                                       | 790319<br>Cuve 45 x 45 cm    | Nous consulter                | Nous consulter                 | 790563<br>Cuve 45 x 45 cm      | Nous consulter                   |
| 800 mm                                                       | 790116<br>Cuve 60 x 45 cm    | 790616<br>Cuve 60 x 45 cm     | 790416<br>Cuve 60 x 45 cm      | 790564<br>Cuve 60 x 45 cm      | 790567<br>Cuve 60 x 45 cm        |
| Plot humide mixte avec zone de rangement - Profondeur 600 mm |                              |                               |                                |                                |                                  |
| 600 mm                                                       | 790320<br>Cuve 30 x 30 cm    | Nous consulter                | Nous consulter                 | 790568<br>Cuve 30 x 30 cm      | Nous consulter                   |
| 600 mm                                                       | 790325*<br>Cuve 45 x 45 cm   | -                             | Nous consulter                 | 790569<br>Cuve 45 x 45 cm      | Nous consulter                   |

\* Pour des raisons techniques, ne peut être proposé en revêtement verre



↑ Plot mixte : Alliant la fonction point d'eau et un espace de rangement accessible par deux portes fermant à clé pass, notre nouveau plot d'eau mixte vous apportera un excellent confort d'utilisation.



### Accessoires

Cache cuve 300 x 300 mm

Réf. 792000

nous consulter

### À DÉCOUVRIR

➤ Retrouvez notre gamme de robinetterie

page 583

## Les caissons de passage des fluides



Ces caissons sont destinés à raccorder des paillasse humides au réseau lorsque les attentes se trouvent au mur et le plot d'eau à l'extrémité opposée de la paillasse.

| Caisson pour paillasse | Référence |
|------------------------|-----------|
| 1200 mm                | 790218    |
| 1500 mm                | 790219    |
| 1800 mm                | 790220    |
| 2400 mm                | 790221    |





# Les paillasses pour Personne à Mobilité Réduite (PMR)

> Permettent l'accueil d'une personne handicapée

> Réglables en hauteur

> Devis détaillé sur demande

## Les paillasses PMR

### Guide de choix

#### PMR fixe

- Hauteur fixe à 800 mm
- Paillasse utilisable uniquement par une Personne à Mobilité Réduite

#### PMR réglage manivelle

- Hauteur réglable de 795 à 945 mm
- Paillasse utilisable par une Personne à Mobilité Réduite ou non

#### PMR réglage électrique

- Hauteur réglable de 660 à 1000 mm
- Paillasse utilisable par une Personne à Mobilité Réduite ou non

### Décret du 17 mai 2006

«Le décret du 17 mai 2006 met en œuvre le principe d'accessibilité généralisé, posé par la loi du 11 février 2005, qui doit permettre à toutes personnes, quel que soit leur handicap, d'exercer des actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale.»

Hauteur réglable de 660 à 1000 mm

Commande de robinet déportée pour accès facile

Ensemble paillasse PMR électrique + plot d'eau réglable 2 positions

Hauteur réglable manuellement 2 positions 800/900 mm

### INFORMATION IMPORTANTE

Prévoir une distance minimum de 1,30 m entre la paillasse PMR et la paillasse se trouvant derrière.

| Paillasses PMR revêtement grès*            | Largeur | Référence |
|--------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>Pour élèves - Profondeur 600 mm</b>     |         |           |
| Hauteur fixe 80 cm ①                       | 1200 mm | 790359    |
| Hauteur fixe 80 cm ①                       | 1800 mm | 790363    |
| Hauteur fixe 80 cm mobile ①                | 1200 mm | 790815    |
| Réglage à manivelle                        | 1200 mm | 790366    |
| Réglage à manivelle                        | 1500 mm | 790367    |
| Réglage électrique ②                       | 1200 mm | 790361    |
| Réglage électrique ②                       | 1800 mm | 790362    |
| <b>Pour professeur - Profondeur 750 mm</b> |         |           |
| Réglage à manivelle                        | 1200 mm | 790368    |
| Réglage à manivelle                        | 1500 mm | 790369    |

\*Autres revêtement ou profondeur : nous consulter.

① Les paillasses réf. 790359 et 790363, à hauteur fixe 800 mm normalisé pour l'accueil de personnes à mobilité réduite, peuvent être équipées de 4 rallonges en option (réf. 790400), transformant celle-ci en paillasse deux positions 800 / 900 mm.



② Les paillasses réf. 790361 et 790362 réglables électriquement sont utilisables en station debout. Ces paillasses sont livrées avec une télécommande sans fil.



← Réglage mécanique par manivelle amovible

## Les plots humides PMR

Les plots d'eau réglables deux positions 800 / 900 mm ont été conçus pour permettre un accès aisé à toute personne à mobilité réduite. La partie avant du plot est décaissée pour laisser un passage au jambes. Associé à une commande de robinet déportée sur l'avant, l'utilisation en est optimum.

| Plot humide de PMR réglable 2 positions H. 800 / 900 mm |         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Profondeur                                              | Largeur | Cuve polypropylène 300 x 300 mm |
| 600 mm                                                  | 450 mm  | Réf. 790364                     |
|                                                         | 600 mm  | Réf. 790365                     |



## Les paillasses humides (PMR)

**nouveau!**

Afin de nous adapter au plus des normes d'accessibilité PMR, nous vous proposons de nouvelles paillasses humides réglables en hauteur par manivelle.

Ces paillasses accueillent une cuve de dimensions spécifiques (30x30x8,5cm) respectant l'espace nécessaire pour les jambes de l'utilisateur.

Un caisson intégrant l'arrivée d'eau et l'évacuation en retrait de 30cm peut être placé à droite ou à gauche de la paillasse.



### Caractéristiques techniques

Paillasse en grès (Possibilité de revêtement en verre ou Trespa), Cuve 30x30cm faible profondeur, caisson de protection des fluides avec accès par porte batteuse avant. Robinetterie en option à choisir page 583

| Paillasse PMR humide                                |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Réglable en hauteur de 80 à 90cm - Profondeur 600mm |             |
| 1200 mm                                             | Réf. 790472 |
| 1500 mm                                             | Réf. 790475 |



Retrouvez l'ensemble de notre collection  
sur [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com) ou sur nos catalogues.



## Les paillasses centrales

> Les paillasses centrales ou îlots sont des éléments essentiels dans l'aménagement de vos laboratoires, ils permettent une circulation fluide entre elles et les paillasses en périphérie

> Vous pouvez ainsi passer d'un poste à l'autre très facilement en concentrant vos appareils de mesures, vos verreries ou tout autre matériel

### Paillasses

Configuration de votre laboratoire selon vos besoins, les paillasses centrales peuvent être utilisées en linéaire contre les murs. Elles sont munies de piétement largeur 600 mm permettant le passage des fluides derrière le bandeau.

| Paillasse centrale Profondeur 750 mm |      |             |
|--------------------------------------|------|-------------|
| Revêtement grès                      |      |             |
| Largeur (mm)                         | 1200 | Réf. 790600 |
|                                      | 1500 | Réf. 790601 |
|                                      | 1800 | Réf. 790602 |
| Revêtement verre                     |      |             |
| Largeur (mm)                         | 1200 | Réf. 790603 |
|                                      | 1500 | Réf. 790604 |
|                                      | 1800 | Réf. 790605 |

### Caisson de structure d'étagère



Caisson servant de maintien à l'étagère centrale constitué de 4 panneaux mélaminé 19 mm dont 2 sont démontables pour intervention sur les fluides, prises électriques ou éclairage.

| Caisson de structure d'étagère |             |
|--------------------------------|-------------|
| Dimensions (L x P x H)         |             |
| 120 x 200 x 500 mm             | Réf. 790700 |

### Caisson étagères



Caisson de dimensions 136 mm de haut et 400 mm de large pouvant accueillir différents types de fluides comme l'eau, l'électricité et le gaz (longueur égale à la longueur de la paillasse hors tout).

| Caisson étagère         |      |             |
|-------------------------|------|-------------|
| Pour paillasse centrale |      |             |
| Longueur (mm)           | 1200 | Réf. 790704 |
|                         | 1500 | Réf. 790705 |
|                         | 1800 | Réf. 790706 |



### Etagère haute

Etagère ouverte des deux côtés, pouvant se positionner sur un caisson étagère ou directement sur les caissons de structure

| Etagère haute           |      |             |
|-------------------------|------|-------------|
| Pour paillasse centrale |      |             |
| Longueur (mm)           | 1200 | Réf. 790725 |
|                         | 1500 | Réf. 790726 |
|                         | 1800 | Réf. 790727 |

### Plan de travail central

Revêtement en Trespa® 8 mm permettant la jonction entre les paillasses montées en îlot.

| Plan de travail central |      |             |
|-------------------------|------|-------------|
| En Trespa®              |      |             |
| Longueur (mm)           | 1200 | Réf. 790720 |
|                         | 1500 | Réf. 790721 |
|                         | 1800 | Réf. 790722 |

### Bandeau frontal



Bandeau se trouvant contre le raidisseur avant (hauteur 100 mm) pouvant accueillir des blocs électriques encastrés ou en saillie.

| Bandeau frontal |      |             |
|-----------------|------|-------------|
| Hauteur 100 mm  |      |             |
| Longueur (mm)   | 1200 | Réf. 790710 |
|                 | 1500 | Réf. 790711 |
|                 | 1800 | Réf. 790712 |

### Électricité



Bloc électrique encastré ou en saillie, éclairage sous caissons étagères, retrouvez les accessoires spécifiques à ces paillasses ci-dessous.

| Électricité                      |             |
|----------------------------------|-------------|
| Pour paillasse centrale          |             |
| Bloc 1PC encastré                | Réf. 790730 |
| Bloc RJ45 Cat6 encastré          | Réf. 790731 |
| Eclairage réglette LED 120 cm    | Réf. 790733 |
| Transformateur LED (2 réglettes) | Réf. 790734 |
| PBloc 1PC détrompée encastré     | Réf. 790735 |
| Prise 1PC étanche encastrée      | Réf. 790736 |

### Étagère stratifiée



Étagère en stratifié 30 mm d'épaisseur et 370 mm de large munie d'une bande de rive antichoc (longueur égale à la longueur de la paillasse hors tout).

| Étagère stratifiée      |      |             |
|-------------------------|------|-------------|
| Pour paillasse centrale |      |             |
| Longueur (mm)           | 1200 | Réf. 790701 |
|                         | 1500 | Réf. 790702 |
|                         | 1800 | Réf. 790703 |

## Les dossierets-caisson et dossierets-tablette

- Afin de compléter notre gamme d'accessoires, nous vous proposons une série de dossierets caisson et dossierets tablette
- Ils vous permettent de créer des zones de stockage ou d'utilisation en surplomb de vos plans de travail

Leur hauteur de 200 mm permet à l'utilisateur de visualiser facilement des appareils de mesure ou de stocker tout autre produit d'usage courant.

Ils peuvent accueillir des prises électriques, des robinets d'eau ou tout autre fluide ainsi que des grilles d'aération de radiateur.




### Les dossierets-caisson

Les dossierets-caisson trouvent leur utilisation dans le travail en groupe, dans les salles de préparations ou les laboratoires d'analyse.

Info utilisateur : ces dossierets peuvent être adaptés sur des paillasses de 750 mm de profondeur.


| Dossieret-caisson | Largeur | Référence |
|-------------------|---------|-----------|
| En mélaminé 19 mm | 1200 mm | 790090    |
| Hauteur 200 mm    | 1500 mm | 790091    |
| Profondeur 333 mm | 1800 mm | 790092    |
|                   | 2400 mm | 790093    |



### Les dossierets-tablette

Les dossierets-tablette trouvent leur application dans des laboratoires de sciences où le travail de TP peut se faire au pourtour de la salle tandis que le cours se fait au centre de la pièce.

| Dossieret-tablette | Largeur | Référence |
|--------------------|---------|-----------|
| En mélaminé 19 mm  | 1200 mm | 790094    |
| Hauteur 200 mm     | 1500 mm | 790095    |
| Profondeur 173 mm  | 1800 mm | 790096    |
|                    | 2400 mm | 790097    |



| Dossieret-tablette d'angle | Largeur | Référence |
|----------------------------|---------|-----------|
| En mélaminé 19 mm          | 600 mm  | 790098    |
| Hauteur 200 mm             | 750 mm  | 790099    |
| Profondeur 173 mm          |         |           |

## Les placards muraux bas

- > Réalisation selon vos besoins
- > Grande capacité de rangement
- > Devis détaillé sur demande



Placards en mélaminé avec plateau revêtement en dalle de grès émaillé. (Revêtement verre possible).

Structure basse en tube acier peinture époxy de section 30x30 mm

Montage par excentriques et tourillons assurant une grande rigidité de l'ensemble

Portes coulissantes

Serrure à clé universelle

Choix des cuves et de la robinetterie à la carte

## Les placards sans cuve

| Placard bas à porte coulissantes |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Largeur                          | Profondeur 600 mm | Profondeur 750 mm |
| 900 mm                           | Réf. 790131       | Réf. 790140       |
| 1200 mm                          | Réf. 790045       | Réf. 790141       |
| 1500 mm                          | Réf. 790137       | Réf. 790142       |
| 1800 mm                          | Réf. 790135       | Réf. 790143       |

## Les placards humides

| Placard bas à porte coulissantes |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Largeur                          | Profondeur 600 mm | Profondeur 750 mm |
| 900 mm                           | Réf. 790130       | Réf. 790150       |
| 1200 mm                          | Réf. 790046       | Réf. 790151       |
| 1500 mm                          | Réf. 790138       | Réf. 790152       |
| 1800 mm                          | Réf. 790132       | Réf. 790153       |

## Les cuves

> Faites votre choix de cuve en fonction de la profondeur du placard

| Dimensions                          | Profondeur | Réf. pour placard<br>P = 600 mm | Réf. pour placard<br>P = 750 mm |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Cuves polypropylène</b>          |            |                                 |                                 |
| 15 x 30 cm                          | 10 cm      | 790066                          | 790081                          |
| 30 x 30 cm                          | 19 cm      | 790044                          | 790089                          |
| 45 x 45 cm                          | 21 cm      | 790060                          | 790083                          |
| 45 x 60 cm                          | 30 cm      | 790043                          | 790084                          |
| Double cuves 30 x 30 cm             | 19 cm      | 790067                          | 790085                          |
| <b>Cuves grès</b>                   |            |                                 |                                 |
| 32 x 32 cm                          | 19 cm      | 790079                          | 790086                          |
| 45 x 45 cm                          | 20 cm      | 790068                          | 790087                          |
| 45 x 60 cm                          | 27 cm      | 790069                          | 790088                          |
| <b>Option</b>                       |            |                                 |                                 |
| Cache cuve 30 x 30 cm : Réf. 792000 |            |                                 |                                 |



## Nettoyant pour paillasses

Produit surpuissant pour l'entretien de vos paillasses et meubles.  
Élimine toutes traces de stylos bille, feutre, marqueur, crayon à papier etc.



### Caractéristiques techniques du rouleau de papier d'essuyage

Fibre blanche

Format des feuilles : 23 x 35 cm

Longueur totale : 350 m

| Conditionnement           | Référence |
|---------------------------|-----------|
| Pulvérisateur de 750 mL   | 343021    |
| Bidon 5 L                 | 343025    |
| Rouleau papier d'essuyage | 703424    |

## Chauffe-eau 15L + groupe sécurité

Chauffe-eau électrique à résistance blindée 15L pour pose sous cuve.

**436,18 € HT**



Réf. 793860

### Accessoires


Kit de raccordement

Réf. 794779


# Robinetteries eau et gaz

- > Toutes les solutions d'équipement pour vos paillasses ou plots
- > Également sur demande tout un panel de robinetterie pour l'air, le vide ou tout autre modèle pour l'eau et le gaz
- > Conçue avec système anti-vandalisme et plaque de signalisation aux couleurs normalisées

## Gamme Labo 1



| L'eau                                                        | Référence |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Robinetterie EF - Raccordement en 15/21</b>               |           |
| Chandelier simple - Eau froide (saillie 150 mm)              | 790027    |
| Chandelier simple - Eau froide (saillie 200 mm)              | 790161    |
| Chandelier double - Eau froide (saillie 150 mm)              | 790057    |
| Chandelier double - Eau froide (saillie 200 mm)              | 790028    |
| Chandelier - Eau froide orientable (saillie 250 mm)          | 790064    |
| Chandelier - Eau froide à commande déportée (saillie 150 mm) | 790327    |
| <b>Robinetterie EF/EC</b>                                    |           |
| Mélangeur Eau chaude / Eau froide (saillie 250 mm)           | 790029    |
| Mitigeur douchette                                           | 790056    |



| Le gaz                                       | Référence |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Raccordement en 15/21</b>                 |           |
| Nourrice gaz simple                          | 793811    |
| Nourrice gaz double                          | 793812    |
| Nourrice gaz simple de sécurité embout 6 mm  | 793834    |
| Nourrice gaz simple de sécurité embout 12 mm | 793838    |
| Nourrice gaz double de sécurité embout 6 mm  | 793835    |
| Nourrice gaz double de sécurité embout 12 mm | 793839    |
| Nourrice gaz simple pour système vissogaz    | 793023    |
| Nourrice gaz double pour système vissogaz    | 793024    |

## Gamme Labo 2

**nouveau!**

> Nouveau design



| L'eau                                                          | Référence |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Robinetterie EF - Raccordement en 15/21</b>                 |           |
| ① Chandelier simple - Eau froide (saillie 140 mm)              | 790290    |
| ① Chandelier simple - Eau froide (saillie 190 mm)              | 790291    |
| ② Chandelier double - Eau froide (saillie 160 mm)              | 790292    |
| ② Chandelier double - Eau froide (saillie 210 mm)              | 790293    |
| ③ Chandelier - Eau froide orientable (saillie 200 mm)          | 790294    |
| ③ Chandelier - Eau froide orientable (saillie 250 mm)          | 790295    |
| ④ Chandelier - Eau froide à commande déportée (saillie 150 mm) | 790298    |
| ④ Chandelier - Eau froide à commande déportée (saillie 200 mm) | 790299    |
| <b>Robinetterie EF/EC - Raccordement en 12/17</b>              |           |
| ⑤ Mélangeur Eau chaude / Eau froide (saillie 200 mm)           | 790296    |
| ⑤ Mélangeur Eau chaude / Eau froide (saillie 250 mm)           | 790297    |



| Air comprimé                       | Référence |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Raccordement en 15/21</b>       |           |
| ① Prise sur table à 1 robinet      | 790260    |
| ② Prise sur table à 2 robinets     | 790261    |
| ③ Robinet sur dossieret à 1 sortie | 790262    |



| Azote                              | Référence |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Raccordement en 15/21</b>       |           |
| ① Prise sur table à 1 robinet      | 790242    |
| ② Prise sur table à 2 robinets     | 790243    |
| ③ Robinet sur dossieret à 1 sortie | 790244    |



| Vide d'air                         | Référence |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Raccordement en 15/21</b>       |           |
| ① Prise sur table à 1 robinet      | 790252    |
| ② Prise sur table à 2 robinets     | 790253    |
| ③ Robinet sur dossieret à 1 sortie | 790254    |



## Les postes informatiques

> L'univers informatique prend une place importante dans notre société et nous avons dû concevoir et créer des solutions d'aménagement diverses pour satisfaire au besoin de chaque utilisateur


> Une offre complète avec divers accessoires et options

### Les plots informatiques

> Modulables en fonction de vos besoins



↑ Plot info élève intégré



↑ Caisson informatique pour UC

| Plots informatiques            | Largeur | Profondeur    |
|--------------------------------|---------|---------------|
| <b>Pour élèves</b>             |         | <b>600 mm</b> |
| Écran posé (plateau stratifié) | 600 mm  | Réf. 790314   |
| Écran intégré (plateau verre)  | 600 mm  | Réf. 790315   |
| Caisson informatique (pour UC) | 250 mm  | Réf. 790231   |
| <b>Pour professeurs</b>        |         | <b>750 mm</b> |
| Écran posé (plateau stratifié) | 800 mm  | Réf. 790118   |
| Écran intégré (plateau verre)  | 800 mm  | Réf. 790119   |

### Bras support pour tablette Neo-Flex

- > Compatible avec la plupart des tablettes jusqu'à 10"
- > Peut être facilement retirée de son support
- > Mode portrait ou paysage



#### Caractéristiques techniques

Ajustement vertical : 20 cm  
Inclinaison : 180 °  
Rotation : 360 ° / rotation d'écran du mode vertical au mode horizontal  
Extension : jusqu'à 49 cm  
Garantie : 3 ans  
Réf. 791237

### Support pour unité centrale



Permet d'installer l'unité centrale sous le bureau.

Ainsi l'ordinateur accumule moins de poussière, est caché et plus facilement accessible.

#### Caractéristiques techniques

Compatible avec tous les PC mesurant entre 50 et 275 mm de large et 380 et 580 mm de haut. Bande adhésive pour faciliter le vissage. Fourni avec toute la visserie et les rondelles nécessaires. Poids max. supporté : 20 kg. Dim. max. (LxPxH) : 335 x 205 x 635 mm  
Réf. 791235

### Bras articulé pour écran plat ERGO

nouveau



> Une amplitude de mouvement inégalée pour un confort ergonomique

Réf. 791267



↓ A.G.E.F.I.A.T.P. Egletons (19)

### Les accessoires

| Accessoires                         | Revêtement | Référence   |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| Extension USB                       | PVC        | Réf. 790063 |
| Tiroir ordinateur portable anti-vol | Acier      | Réf. 790049 |
| Tiroir clavier mélaminé             | Mélaminé   | Réf. 790209 |
| Passe-câble 60 mm                   | PVC        | Réf. 790030 |

### L'électricité et le réseau

- > Configuration au choix selon vos besoins
- > Conforme aux normes électriques en vigueur



| L'électricité                       |                       |             |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Pour élèves et professeurs</b>   |                       |             |
| Bloc électrique 220 V + T 10/16 A 2 | 2 PC                  | Réf. 790211 |
|                                     | 3 PC                  | Réf. 790212 |
|                                     | 4 PC                  | Réf. 790210 |
|                                     | 6 PC                  | Réf. 790239 |
| Bloc                                | RJ45                  | Réf. 790213 |
| Bloc - Détrompé 220 V + T 10/16 A 2 | 2 PC                  | Réf. 790237 |
|                                     | 3 PC                  | Réf. 790238 |
| Bloc Très Basse Tension             | 2 bornes              | Réf. 790214 |
| Bloc triphasé                       | 5 bornes              | Réf. 790215 |
| Caisson technique électrique        | CAITT                 | Réf. 790217 |
|                                     | CAITT PMR             | Réf. 790216 |
|                                     | CAITT PMR à manivelle | Réf. 790228 |
| Descente de goulotte                | 85 x 50 mm            | Réf. 790059 |
| Prise HDMI                          |                       | Réf. 790206 |
| Prise VGA                           |                       | Réf. 790207 |
| Prise USB double                    |                       | Réf. 790204 |
| Prise mâle 2P+T                     |                       | Réf. 790034 |

Info utilisateur : Bloc électrique pré-cablé longueur 3 m et accessoires de raccordement fournis.

## Placards à roulettes pour paillasse en H

- > Grand choix de solutions de rangement
- > Charnières invisibles
- > Nouvelles dimensions permettant une intégration optimum sous vos paillasses

Meubles de rangement conçus pour être installés sous les paillasses (après démontage de la tablette porte-documents).  
**Caissons** : panneaux en aggloméré mélaminé 2 faces blanches.

**Socles** : 4 roulettes orientables dont 2 avec frein.

**Façades, portes et tiroirs** :

- Façade en aggloméré mélaminé 2 faces avec poignées.
- Portes montées avec charnières invisibles.
- Tiroirs interchangeable sur coulisses à billes et butées d'arrêt.

**Étagères** : les meubles avec portes sont livrés avec une étagère réglable.

Ces placards ont été conçus pour pouvoir s'adapter parfaitement sous les paillasses. Ils remplissent en fonction de leur agencement tout l'espace entre piétements et viennent à fleur du bandeau frontal.

### Caractéristiques techniques

**Dimensions :**

Largeur : 490, 791 et 1067 mm.

Profondeur : 412 mm.

Hauteur avec les roulettes : 760 mm.




↑ Config. a



↑ Placard 1 porte, 4 tiroirs, réf. 792422.



↑ Config. b



↑ Config. c



↑ Placard 1 porte, 1 tiroir, réf. 792417.



↑ Config. d

| Longueur | Configuration | Nombre de tiroirs | Nombre de portes | Référence |
|----------|---------------|-------------------|------------------|-----------|
| 490 mm   | a             | 0                 | 1                | 792415    |
|          | b             | 1                 | 1                | 792417    |
|          | d             | 4                 | 0                | 792425    |
| 791 mm   | a             | 0                 | 2                | 792418    |
|          | b             | 1                 | 2                | 792420    |
|          | c             | 4                 | 1                | 792422    |
|          | d             | 4                 | 0                | 792426    |
| 1067 mm  | a             | 0                 | 2                | 792419    |
|          | b             | 1                 | 2                | 792421    |
|          | c             | 4                 | 1                | 792423    |
|          | d             | 4                 | 0                | 792427    |

## Placards à roulettes pour paillasse en C

| Type                                   | Largeur | Référence |
|----------------------------------------|---------|-----------|
| Placard 1 porte OG                     | 577mm   | 780601    |
| Placard 1 porte OD                     | 577mm   | 780602    |
| Placard 1 porte 1 Tiroir OG            | 577mm   | 780604    |
| Placard 1 porte 1 Tiroir OD            | 577mm   | 780605    |
| Placard 3 tiroirs (3 x 1/3)            | 577mm   | 780607    |
| Placard 3 tiroirs (2 x 1/4 et 1 x 1/2) | 577mm   | 780609    |
| Placard 4 tiroirs (4 x 1/4) portes     | 577mm   | 780611    |
| Placard cache fluide 2 portes          | 577mm   | 780613    |
| Placard 2 portes                       | 875mm   | 780603    |
| Placard 2 portes 1 Tiroir              | 875mm   | 780606    |
| Placard 3 tiroirs (3 x 1/3)            | 875mm   | 780608    |
| Placard 3 tiroirs (2 x 1/4 et 1 x 1/2) | 875mm   | 780610    |
| Placard 4 tiroirs (4 x 1/4)            | 875mm   | 780612    |
| Placard cache fluide 2 portes          | 875mm   | 780614    |

### > Le + de ce modèle

Les portes et tiroirs sont sur amortisseurs



### Combinaison sous paillasse :

Paillasse de 120cm : 2 placards de 577mm

Paillasse de 150cm : 1 placard de 577mm + 1 placard de 875mm

Paillasse de 180cm : 2 placards de 875mm



### Caractéristiques techniques

**Dimensions :**

Largeur : 577 et 875mm

Profondeur : 412mm

Hauteur avec roulettes : 765mm



## Composez votre armoire "sur mesure"



Livré monté.

> Placards bas «petit volume»

> Tous nos placards s'adaptent parfaitement aux aménagements de petites salles de par leur faible profondeur

**devis sur demande !**

← 2 placards avec 2 portes coulissantes réf. 792437  
+ 2 vitrines réf. 792443 superposées.



### Placard bas 2 portes coulissantes



#### Caractéristiques techniques

Panneau en mélaminé blanc deux faces 19 mm  
Chants PVC 2 mm  
Séparation médiane  
2 étagères réglables en hauteur par taquets  
Vérins réglables en hauteur  
Serrure

| Dimensions (L x P x H) | Référence |
|------------------------|-----------|
| 1200 x 450 x 900 mm    | 792931    |
| 1500 x 450 x 900 mm    | 792437    |

### Placard 2 portes battantes et 4 tiroirs\*



#### Caractéristiques techniques

Panneau en mélaminé blanc deux faces 19 mm  
Chants PVC 2 mm  
4 tiroirs sur coulisses à billes  
2 portes battantes  
1 étagère réglable en hauteur par taquets  
Vérins réglables en hauteur  
Serrure côté porte

| Dimensions (L x P x H) | Référence |
|------------------------|-----------|
| 1200 x 450 x 900 mm    | 792932    |
| 1500 x 450 x 900 mm    | 792439    |

### Placard bas 4 portes battantes



#### Caractéristiques techniques

Panneau en mélaminé blanc deux faces 19 mm  
Chants PVC 2 mm  
Séparation médiane  
2 étagères réglables en hauteur par taquets  
Vérins réglables en hauteur  
Serrure

| Dimensions (L x P x H) | Référence |
|------------------------|-----------|
| 1200 x 450 x 900 mm    | 792933    |
| 1500 x 450 x 900 mm    | 792438    |

### Meuble bas 8 tiroirs\*



#### Caractéristiques techniques

Panneau en mélaminé blanc deux faces 19 mm  
Chants PVC 2 mm  
8 tiroirs sur coulisses à billes  
Vérins réglables en hauteur

| Dimensions (L x P x H) | Référence |
|------------------------|-----------|
| 1200 x 450 x 900 mm    | 792934    |
| 1500 x 450 x 900 mm    | 792440    |

\* Retrouvez les dimensions de nos tiroirs sur notre site [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)

# Équipez vos placards bas "petit volume" de vitrines ou de placards suspendus

## Les vitrines et placards hauts

### Caractéristiques techniques

- Panneau en mélaminé blanc deux faces 19 mm
- Chants PVC 2 mm
- Séparation médiane
- 2 étagères réglables en hauteur par taquets
- Serrure



↑ Réf. 792442 - 792445



↑ Réf. 792444



↑ Réf. 792447 - 792448



↑ Réf. 792443 - 792446

| Désignation                   | Dimensions (L x P x H)                       | Descriptif                                                                   | Référence        |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vitrine                       | 1200 x 300 x 600 mm                          | Avec séparation médiane<br>1 étagère par côté                                | 792446           |
|                               | 1500 x 300 x 600 mm                          | Avec séparation médiane<br>1 étagère réglable par côté                       | 792443           |
|                               | 1500 x 450 x 1200 mm<br>1200 x 450 x 1200 mm | Avec séparation médiane<br>3 étagères réglables par côté                     | 792444<br>794885 |
| Placard à portes battantes    | 1200 x 300 x 600 mm                          | 2 portes battantes<br>Avec séparation médiane                                | 792445           |
|                               | 1200 x 450 x 1200 mm                         | 1 étagère par côté                                                           | 794888           |
|                               | 1500 x 450 x 1200 mm                         | 4 portes battantes<br>Avec séparation médiane<br>1 étagère réglable par côté | 794889           |
| Placard à portes coulissantes | 1200 x 450 x 1200 mm                         | 2 portes coulissantes<br>Avec séparation médiane<br>1 étagère par côté       | 794886           |
|                               | 1500 x 450 x 1200 mm                         | 2 portes coulissantes<br>Avec séparation médiane<br>1 étagère par côté       | 794887           |

## Lot de 10 séparateurs de tiroir sécables

> Idéal pour organiser les produits à l'intérieur de vos tiroirs



Cloisonnement évolutif : pour tous les types de bacs. Il permet la création de compartiments selon vos besoins. Sa découpe à la longueur souhaitée est facile.

### Caractéristiques techniques

Matière : polypropylène  
Coloris : gris  
Dimensions : L. 1104 mm - H. 88 mm

Réf. 794912

**nouveau!**



## Les placards gros volume

> Meubles de conception robuste

> 2 largeurs et 2 profondeurs différentes disponibles

**Composez à votre guise vos murs de placards gros volume, conçus sur une structure métallique robuste avec vérins de mise à niveau et fixation au sol, ces meubles vous apporteront entière satisfaction.**

Meubles standards en panneaux mélaminés blancs haute densité.  
Structure métallique robuste munie de mises à niveau.  
Paroi intermédiaire pour segmenter le volume du bahut en 2 compartiments.  
Tiroirs montés sur glissières métalliques à sortie totale et arrêt.  
Ouverture optimale.  
Différentes compositions d'îlots peuvent être réalisées.  
Tous les meubles sont équipés de serrures et clés interchangeables (sauf modèles à tiroirs).  
Toutes les étagères sont réglables en hauteur (sauf modèles à tiroirs).  
**Livré monté.**



Exemple d'association d'un meuble bas à 12 tiroirs ↗ et d'un meuble haut à portes vitrées

## Meubles bas à portes battantes, coulissantes ou à tiroirs



↑ Meuble à tiroir



↑ Meuble 2 portes battantes



↑ Meubles 4 portes battantes



↑ Meuble portes coulissantes


| Désignation                        | Dimensions [L x P x H] | Descriptif                                    | Référence |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Meubles à 2 portes battantes       | 1200 x 600 x 900 mm    | Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure* | 792177    |
|                                    | 1200 x 750 x 900 mm    | Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure* | 792179    |
| Meubles à 4 portes battantes       | 1500 x 600 x 900 mm    | Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure* | 792178    |
|                                    | 1500 x 750 x 900 mm    | Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure* | 792180    |
| Meubles à 2 portes coulissantes    | 1200 x 600 x 900 mm    | Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure* | 792161    |
|                                    | 1500 x 600 x 900 mm    | Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure* | 792162    |
|                                    | 1200 x 750 x 900 mm    | Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure* | 792163    |
|                                    | 1500 x 750 x 900 mm    | Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure* | 792164    |
| Meubles à 12 tiroirs               | 1200 x 600 x 900 mm    | -                                             | 792165    |
|                                    | 1200 x 750 x 900 mm    | -                                             | 792167    |
| Meubles à 15 tiroirs               | 1500 x 600 x 900 mm    | -                                             | 792166    |
|                                    | 1500 x 750 x 900 mm    | -                                             | 792168    |
| Meuble pour collections 17 tiroirs | 1005 x 550 x 1420 mm   | -                                             | 792326    |

\*Serrure à clé universelle

Retrouvez toutes les dimensions des tiroirs de nos meubles sur notre site [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)

## Option revêtement :

Possibilité d'ajouter un revêtement différent sur les bahuts.



Revêtement en grès émaillé 8 mm. Buchtal avec rive de finition PVC et joint en ciment époxy. Revêtement en verre sécurit 8 mm avec rive de finition PVC et joint silicone anti-fongique.

| Dimensions  | Option revêtement |             |
|-------------|-------------------|-------------|
|             | Grès              | Verre       |
| 120 x 60 cm | Réf. 790510       | Réf. 790514 |
| 120 x 75 cm | Réf. 790512       | Réf. 790516 |
| 150 x 60 cm | Réf. 790511       | Réf. 790515 |
| 150 x 75 cm | Réf. 790513       | Réf. 790517 |



← Structure métallique en section 30 x 30 cm peinture époxy assurant une grande robustesse de l'ensemble.



Coulisses à billes grande solidité à ouverture totale et butée d'arrêt.



## Meubles hauts à portes vitrées ou pleines (à poser sur un meuble bas)



à partir de  
**511,88** € HT



↙ Meuble portes vitrées



↑ Meuble portes pleines

| Désignation            | Dimensions (L x P x H) | Descriptif                                      | Référence |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Armoire portes pleines | 1200 x 600 x 1200 mm   | Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure* | 792169    |
|                        | 1500 x 600 x 1200 mm   | Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure* | 792170    |
|                        | 1200 x 750 x 1200 mm   | Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure* | 792171    |
|                        | 1500 x 750 x 1200 mm   | Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure* | 792172    |
| Armoire portes vitrées | 1200 x 600 x 1200 mm   | Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure* | 792173    |
|                        | 1500 x 600 x 1200 mm   | Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure* | 792174    |
|                        | 1200 x 750 x 1200 mm   | Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure* | 792175    |
|                        | 1500 x 750 x 1200 mm   | Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure* | 792176    |

\*Serrure à clé universelle



↑ Lycée J. du Bellay à Angers [49]



↑ Lycée Cordouan à Royan [17]




## Les étagères

Les étagères libèrent l'espace du plan de travail tout en vous permettant d'accéder facilement à vos produits.

| Étagères                                                | Longueur | Référence |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Mélaminé 19 mm,<br>chant PVC 2 mm,<br>Profondeur 250 mm | 490      | 790005    |
|                                                         | 785      | 790240    |
|                                                         | 1050     | 790006    |
|                                                         | 1355     | 790058    |
|                                                         | 1650     | 790007    |
|                                                         | 1955     | 790241    |
|                                                         | 2250     | 790008    |

| Crémaillère blanche à double perforation |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Longueur                                 |             |
| 1400 mm                                  | Réf. 790410 |

| Console blanche à double perforation |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Profondeur                           |             |
| 220 mm                               | Réf. 790411 |



# Les armoires de rangement

- > 2 profondeurs 500 ou 600 mm
- > 2 largeurs 600 ou 1200 mm
- > Portes pleines ou vitrées, battantes ou coulissantes, surmeuble

**Robustesse et qualité des matériaux**  
Mélaminé, chants PVC 2 mm.  
Surmeuble pour rangement jusqu'à 2,50 m.

**Caractéristiques techniques**  
Armoires en mélaminé blanc 2 faces, chants PVC 2 mm.  
Pieds vérins réglables.  
Serrures universelles montées de série sur tous les modèles.  
8 étagères réglables + 1 étagère fixe.

Livrées démontées avec plan de montage.  
Le prix inclut la livraison à l'établissement.  
Manutention jusqu'à la classe et montage sur devis.



**devis sur demande!**



## Armoires à portes battantes ou coulissantes simples

- > Séparation médiane pour une meilleure tenue de vos étagères



↑ Armoire à portes battantes



↑ Armoire à tiroirs verticaux



↑ Armoires à portes battantes avec oculus



à partir de  
**660,63 € HT**

| Modèles Portes pleines                                        | L x H          | Référence |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Standard profondeur 500 mm                                    |                |           |
| 1 porte battante                                              | 600 x 2000 mm  | 792002    |
| 2 portes battantes                                            | 1200 x 2000 mm | 792003    |
| 2 portes coulissantes                                         | 1200 x 2000 mm | 792004    |
| Surmeuble à portes coulissantes                               | 1200 x 500 mm  | 792005    |
| Surmeuble à portes battantes                                  | 1200 x 500 mm  | 792950    |
| Grand volume profondeur 600 mm                                |                |           |
| 1 porte battante                                              | 600 x 2000 mm  | 792009    |
| 2 portes battantes                                            | 1200 x 2000 mm | 792010    |
| 2 portes coulissantes                                         | 1200 x 2000 mm | 792011    |
| Surmeuble à portes coulissantes                               | 1200 x 500 mm  | 792012    |
| Surmeuble à portes battantes                                  | 1200 x 500 mm  | 792960    |
| Modèles à oculus                                              | L x H          | Référence |
| Standard profondeur 500 mm                                    |                |           |
| 1 porte battante                                              | 600 x 2000 mm  | 792940    |
| 2 portes battantes                                            | 1200 x 2000 mm | 792941    |
| Grand volume profondeur 600 mm                                |                |           |
| 1 porte battante                                              | 600 x 2000 mm  | 792942    |
| 2 portes battantes                                            | 1200 x 2000 mm | 792943    |
| Modèle à tiroirs verticaux <b>nouveau!</b>                    | L x H          | Référence |
| Grand volume profondeur 600 mm                                |                |           |
| 2 tiroirs coulissants composés de 6 étagères réglables chacun | 600 x 2000 mm  | 794881    |



## Armoires monoblocs économiques à rideaux

- > Excellent rapport qualité / prix
- > Robustesse de la conception : 110 kg supportés par étagère (60 kg dessus + 50 kg dessous)
- > 2 largeurs disponibles : 1 m ou 1,20 m



Retrouvez tous nos  
coloris d'armoires à  
rideaux sur :

[www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)

### Caractéristiques techniques

**Structure monobloc** : épaisseur de tôle en 8/10°.  
Tablette fixe en partie haute permettant de recevoir une charge élevée de dossiers sans déformation.  
Serrure anticrochetage, livrée avec 2 clés numérotées.  
Renfort central de la tablette.  
Rideau PVC à ouverture totale classé non feu M2.  
Corps et rideaux gris clair, tablettes noires.

| Désignation     | Dimensions (H x L x P) | Nb tablettes | Référence |
|-----------------|------------------------|--------------|-----------|
| Armoire haute   | 1980 x 1000 x 430 mm   | 4            | 794003    |
| Armoire haute   | 1980 x 1200 x 430 mm   | 4            | 794002    |
| Armoire basse   | 1000 x 1000 x 430 mm   | 2            | 794005    |
| Armoire basse   | 1000 x 1200 x 430 mm   | 2            | 794004    |
| Tablette suppl. | Largeur 1,20 m         |              | 794015    |

## Armoires monoblocs à portes battantes

- > Rigidité et robustesse garanties
- > Charge par tablette 110 kg (60 kg dessus + 50 kg dessous)
- > 2 largeurs disponibles : 1 m ou 1,20 m



↑ Armoire basse

à partir de  
**540 € HT**  
00



↑ Armoire haute

### Caractéristiques techniques

Tôle épaisseur 0,8 mm.  
Peinture poudre époxy.  
Socle à fond plat pour une sortie aisée des classeurs.  
Tablettes avec accrochage pour dossiers suspendus réglables au pas de 50 mm.  
Support pour dossiers suspendus sous le dessus (non démontable).  
Serrure équipée d'un barillet interchangeable et de 2 clés en acier nickelé.  
Corps, portes et tablettes coloris gris clair RAL 7035.



| Désignation     | Dimensions (H x L x P) | Nb tablettes | Référence |
|-----------------|------------------------|--------------|-----------|
| Armoire haute   | 1980 x 1000 x 435 mm   | 4            | 794008    |
| Armoire haute   | 1980 x 1200 x 435 mm   | 4            | 794007    |
| Armoire basse   | 1000 x 1200 x 435 mm   | 2            | 794009    |
| Tablette suppl. | Largeur 1 m            |              | 794018    |
| Tablette suppl. | Largeur 1,20 m         |              | 794019    |

## Servantes en PP

- > Polyvalentes
- > Ultra-maniables
- > Charge max. totale : 250 kg



↑ Réf. 794085



↑ Réf. 794086



↑ Réf. 794088



↑ Réf. 794087



↑ Réf. 794089

| Nombre de plateaux | Longueur | Référence | Prix     |
|--------------------|----------|-----------|----------|
| 2                  | 1100 mm  | 794088    | 291,00 € |
| 2                  | 850 mm   | 794086    | 250,00 € |
| 3                  | 1100 mm  | 794089    | 345,00 € |
| 3                  | 850 mm   | 794085    | 285,00 € |
| 4                  | 850 mm   | 794087    | 315,00 € |

### Polyvalentes

Conçues pour une multitude d'applications, ces servantes trouveront idéalement leur place dans votre laboratoire ou votre salle de classe.

### Résistantes

Ergonomiques et design, elles sont également extrêmement résistantes grâce à leur structure en polypropylène et fibres de verre. Charge max. totale : 250 kg

### Ultra-maniables

Équipées de 4 roulettes Ø 100 mm dont 2 munies de frein.

Livrées prêtes à monter (assemblage facile grâce au maillet en caoutchouc inclus).

## Servantes en PP gris

- > Maniable
- > Charge totale : 250 kg



### Caractéristiques techniques

Montants en aluminium extrudé.

Plateaux robustes en PP renforcé + fibre de verre résistant à des températures allant de -20 °C à 145 °C

Équipées de 4 roues pivotantes à roulement à billes non marquantes dont 2 avec freins

| Nombre de plateaux | Longueur | Référence | Prix     |
|--------------------|----------|-----------|----------|
| 2                  | 1100 mm  | 793974    | 419,00 € |
| 2                  | 850 mm   | 793971    | 312,00 € |
| 3                  | 1100 mm  | 793973    | 503,00 € |
| 3                  | 850 mm   | 793970    | 394,00 € |
| 4                  | 850 mm   | 793972    | 450,00 € |



### Accessoires

Corbeille pour servantes PP gris

Réf. 793975

74,00€

Petit bac pour servantes PP gris

Réf. 793976

54,00€

## Pour déplacer facilement votre matériel

### Servantes métalliques

- > 2 ou 3 plateaux
- > Montants poignées tubulaires et plateaux métalliques
- > 4 roues pivotantes Ø100mm, bandage caoutchouc
- > Finition peinture époxy bleu RAL 5012



#### Caractéristiques techniques

Montants poignées tubulaires et plateaux métalliques.  
Hauteur plateau supérieur : 744 mm.  
4 roues pivotantes Ø 100 mm, bandage caoutchouc.  
Finition peinture époxy bleu RAL 5012.  
Dimensions plateaux : 935 x 445 mm

| Nombre de plateaux | Référence | Prix     |
|--------------------|-----------|----------|
| 2                  | 793016    | 426,00 € |
| 3                  | 793017    | 552,00 € |

### Servantes inox

- > Pour le transport des produits corrosifs
- > Structure et plateaux en inox



#### Caractéristiques techniques

Construction en acier inox 18/10ème.  
Plateaux emboutis insonorisés.  
Tube montant Ø25 mm inox 18/10ème.  
4 roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins.  
Roulettes en polyamide avec butoir.  
Charge maximale : 50 kg par plateau.  
Dimensions plateaux : 800 x 580 mm  
Livrées montées.

| Nombre de plateaux | Référence | Prix     |
|--------------------|-----------|----------|
| 2                  | 793040    | 491,00 € |
| 3                  | 793041    | 573,00 € |

### Chariot en PP avec rebords

- > Capacité de charge : 200 kg
- > Rebords en PP renforcé + fibre de verre

215,00 €

#### Caractéristiques techniques

Montants en aluminium extrudé.  
2 rebords robustes en polypropylène renforcé + fibre de verre.  
Sans phtalates, adapté au contact alimentaire.  
Équipé de 4 roues pivotantes, 2 avec freins.  
Roues en TPR (caoutchouc thermoplastique) et non-marquantes.  
Se déplace très facilement à travers les roues pivotantes à roulement à billes.  
Capacité de charge totale de 200 kg.  
Dimensions plateaux : 710 x 475 mm.



Réf. 793977

215,00 €



## Servantes en mélaminé

- > Charge maximale 200 ou 300 kg selon modèle
- > 2 largeurs
- > 2 ou 3 plateaux



**Maniable** : 4 roues pivotantes de grand diamètre 125 mm.  
**Sûre** : rebords anti-chute sur 3 faces. 2 freins de série.  
 Roues munies de pare-choc.  
**Robuste** : Charge maximale : 200 à 300 kg selon modèle.  
**Qualité professionnelle** : Plateau aggloméré mélaminé : 19 mm, chant PVC.  
 Structure tube acier x 25 mm.  
 Protection par peinture époxy (coloris gris).

### Caractéristiques techniques

Épaisseur plateau : 19 mm  
 Matériau plateau supérieur/inferieur : bois stratifié  
 Structure : tube acier Ø 25 mm peint epoxy,  
 pare-chocs enveloppants  
 Profondeur plateau : 500 mm  
 4 roues pivotantes de grand diamètre (125 mm).  
 Livrée montée (sauf roues).

| Nombre de plateaux | Longueur | Référence | Prix     |
|--------------------|----------|-----------|----------|
| 2                  | 1056 mm  | 793880    | 732,00 € |
| 2                  | 850 mm   | 793878    | 687,00 € |
| 3                  | 1056 mm  | 793881    | 864,00 € |
| 3                  | 850 mm   | 793879    | 780,00 € |

## Chariot pliant Clax

- > Charge utile globale : 60 kg
- > Grande maniabilité

Entièrement repliable, il est très peu encombrant et s'utilise en toute facilité grâce au bouton poussoir. Pour utilisation en intérieur ou extérieur.

Plateau supérieur escamotable permettant de positionner de grands colis. livré avec une caisse pliable de 46 litres (530 X 370 X 280 mm). Possibilité d'ajouter une deuxième caisse (en option) : réf. 793892.

Tient debout quand il est plié, idéal pour le rangement.



### Caractéristiques techniques

Frein central avec commande au pied.  
 Dimensions plateau (Lxl) : 540 x 380 mm  
 Ø roues fixes : 175 mm  
 Ø roues pivotantes : 95 mm  
 Dimensions déplié (LxIxh) : 1020 x 550 x 910 mm  
 Dimensions replié (LxIxh) : 710 x 550 x 180 mm  
 Poids : 6,9 kg

Réf. 793891 311,00 €

### Accessoires

Caisse pliable  
 Réf. 793892 38,50 €

## Servantes métalliques

- > 2 ou 3 plateaux
- > 4 coloris au choix
- > Charge : 200 kg



### Charge : 200 kg

Chariots en tôle épaisseur 2 mm pliés avec rebords ajourés soudés et revêtus d'une plaque de stratifié collée d'1 mm d'épaisseur  
 Construction robuste entièrement mécano-soudée en tube de Ø 25 mm  
 Parties métalliques finies par poudrage époxy cuit au four

### 2 ou 3 plateaux

Le revêtement stratifié assure une grande facilité de nettoyage des plateaux

### Excellente maniabilité

Roulettes pivotantes dont 2 à frein Ø 125 mm à bandage gris non tâchant

Chariots livrés montés, prêts à l'emploi

### 4 coloris au choix

| Nombre de plateaux | Dimensions plateau(x) | Couleur | Référence | Prix     |
|--------------------|-----------------------|---------|-----------|----------|
| 2                  | 1000 x 600 mm         | Bleu    | 793059    | 618,00 € |
| 2                  | 1000 x 600 mm         | Gris    | 793060    | 618,00 € |
| 2                  | 1000 x 600 mm         | Jaune   | 793061    | 618,00 € |
| 2                  | 1000 x 600 mm         | Rouge   | 793058    | 618,00 € |
| 2                  | 850 x 500 mm          | Bleu    | 793051    | 531,00 € |
| 2                  | 850 x 500 mm          | Gris    | 793052    | 531,00 € |
| 2                  | 850 x 500 mm          | Jaune   | 793053    | 531,00 € |
| 2                  | 850 x 500 mm          | Rouge   | 793050    | 531,00 € |
| 3                  | 1000 x 600 mm         | Bleu    | 793063    | 768,00 € |
| 3                  | 1000 x 600 mm         | Gris    | 793064    | 768,00 € |
| 3                  | 1000 x 600 mm         | Jaune   | 793065    | 768,00 € |
| 3                  | 1000 x 600 mm         | Rouge   | 793062    | 768,00 € |
| 3                  | 850 x 500 mm          | Bleu    | 793055    | 660,00 € |
| 3                  | 850 x 500 mm          | Gris    | 793056    | 660,00 € |
| 3                  | 850 x 500 mm          | Jaune   | 793057    | 660,00 € |
| 3                  | 850 x 500 mm          | Rouge   | 793054    | 660,00 € |

## Servantes avec ou sans bac

- > 3 modèles disponibles
- > Vendues vides ou avec bacs
- > Très maniables
- > Solidité et longévité

Les servantes sont à compléter par des coulisses réfs. 793 011 et les bacs de votre choix (voir accessoires page suivante).  
Châssis métallique en profilés acier 25 x 25 mm avec peinture époxy.  
2 hauteurs de bac possibles : 75 et 150 mm.  
Bacs très résistants.  
Bacs en polypropylène résistant aux chocs thermiques.  
4 roues en caoutchouc Ø 75 mm.  
Plateau supérieur amovible en tôle 1 mm formant cuvette.  
Livrées démontées avec notice de montage (montage simple).



| Modèles                | ① Servante double sans bac                        | ② Servante triple sans bac                         | ③ Servante simple sans bac                        | ④ Servante double 9 bacs                      | ⑤ Servante triple 15 bacs                      |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capacité               | 6 bacs de 75 mm et 3 bacs de 150 mm (non fournis) | 12 bacs de 75 mm et 3 bacs de 150 mm (non fournis) | 6 bacs de 75 mm ou 3 bacs de 150 mm (non fournis) | 6 bacs de 75 mm et 3 bacs de 150 mm (fournis) | 12 bacs de 75 mm et 3 bacs de 150 mm (fournis) |
| Dimensions (L x H x P) | 710 x 850 x 420 mm                                | 1055 x 850 x 420 mm                                | 370 x 850 x 420 mm                                | 710 x 850 x 420 mm                            | 1055 x 850 x 420 mm                            |
| Référence              | 793044                                            | 793045                                             | 793156                                            | 793166                                        | 793167                                         |
| Prix                   | 450,00€                                           | 519,00€                                            | 375,00€                                           | 645,00€                                       | 829,00€                                        |

## Servantes Callero Plus

- > Spécialement conçues pour le rangement du matériel scientifique
- > Grande capacité de rangement
- > Grande stabilité grâce à la largeur des roulettes
- > Ergonomiques

Retrouvez toutes les servantes sans bacs Callero sur [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)

Les servantes Callero Plus sont équipées d'un cadre métallique coloris gris argent permettant un nettoyage aisé et assurant une sécurité optimale pour vous et vos élèves.  
Les coulisses peuvent être déplacées afin de pouvoir y insérer des bacs de différentes hauteurs.  
Elles sont disponibles en 2 largeurs : double ou triple rangée de bacs et différentes combinaisons de bacs et couleurs sont possibles



| Modèles   | ① Servante triple 24 bacs citron vert 75 mm | ② Servante double 16 bacs bleu barbeau 75 mm | ③ Servante triple 12 bacs : 3 bacs violet + 3 bacs bleu cyan + 3 bacs bleu barbeau 150 mm | ④ Servante double 8 bacs : violet 150 mm | ⑤ Servante triple 20 bacs : 16 bacs vert citron 75 mm + 4 bacs violet 150 mm | ⑥ Servante double 12 bacs : 8 bacs bleu barbeau 75 mm + 4 bacs bleu cyan 150 mm |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur   | 1020 mm                                     | 1055 mm                                      | 1020 mm                                                                                   | 1055 mm                                  | 1020 mm                                                                      | 1055 mm                                                                         |
| Largeur   | 435 mm                                      | 435 mm                                       | 435 mm                                                                                    | 435 mm                                   | 435 mm                                                                       | 435 mm                                                                          |
| Longueur  | 1055 mm                                     | 690 mm                                       | 1055 mm                                                                                   | 690 mm                                   | 1055 mm                                                                      | 690 mm                                                                          |
| Référence | 793168                                      | 793169                                       | 793170                                                                                    | 793171                                   | 793172                                                                       | 793173                                                                          |
| Prix      | 734,00€                                     | 596,00€                                      | 615,00€                                                                                   | 537,00€                                  | 646,00€                                                                      | 542,00€                                                                         |

## Meubles de rangement avec bacs


- > Très grande capacité de rangement
- > 3 hauteurs de bac possibles
- > Bacs très résistants

### Solidité et longévité


Châssis métallique en profilés acier 25 x 25 mm avec barres de stabilité. Peinture époxy.

### Bacs de rangement


3 hauteurs de bac possibles : 75 mm, 150 mm et 300 mm. Bacs en polypropylène (voir page suivante).



Réf. 793174



Réf. 793175



Réf. 793176

| Modèles                | Meuble composé de 51 bacs rouges 75 mm, d'un cadre H=1,85 m et de 51 paires de coulisses | Meuble composé de 18 bacs rouges 75 mm, de 3 bacs bleus 150 mm, de 3 bacs transparents 300 mm, d'un cadre H=1,85 m et de 24 paires de coulisses | Meuble composé de 24 bacs rouges 75 mm, de 6 bacs bleus 150 mm, d'un cadre H=1,50 m et de 30 paires de coulisses |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x H x P) | 1055 x 1850 x 420 mm                                                                     | 1055 x 1850 x 420 mm                                                                                                                            | 1055 x 1500 x 420 mm                                                                                             |
| Référence              | 793174                                                                                   | 793175                                                                                                                                          | 793176                                                                                                           |
| Prix                   | 1 470,00€                                                                                | 1 236,00€                                                                                                                                       | 1 039,00€                                                                                                        |

## Meubles sans bac


- > 4 modèles disponibles

### Modulable

Châssis métallique en profilés acier 25 x 25 mm avec barres de stabilité. Peinture époxy. 3 hauteurs de bac possibles : 75, 150 et 300 mm.

Cadres vendus sans bac et sans coulisse.

Les meubles sont à compléter par des coulisses réf. 793011 et les bacs de votre choix (voir accessoires page suivante).



Réf. 793046



Réf. 793047



Réf. 793048



Réf. 793049

| Modèles                | Meuble triple sans bac (H = 1.85 m) | Meuble triple avec étagères | Meuble double sans bac | Meuble triple sans bac |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Dimensions (L x H x P) | 1055 x 1850 x 420 mm                | 1055 x 1850 x 420 mm        | 710 x 1850 x 420 mm    | 1055 x 1500 x 420 mm   |
| Référence              | 793046                              | 793047                      | 793048                 | 793049                 |
| Prix                   | 685,00€                             | 855,00€                     | 529,00€                | 533,00€                |

## Bacs pour servantes en lot

- > Polypropylène moulé
- > Résistance aux chocs mécaniques
- > Résistance à la chaleur et à la plupart des produits chimiques



Utilisés conjointement avec les servantes et le meuble de rangement, ils apportent une solution pratique et efficace à vos problèmes de manutention et de rangement.

| Hauteur | Couleur | Référence | Prix    |
|---------|---------|-----------|---------|
| 75 mm   | Rouge   | 793856    | 53,00 € |
| 150 mm  | Bleu    | 793854    | 50,00 € |

## Paire de coulisses supplémentaire



Lot de 2 coulisses pour servantes et meubles de rangement.

### Caractéristiques techniques

Compatibles avec les meubles de rangement et les servantes.

Non compatibles avec les servantes Callero.  
Lot de 2.

Réf. 793011 10,90 €

## Bacs pour servantes et meubles - A l'unité

- > Vendus à l'unité



### Caractéristiques techniques

Bacs vendus à l'unité

3 hauteurs de bacs : 75, 150 ou 300 mm

8 coloris au choix :

vert citron,  
bleu barbeau,  
violet,  
bleu cyan,  
rose fuchsia,  
gris anthracite  
et transparent.

Compatibles avec toutes les servantes et meubles à bacs Gratnell's.

| Hauteur | Couleur         | Référence | Prix    |
|---------|-----------------|-----------|---------|
| 75 mm   | Vert citron     | 791360    | 8,70 €  |
| 75 mm   | Bleu barbeau    | 791361    | 8,70 €  |
| 75 mm   | Bleu cyan       | 793457    | 8,70 €  |
| 75 mm   | Violet          | 793458    | 8,70 €  |
| 75 mm   | Fuchsia         | 793466    | 8,70 €  |
| 75 mm   | Gris anthracite | 793468    | 8,70 €  |
| 150 mm  | Violet          | 791372    | 16,00 € |
| 150 mm  | Bleu barbeau    | 791373    | 16,00 € |
| 150 mm  | Bleu cyan       | 791374    | 16,00 € |
| 150 mm  | Vert citron     | 791481    | 16,00 € |
| 150 mm  | Fuchsia         | 793467    | 16,00 € |
| 150 mm  | Gris anthracite | 793469    | 16,00 € |
| 300 mm  | Jaune           | 791487    | 17,40 € |
| 300 mm  | Transparent     | 793039    | 17,40 € |
| 300 mm  | Vert citron     | 793865    | 17,40 € |



## Plateaux de rangement complémentaires

Gratnells

> Disponibles avec 3, 4 ou 6 compartiments

Disponibles avec 3, 4 ou 6 compartiments, pour permettre l'aménagement fonctionnel des bacs Gratnells hauteur 75 mm.

Lot de 3



| Nombre de compartiments | Référence | Prix    |
|-------------------------|-----------|---------|
| 3                       | 793721    | 39,00 € |
| 4                       | 793722    | 39,00 € |
| 6                       | 793723    | 39,00 € |

## Couvercles



Gratnells

S'adaptent sur tous les bacs Gratnells.

| Vendu par | Référence | Prix    |
|-----------|-----------|---------|
| Lot de 12 | 793719    | 66,00 € |
| À l'unité | 187723    | 6,60 €  |

## Compartiments antimicrobiens SortED pour bacs Gratnells

Gratnells

> Pack de 52 pièces



SortED est une nouvelle gamme de compartiments modulaires amovibles conçus pour s'adapter aux bacs Gratnells (75 et 150 mm).

Les compartiments SortED peuvent générer jusqu'à 8 sections dans un plateau peu profond et 16 sections dans un plateau profond, sur deux niveaux.

Les inserts petits et moyens peuvent contenir une grande quantité de petites pièces.

Le grand insert peut être utilisé pour contenir les plus petits inserts ou les composants plus longs dans le haut du plateau.

Le grand insert SortED se soulève facilement du plateau grâce à la séparation médiane et toute la gamme peut facilement être rangée dans la plupart des meubles de classe compatibles Gratnells.

Les inserts SortED passent au lave-vaisselle.

L'ensemble des éléments du pack est traité avec le traitement antimicrobien BioCote® (idéal pour les salles de classe).

### Composition

- 4 grands bacs violet
- 16 bacs medium bleu cyan
- 32 petits bacs citron vert



Réf. 793864

90,00 €



## Chariot Rover sans bac

Gratnells

> Peut transporter tous vos types de bacs Gratnells

Chariot Rover réf. 793470  
+ 3 bacs réf. 791481



Le chariot Rover est conçu en métal robuste avec des pneus en caoutchouc durables, des glissières pour contenir les bacs Gratnells et une sangle pour sécuriser vos plateaux pour le transport.

### Caractéristiques techniques

Cadre argenté incurvé.  
Pneus en caoutchouc Ø 260 mm pour toutes les surfaces.  
5 paires de glissières permettent une variété de combinaisons de plateaux possibles.  
Sangle pour fixer les plateaux et le contenu.  
Livré entièrement assemblé.  
Bacs vendus séparément : voir page précédente.

Réf. 793470 369,48 €  
dont éco-participation 0,48 €

## Chariot MakerSpace

Gratnells



Chariot MakerSpace  
réf. 793538 + bacs  
rouges réf. 793856 et  
bleus réf. 793854

Le chariot Gratnells MakerSpace peut contenir 12 bacs Gratnells standard 75 mm et 3 bacs 150 mm sur les glissières StopSafe, permettant un accès facile et sûr aux composants.  
Les supports d'outils peuvent être déplacés et modifiés pour s'adapter à de nombreux objets.

### Caractéristiques techniques

Cadre en acier robuste et roulettes verrouillables pour un service fiable.  
Panneaux latéraux et arrière avec trous et fentes standard pour une large gamme d'accessoires.  
**Livré avec :**  
12 mini bacs verts,  
1 porte-rouleau,  
5 crochets simples et 5 crochets doubles.  
Dimensions (H x L x P) : 1565 x 1025 x 430 mm. Les bacs hauteur 75 mm et 150 mm sont à commander séparément : voir page précédente.

Réf. 793538 826,37 €  
dont éco-participation 1,37 €

## Chariot MakerHub sans bac

Gratnells

> Favorise le travail collaboratif en classe

Les tableaux de taille standard (600 x 900 mm) sont instantanément interchangeables - il suffit de les soulever et de les abaisser pour les retirer. Basculez entre les tableaux blancs magnétiques, les tableaux noirs et les tableaux d'affichage en fonction de vos activités en classe et de votre groupe d'âge.  
Pour plus de sécurité, tous les tableaux standard sont maintenus en place en toute sécurité entre des guides en acier en haut du cadre et des butées spéciales sur la tablette encastrée. Les plateaux peuvent être orientés dans l'une ou l'autre direction.

Chariot MakerHub réf. 793539 + 4 bacs réf. 791374

### Caractéristiques techniques

Rangement flexible dans l'unité de base.  
Livré avec 4 paires de coulisses et deux tableaux blancs magnétiques.  
Roulettes à frein Ø 75 mm.  
Tableaux interchangeables.  
Le cadre, les glissières et les plateaux en acier sont 100% recyclables.  
Livré à plat.  
Montage facile.  
A compléter par des bacs 150 mm : voir page précédente.

Réf. 793539 492,82 €  
dont éco-participation 0,82 €



# Système de douche et laveurs d'yeux

› Efficacité et qualité du matériel

› 4 modèles (laveurs d'yeux seuls ou avec douche)

› Conforme à la norme NFX 08 003

## Caractéristiques générales :

- Vasque laveurs d'yeux réalisée en acier inox.
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Bras triple-jet des douches en ABS.
- Tête d'aspiration à double filtre inox.
- Peinture époxy pour les raccords et tuyaux.

Livré démonté.


Le prix inclut la livraison jusqu'à l'établissement. Raccordement à effectuer par un plombier agréé.

## Combiné douche de sécurité et lave-yeux sur colonne

### Système d'aspersion à 6 bras, avec triple jet :

- Jet périphérique «rideau d'eau» permettant d'évacuer les impuretés provenant du réseau d'alimentation, risquant de colmater la douche.
- Jet «central» assurant un puissant flux au centre.
- Jet «rayonnant» : 66 trous de Ø 4,5 mm.

L'utilisation combinée de ces trois jets, permet d'obtenir un débit de 120 L/mn sous pression de 3 bars. Déclenchement et interruption manuels et au pied.



Réf. 792492

1 002,00 €

## Douche de sécurité horizontale murale



Distance du mur : 610 mm.

Déclenchement manuel ouverture et fermeture.

Réf. 792491

279,00 €

## Laveur d'yeux sur pied



Système sur pied à fixer au sol.

### Caractéristiques techniques

2 têtes d'aspersion, distantes de 150 mm, équipées d'aérateur-régulateur de débit, avec capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.

Débit : 17 L/mn sous pression de 3 bars.

Vasque de récupération, Ø 25 cm.

Plaque de commande tactile, avec indications.

Réf. 792490

670,00 €

## Laveur d'yeux mural



Système à fixer sur un mur.

### Caractéristiques techniques

2 têtes d'aspersion, distantes de 150 mm, équipées d'aérateur-régulateur de débit, avec capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.

Débit : 17 L/mn sous pression de 3 bars.

Vasque de récupération, Ø 25 cm.

Plaque de commande tactile, avec indications.

Réf. 792489

475,00 €

## Douchette d'yeux 1 sortie



Douchette d'yeux 1 sortie, à commande manuelle par gâchette avec poignée ergonomique en ABS vert, finition chromée.

Tête d'aspersion équipée d'un cache de protection en ABS vert éjectable automatiquement à la mise en eau.

Débit 16 l/mn à 3 bars avec aérateur double filtre inox.

Avec flexible tressé inox 1,5 m- 15x100 - 1/2»

Livrée avec plaque signalétique normalisée «Lave-yeux de 1er secours».

Garantie 10 ans.

| Modèle              | Référence | Prix     |
|---------------------|-----------|----------|
| Murale avec crochet | 792553    | 209,00 € |
| Sur table           | 792554    | 234,00 € |

# Définissons ensemble

vos espaces d'enseignement,  
d'apprentissage ou de repos...



## ... Dynamique

La couleur, l'ergonomie et le confort du mobilier stimulent la réflexion et l'apprentissage.




## ... Modulaire et évolutif

Composez votre espace et transformez-le en un temps record.  
En phase avec les nouvelles technologies et approches de l'enseignement, notre mobilier s'assemble facilement et est dissociable.

**Transformez** votre salle de cours pour un travail en groupe **en un temps record**

Mise en place



Pour plus d'informations,  
demandez votre catalogue au

► N°Cristal 09 69 32 02 10

APPEL NON SURTAXE

ou consulter [jeulin.com/mobilier](http://jeulin.com/mobilier)




## Meubles 12 bacs

- > Armoire scolaire de 80 cm avec 12 grands bacs
- > Idéale pour équiper des salles de travail coopératif
- > 3 coloris au choix



### Caractéristiques techniques

Structure en bois, coloris blanc.  
4 taquets niveleurs.  
Roulettes en option.  
Poids : 48,3 kg



| Couleur        | Référence | Prix     | dont éco-participation |
|----------------|-----------|----------|------------------------|
| Blanc          | 794812    | 389,00 € | 9,00 €                 |
| Bleu turquoise | 794813    | 389,00 € | 9,00 €                 |
| Ocre           | 794814    | 389,00 € | 9,00 €                 |

## La table Mona

- > Mobile : munie de 4 roulettes
- > Réglable en hauteur : de 70 à 100 cm

### Caractéristiques techniques

Roulettes avec caoutchouc souple, roues arrière avec freins.  
Panneau MDF E0 recouvert de PVC blanc sur la surface et chants pressés à membrane sous vide  
Structure en fonte d'aluminium peinte en époxy-polyester blanc époxy-polyester couleur blanc  
Crochet rotatif blanc  
4 roulettes de Ø65 mm, dont 2 avec freins  
Poids : 11,5 kg Livrée démontée.



Réf. 793916 407,93 €  
dont éco-participation 1,93 €

## La table Trèfle

- > Permet de multiples agencements et compositions notamment avec la table Trapèze

Permet de multiples agencements et compositions  
Parfaitement compatible avec la table Trapèze



### Caractéristiques techniques

Pieds réglables en hauteur.  
Table avec structure tubulaire métallique et plateau en MDF.  
Peinture epoxy blanche RAL 9006.  
Poids : 21,10 kg Livrée démontée.

Réf. 791575 363,70 €  
dont éco-participation 4,70 €

## La table Flèche

- > Plateau à abattant
- > Réglable en hauteur
- > Pliable pour faciliter le rangement



### Caractéristiques techniques

Pieds réglables en hauteur.  
Table avec structure tubulaire métallique et plateau en MDF.  
Peinture epoxy blanche RAL 9006.  
Roulettes en option (uniquement pour une utilisation en taille 6).  
Hauteur réglable de 650 à 760 mm  
Arête : 685 mm  
Poids : 10,30 kg Livrée démontée.

Réf. 791570 153,73 €  
dont éco-participation 1,73 €

## La table carrée

- > Pieds réglables en hauteur



### Caractéristiques techniques

Pieds réglables en hauteur. Table avec structure tubulaire métallique et plateau en MDF. Peinture epoxy gris RAL 9006.  
Roulettes en option (uniquement pour une utilisation en taille 6)

Réf. 791569 164,35 €  
dont éco-participation 2,35 €


### Accessoires

Roulette pour table carrée ou flèche

Réf. 793767 13,80 €

## Table triangle à roulettes

- > Mobile pour permettre une multitude d'usages
- > Rangement et déplacement aisé grâce à ses roulettes
- > En configuration salle de classe ou CDI
- > Pliable pour faciliter le rangement



### Caractéristiques techniques

Table avec structure tubulaire métallique et plateau en MDF.  
Peinture epoxy blanche RAL 9006.  
Utilisation simple et résistance maximale  
Patins réglables en hauteur  
Poids : 10,74 kg  
Livrée démontée.

Réf. 791571 167,61 €  
dont éco-participation 1,61 €

## Table trapèze

- > Pliable pour un gain de place optimal
- > Combinaison possible avec la table trèfle et la table carrée



### Caractéristiques techniques

Plateau à abattant  
Déplacement facile grâce à ses 2 roulettes  
Hauteur réglable de 650 à 760 mm  
Poids : 10,74 kg  
Pieds réglables en hauteur.  
Table avec structure tubulaire métallique et plateau en MDF.  
Peinture epoxy blanche RAL 9006.

Réf. 791572 187,80 €  
dont éco-participation 1,80 €

## Tables triangle Color

- > Mobiles
- > Dégagement latéral
- > Plateau rabattable
- > Idéales dans la cadre des classes flexibles



### Caractéristiques techniques

Equipées de 2 roues de 50 mm de diamètre en polypropylène à l'arrière et d'embouts sabot à l'avant.  
Plateau rabattable  
2 qualités de plateau disponibles : Mélaminé ou Stratifié  
Coloris : Piètement gris clair RAL 7035-980 (autres coloris possibles, nous consulter)  
Dimensions : 774 x 520 x 760 mm  
Livrées montées

| Revêtement | Couleur        | Référence | Prix     | dont éco-participation |
|------------|----------------|-----------|----------|------------------------|
| Mélaminé   | Abeille        | 794225    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Blanc kaolin   | 794220    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Bleu ciel      | 794231    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Béton Chicago  | 794234    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Béton clair    | 794233    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Carambole      | 794226    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Coquelicot     | 794228    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Crema          | 794222    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Framboise      | 794227    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Fuchsia        | 794230    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Hêtre naturel  | 794237    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Jaune pastel   | 794224    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Moka           | 794223    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Naranja        | 794229    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Noir           | 794232    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Pierre de lave | 794236    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Seringa        | 794221    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Mélaminé   | Tissé lin      | 794235    | 188,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Abeille        | 794243    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Blanc kaolin   | 794238    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Bleu ciel      | 794249    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Béton Chicago  | 794252    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Béton clair    | 794251    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Carambole      | 794244    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Coquelicot     | 794246    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Crema          | 794240    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Framboise      | 794245    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Fuchsia        | 794248    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Hêtre naturel  | 794255    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Jaune pastel   | 794242    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Moka           | 794241    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Naranja        | 794247    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Noir           | 794250    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Pierre de lave | 794254    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Seringa        | 794239    | 224,91 € | 0,91 €                 |
| Stratifié  | Tissé lin      | 794253    | 224,91 € | 0,91 €                 |



## Chaises Casmi

- > Pour faciliter la mobilité des élèves dans la classe et la constitution d'îlots
- > 4 coloris disponibles

### Caractéristiques techniques

Chaise avec assise en polypropylène.  
4 pieds munis de roulettes.  
Structure tubulaire métallique.  
Peinture epoxy RAL9006.  
Taille 6.




| Couleur     | Référence | Prix    | dont éco-participation |
|-------------|-----------|---------|------------------------|
| Blanc       | 793765    | 72,78 € | 0,78 €                 |
| Bleu Navy   | 794711    | 72,78 € | 0,78 €                 |
| Noir        | 793091    | 72,78 € | 0,78 €                 |
| Ocre        | 794713    | 72,78 € | 0,78 €                 |
| Terra cotta | 794710    | 72,78 € | 0,78 €                 |
| Vert menthe | 794712    | 72,78 € | 0,78 €                 |

## Chaises Mica appui sur table

### Caractéristiques techniques

Patins anti-dérapants sous l'assise pour permettre un appui sur table.  
Chaise avec assise en polypropylène.  
Structure tubulaire métallique.  
Patins anti-dérapants sous les pieds.  
Existe de la taille 4 à 6.  
Assise rembourrée en option (nous consulter).  
Poids : 6,60 kg



| Couleur     | Référence | Prix    | dont éco-participation |
|-------------|-----------|---------|------------------------|
| Blanc       | 793769    | 94,27 € | 1,27 €                 |
| Bleu Navy   | 794715    | 94,27 € | 1,27 €                 |
| Noir        | 791728    | 94,27 € | 1,27 €                 |
| Ocre        | 794717    | 94,27 € | 1,27 €                 |
| Terra cotta | 794714    | 94,27 € | 1,27 €                 |
| Vert menthe | 794716    | 94,27 € | 1,27 €                 |

## Chaises Lifta hautes à roulettes

### Caractéristiques techniques

Avec dossier courbe pour assurer un excellent confort.  
Vérin à gaz réglable en hauteur.  
Piètement en polypropylène sur roulettes.  
Repose-pied rond réglable en aluminium.  
Hauteur de l'assise réglable de 595 à 820 mm.  
Hauteur du dossier : 410 mm.  
Poids : 7,56 kg



| Couleur     | Référence | Prix     | dont éco-participation |
|-------------|-----------|----------|------------------------|
| Blanc       | 793770    | 120,73 € | 1,73 €                 |
| Bleu Navy   | 794703    | 120,73 € | 1,73 €                 |
| Noir        | 791731    | 120,73 € | 1,73 €                 |
| Ocre        | 794705    | 120,73 € | 1,73 €                 |
| Terra cotta | 794702    | 120,73 € | 1,73 €                 |
| Vert Menthe | 794704    | 120,73 € | 1,73 €                 |

## La chaise classique Bima

### Caractéristiques techniques

Assise dynamique en polypropylène.  
Structure métallique.  
Option assise rembourrée : nous consulter.  
Taille 6.  
Poids : 5 kg  
Autres coloris disponibles : vert, bleu ou gris (nous consulter).



| Couleur     | Référence | Prix    | dont éco-participation |
|-------------|-----------|---------|------------------------|
| Blanc       | 793768    | 60,96 € | 0,96 €                 |
| Bleu Navy   | 794695    | 60,96 € | 0,96 €                 |
| Noir        | 791725    | 60,96 € | 0,96 €                 |
| Ocre        | 794697    | 60,96 € | 0,96 €                 |
| Terra cotta | 794694    | 60,96 € | 0,96 €                 |
| Vert menthe | 794696    | 60,96 € | 0,96 €                 |

## Chaises à roulettes réglables en hauteur Mili

- > Pour faciliter la mobilité des élèves dans la classe et la constitution d'îlots
- > 4 coloris disponibles

### Caractéristiques techniques

Chaise avec assise en polypropylène.  
Piètement 5 branches munies de roulettes.  
Taille 6.



| Couleur     | Référence | Prix    | dont éco-participation |
|-------------|-----------|---------|------------------------|
| Blanc       | 793766    | 97,19 € | 1,19 €                 |
| Bleu Navy   | 794707    | 97,19 € | 1,19 €                 |
| Noir        | 793095    | 97,19 € | 1,19 €                 |
| Ocre        | 794709    | 97,19 € | 1,19 €                 |
| Terra cotta | 794706    | 97,19 € | 1,19 €                 |
| Vert Menthe | 794708    | 97,19 € | 1,19 €                 |

## Tabourets Ricochet

- > Assise dynamique



### Caractéristiques techniques

Base arrondie pour une assise active,  
Faciles à transporter et à repositionner selon les besoins.  
Construction entièrement en PP et base antidérapante.  
Hauteur : 450 mm  
Ø : 300 mm  
Empilable jusqu'à 3 (à l'envers)

| Couleur              | Référence | Prix     | dont éco-participation |
|----------------------|-----------|----------|------------------------|
| Bleu turquoise       | 793883    | 135,70 € | 0,70 €                 |
| Gris cendre          | 793882    | 135,70 € | 0,70 €                 |
| Mandarine pétillante | 793886    | 135,70 € | 0,70 €                 |
| Prune sucrée         | 793885    | 135,70 € | 0,70 €                 |
| Vert perroquet       | 793884    | 135,70 € | 0,70 €                 |

## Chaises Conférence pivotantes



### Caractéristiques techniques

Taille 6.

Poids : 7,56 kg

Permet une entière mobilité dans la classe grâce à ses 6 roulettes

### Très confortable

Chaise pivotante avec dossier pour assurer un excellent confort.

En option : assise rembourrée (nous consulter).

Pour connaître le fonctionnement de la chaise, retrouvez la vidéo sur [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)

Livrées démontées.



| Couleur     | Référence | Prix     | dont éco-participation |
|-------------|-----------|----------|------------------------|
| Blanc       | 794701    | 273,26 € | 3,26 €                 |
| Terracotta  | 794698    | 273,26 € | 3,26 €                 |
| Bleu Navy   | 794699    | 273,26 € | 3,26 €                 |
| Noir        | 791734    | 273,26 € | 3,26 €                 |
| Vert menthe | 794700    | 273,26 € | 3,26 €                 |

## Chaises conférence sans tablette

### Caractéristiques techniques

Taille 6.

Poids : 11,55 kg

Permet une entière mobilité dans la classe grâce à ses 6 roulettes

### Très confortable

Chaise pivotante avec dossier pour assurer un excellent confort.

Espace de rangement en partie basse.

Idéales avec les tables triangles et trapèze.

En option : assise rembourrée (nous consulter).



| Couleur     | Référence | Prix     | dont éco-participation |
|-------------|-----------|----------|------------------------|
| Blanc       | 794189    | 228,04 € | 1,04 €                 |
| Bleu Navy   | 794738    | 228,04 € | 1,04 €                 |
| Noir        | 794188    | 228,04 € | 1,04 €                 |
| Terra cotta | 794737    | 228,04 € | 1,04 €                 |
| Vert menthe | 794739    | 228,04 € | 1,04 €                 |

## Armoires à rideaux

- > Coloris fun
- > Armoire haute ou basse
- > 2 coloris de corps possibles



### STRUCTURE

Armoire métallique soudée réalisée en tôle 8/10.

Ouverture par coulissement latéral.

Fermeture à clé.

Tablettes réglables au pas de 75 mm.

2 hauteurs possibles : 1980 ou 1200 mm

### Esthétique et confort d'utilisation

2 coloris de corps : blanc ou gris clair

7 coloris de portes

Livrée montée.

Garantie 5 ans.

| Hauteur | Couleur        | Référence | Prix     | dont éco-participation |
|---------|----------------|-----------|----------|------------------------|
| 1200 mm | Blanc / bleu   | 793592    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1200 mm | Gris / prune   | 793580    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1200 mm | Blanc / vert   | 793591    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1200 mm | Blanc / rouge  | 793590    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1200 mm | Blanc / orange | 793589    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1200 mm | Blanc / jaune  | 793588    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1200 mm | Blanc / prune  | 793587    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1200 mm | Blanc / anis   | 793586    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1200 mm | Gris / bleu    | 793585    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1200 mm | Gris / vert    | 793584    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1200 mm | Gris / rouge   | 793583    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1200 mm | Gris / orange  | 793582    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1200 mm | Gris / jaune   | 793581    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1200 mm | Gris / anis    | 793579    | 480,21 € | 2,21 €                 |
| 1980 mm | Gris / prune   | 793566    | 591,70 € | 3,70 €                 |
| 1980 mm | Blanc / bleu   | 793578    | 591,70 € | 3,70 €                 |
| 1980 mm | Blanc / vert   | 793577    | 591,70 € | 3,70 €                 |
| 1980 mm | Blanc / rouge  | 793576    | 591,70 € | 3,70 €                 |
| 1980 mm | Blanc / orange | 793575    | 591,70 € | 3,70 €                 |
| 1980 mm | Blanc / jaune  | 793574    | 591,70 € | 3,70 €                 |
| 1980 mm | Blanc / prune  | 793573    | 591,70 € | 3,70 €                 |
| 1980 mm | Blanc / anis   | 793572    | 591,70 € | 3,70 €                 |
| 1980 mm | Gris / bleu    | 793571    | 591,70 € | 3,70 €                 |
| 1980 mm | Gris / vert    | 793570    | 591,70 € | 3,70 €                 |
| 1980 mm | Gris / rouge   | 793569    | 591,70 € | 3,70 €                 |
| 1980 mm | Gris / orange  | 793568    | 591,70 € | 3,70 €                 |
| 1980 mm | Gris / jaune   | 793567    | 591,70 € | 3,70 €                 |
| 1980 mm | Gris / anis    | 793565    | 591,70 € | 3,70 €                 |

## Tableau triptyque Classic

- > Surface émaillée à haute température
- > Garantie à vie



### Caractéristiques techniques

Permet l'affichage par plots magnétiques.

Panneau central avec porte-carte et auget porte-craies sur toute la longueur du tableau.

Encadrement en profil aluminium anodisé.

Les triptyques sont livrés en 3 éléments (fond et volets séparés).

Fixation murale par les charnières hautes et les profils haut et bas.

Toutes les extrémités sont protégées par des embouts en plastique pour la sécurité des utilisateurs.

### Mixte :

faces intérieures émail vert craie, faces extérieures émail blanc feutre.

Autres dimensions et autres couleurs d'émail : bleu, noir, etc. sur devis.

Livrés prêts à installer (notice de montage et visserie de fixation fournies).



Surface en acier émaillé vitrifié à haute température à choisir blanc brillant pour l'écriture avec des marqueurs, vert pour l'écriture à la craie. En partie basse, porte-craies sur toute la longueur avec embouts protecteurs noirs.

En option : sérigraphie sur émail (nous consulter).

| Couleur      | Dimensions (L x l) | Référence | Prix     | dont éco-participation |
|--------------|--------------------|-----------|----------|------------------------|
| Blanc        | 200 x 100 cm       | 791505    | 668,27 € | 8,27 €                 |
| Blanc        | 200 x 120 cm       | 791031    | 762,14 € | 10,14 €                |
| Vert         | 200 x 100 cm       | 791030    | 679,27 € | 8,27 €                 |
| Vert         | 200 x 120 cm       | 791032    | 762,14 € | 10,14 €                |
| Vert / Blanc | 200 x 100 cm       | 791506    | 674,27 € | 8,27 €                 |
| Vert / Blanc | 200 x 120 cm       | 791033    | 762,14 € | 10,14 €                |

## Tableaux simples émaillés



### Caractéristiques techniques

Surface d'écriture en acier émaillé vitrifié à haute température. Encadrement par profilés aluminium anodisé. En partie basse, porte-craies sur toute la longueur avec embouts protecteurs noirs. En partie haute, rail porte-documents sur toute la longueur avec deux crochets coulissants en métal. Chants verticaux profilé « U » en aluminium anodisé. Livré avec visserie de fixation et notice de montage. Sérigraphies disponibles en option (nous consulter).

| Couleur | Dimensions (L x l) | Référence | Prix     | dont éco-participation |
|---------|--------------------|-----------|----------|------------------------|
| Blanc   | 200 x 100 cm       | 791501    | 304,06 € | 4,06 €                 |
| Blanc   | 200 x 120 cm       | 791036    | 312,21 € | 4,21 €                 |
| Blanc   | 200 x 100 cm       | 794689    | 634,25 € | 6,25 €                 |
| Blanc   | 300 x 120 cm       | 791255    | 649,64 € | 7,64 €                 |
| Vert    | 200 x 100 cm       | 791035    | 282,06 € | 4,06 €                 |
| Vert    | 200 x 120 cm       | 791037    | 334,21 € | 4,21 €                 |

## Tableau magnétique pivotant



### Caractéristiques techniques

Structure tubulaire, cadre en aluminium et bords en polypropylène.

Auget pour marqueur et effaceur.

A roulettes. Réversible.

Facile à transporter. Dimensions du tableau : 1500 x 920 mm.

Dimensions totales : 1680 x 1900 x 630 mm.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Réf. 791667            | 249,80 € |
| dont éco-participation | 3,80 €   |

## Pochette de 4 feutres pour tableaux blancs



Lot de 4.

|             |        |
|-------------|--------|
| Réf. 803017 | 8,20 € |
|-------------|--------|

## Tableaux Easy2move

- > Idéal pour les espaces de travail collaboratif
- > Double surface de travail étroite de grande hauteur
- > Surface résistante, cadre en aluminium, bâti robuste
- > Facile à déplacer par une seule personne



### Caractéristiques techniques

Surface en acier  
Bâti en tubulure laquée blanc  
Roulettes jumelles dont deux avec frein  
Recyclable à 98%

| Dimensions (L x l) | Référence | Prix     | dont éco-participation |
|--------------------|-----------|----------|------------------------|
| 75 x 180 cm        | 793464    | 469,92 € | 3,12 €                 |
| 100 x 180 cm       | 793465    | 489,12 € | 3,12 €                 |

## Tableau Delta mobile

- > Idéal pour les espaces de travail collaboratif
- > 2 surfaces d'écriture et un espace de rangement central
- > Magnétique



### Caractéristiques techniques

Hauteur des faces d'écritures : 150 cm  
Surface d'écriture en acier émaillé garantie à vie  
Pour feutre effaçable à sec 4 roulettes directionnelles fournies (dont 2 roulettes munies de frein)

Réf. 793471 1 187,38 €  
dont éco-participation 7,38 €

## Set d'accessoires magnétiques pour tableau

- > Ensemble composé de 4 outils de traçage

### Composition

L'ensemble est composé de :

- 1 règle magnétique 100 cm
- 1 rapporteur magnétique 50 cm
- 1 équerre magnétique 60° angle aigu 50 cm
- 1 compas (non magnétique) pour tableau (permettant l'insertion d'un marqueur)



Réf. 791313 39,00 €

## Marqueurs de laboratoire

- > Conçus pour écrire de manière fiable dans les laboratoires
- > Coloris noir



Pour écrire de manière fine et précise sur les surfaces lisses et transparentes, telles que les lames de microscope, les récipients à réaction, les boîtes de Petri et cuvettes de laboratoire.

### Caractéristiques techniques

Encre à faible odeur et à séchage extrêmement rapide, résistant à l'abrasion, à l'eau et à la lumière. Encre permanente sur le plastique, effaçable sur le verre avec de l'acétone, de l'éthanol ou de l'isopropanol ou de la méthyl éthyl cétone. Excellente résistance au gel (jusqu'à -183 °C), à la chaleur (sur l'aluminium jusqu'à +500 °C) et à l'abrasion.

| Pointe  | Référence | Prix   |
|---------|-----------|--------|
| 0,75 mm | 791324    | 4,00 € |
| 1 mm    | 791319    | 4,00 € |

## Accessoires pour tableau



| Modèles                                     | Référence | Prix   |
|---------------------------------------------|-----------|--------|
| Compas en bois avec pointe pour tableau     | 343001    | 14,10€ |
| Compas en bois avec ventouse pour tableau   | 343003    | 11,30€ |
| Rapporteur en bois laqué jaune pour tableau | 343004    | 14,70€ |
| Règle en bois pour tableau                  | 343005    | 11,60€ |
| Compas à ventouse pour tableau blanc        | 343007    | 23,00€ |
| Équerre 30-60° pour tableau                 | 343009    | 12,60€ |
| Règle en plastique pour tableau             | 343011    | 8,30€  |
| Rapporteur en plastique pour tableau        | 343012    | 7,80€  |
| Équerre 30-60° en plastique pour tableau    | 343013    | 6,70€  |
| Règle magnétique pour tableau               | 791310    | 10,70€ |
| Rapporteur magnétique pour tableau          | 791311    | 9,30€  |
| Équerre magnétique pour tableau             | 791312    | 8,70€  |
| Compas pour tableau                         | 791363    | 10,40€ |

## Feutres permanents

- > Résistants à l'eau
- > Séchage rapide

Conçus spécialement pour le marquage permanent sur la plupart des surfaces plastiques non poreuses.



Réf. 803010 9,30 €

## Vidéoprojecteurs Epson EB-E20, EB-X49 et EB-W49

> Image lumineuse aux couleurs éclatantes



Niveaux de luminosité blanche et couleur équivalents.

Fonction d'affichage USB en 1 (image / souris : son)

| Modèles                               | Vidéoprojecteur EB-E20 | Vidéoprojecteur EPSON EB-X49 | Vidéoprojecteur Epson EB-W49 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Niveau sonore                         | 28/37 dB               | 28/37 dB                     | 28/37 dB                     |
| Durée de vie de la lampe (normal/éco) | 6000/12000 h           | 6000/12000 h                 | 8000/17000 h                 |
| Distance de projection                | 0,9 à 9 m              | 0,9 à 9 m                    | 0,9 à 9 m                    |
| Son                                   | 5 W                    | 5 W                          | 5 W                          |
| Garantie appareil                     | 3 ans                  | 3 ans                        | 3 ans                        |
| Garantie lampe                        | 3 ans ou 1000 h        | 3 ans ou 1000 h              | 3 ans ou 1000 h              |
| Taille de l'image                     | 0,76 à 8,8 m           | 0,76 à 7,6 m                 | 0,84 à 8,13 m                |
| Poids                                 | 2,7 kg                 | 2,7 kg                       | 2,7 kg                       |
| Format                                | 4/3                    | 4/3                          | 16/10                        |
| Technologie                           | 3LCD                   | 3LCD                         | 3LCD                         |
| Dimensions (L x l x H)                | 309 x 282 x 87 mm      | 302 x 249 x 87 mm            | 302 x 249 x 87 mm            |
| Résolution                            | XGA (1024x768)         | XGA (1024x768)               | WXGA (1280x800)              |
| Luminosité                            | 3400 lumens            | 3600 lumens                  | 3800 lumens                  |
| Type de focale                        | Standard               | Standard                     | Standard                     |
| Contraste                             | 15 000:1               | 16 000:1                     | 16 000:1                     |
| Référence                             | 800980                 | 800981                       | 800982                       |
| Prix                                  | 540,00€                | 615,60€                      | 729,60€                      |

## Vidéoprojecteurs Optoma EH334, S336 et X400Lve

Découvrez la gamme complète de vidéoprojecteurs Optoma avec une luminosité et un taux de contraste élevé (résolution SVGA jusqu'au FULL HD suivant vos besoins).

Son : 10 W.

Niveau sonore : 29 dB.

Distance de projection : 1 à 12 m.

Lampe garantie 1 an.

Connectivité : HDMI, VGA (D-SUB), RS232, USB type A (service), vidéo composite (RCA), entrée et sortie audio Mini Jack 3,5 mm.

Sortie VGA pour retour écran (sauf réf. 801055).

Accessoires fournis :  
câble d'alimentation,  
télécommande  
avec piles.



| Modèles                               | Vidéoprojecteur Optoma EH334 | Vidéoprojecteur Optoma S336 | Vidéoprojecteur Optoma X400Lve |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Niveau sonore                         | 29/34 dB                     | 27/29 dB                    | 27/29 dB                       |
| Durée de vie de la lampe (normal/éco) | 6000/15000 h                 | 6000/15000 h                | 6000/15000 h                   |
| Distance de projection                | 1,2 à 9,8 m.                 | 1 à 12 m                    | 1 à 12 m                       |
| Son                                   | 10 W                         | 10 W                        | 10 W                           |
| Garantie appareil                     | 2 ans                        | 2 ans                       | 2 ans                          |
| Garantie lampe                        | 1 an                         | 1 an                        | 1 an                           |
| Taille de l'image                     | 0,7 à 7,75 m                 | 0,71 à 7,73 m               | 0,71 à 7,73 m                  |
| Dimensions                            | 298 x 230 x 96,5 mm          | 316 x 244 x 108 mm          | 316 x 244 x 108 mm             |
| Poids                                 | 2,2 kg                       | 3 kg                        | 3 kg                           |
| Format                                | 16/9                         | 4/3                         | 4/3                            |
| Technologie                           | DLP                          | DLP                         | DLP                            |
| Dimensions (L x l x H)                | 298 x 230 x 96,5 mm          | 316 x 244 x 108 mm          | 316 x 244 x 108 mm             |
| Résolution                            | FULL HD (1920x1080)          | SVGA (800x600)              | XGA (1024x768)                 |
| Luminosité                            | 3600 lumens                  | 4000 lumens                 | 4000 lumens                    |
| Type de focale                        | Standard                     | Standard                    | Standard                       |
| Contraste                             | 22 000:1                     | 25 000:1                    | 25 000:1                       |
| Référence                             | 800822                       | 801055                      | 801057                         |
| Prix                                  | 838,80€                      | 478,80€                     | 558,00€                        |



# Pour améliorer l'apprentissage collaboratif

## Vidéoprojecteurs interactifs Epson



Ces vidéoprojecteurs ultra-courte focale interactifs rendent toute la surface de projection interactive avec leurs capteurs et leur stylet interactif (livré avec l'appareil).

De nombreux ajouts et notes peuvent être créés et sauvegardés, ce qui vous offre un contrôle total de votre projection.

Faciles à installer et à utiliser, ces projecteurs sont livrés avec leur support mural pour une adéquation parfaite.

Projection possible sur le plateau d'un bureau.

**Connectivité :** HDMI (x3), VGA (x2), vidéo composite (RCA), audio mini jack, RS232C, USB type A et LAN via RJ45. Sortie VGA (retour écran), audio mini jack et RCA.

**Accessoires fournis :** support mural, unité tactile, 2 stylets interactifs, câbles (alimentation, USB), télécommande avec pile.

Epson EB-685 Wi -  
Annotation avec double stylet



Réf. 800081

Epson EB-695 Wi -  
Contact tactile et double stylet



Réf. 800964

| Modèles                                | Vidéoprojecteur interactif Epson EB-685Wi | Vidéoprojecteur ultra-courte focale interactif Epson EB-695Wi |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Niveau sonore                          | 28 dB                                     | 29 dB                                                         |
| Durée de vie de la lampe (normal/ éco) | 10 000 h                                  | 10 000 h                                                      |
| Distance de projection                 | 0,46 à 0,75 m                             | 0,46 à 0,75 m                                                 |
| Son                                    | 16 W                                      | 16 W                                                          |
| Garantie appareil                      | 5 ans                                     | 5 ans                                                         |
| Garantie lampe                         | 5 ans ou 1000 h                           | 5 ans                                                         |
| Taille de l'image                      | 1,5 à 2,5 m                               | 1,5 à 2,5 m                                                   |
| Poids                                  | 5,8 kg                                    | 5,8 kg                                                        |
| Résolution                             | WXGA (1280x800)                           | WXGA (1200x800)                                               |
| Format                                 | 16/10                                     | 16/10                                                         |
| Technologie                            | 3LCD                                      | 3LCD                                                          |
| Dimensions (L x l x H)                 | 367 x 400 x 149 mm                        | 370 x 400 x 149 mm                                            |
| Luminosité                             | 3500 lumens                               | 3500 lumens                                                   |
| Type de focale                         | Focale ultracourte interactive            | Focale ultracourte interactive                                |
| Contraste                              | 14 000:1                                  | 14 000:1                                                      |
| Référence                              | 800081                                    | 800964                                                        |
| Prix                                   | 1788,00€                                  | 2158,80€                                                      |

## Visualiseur Elmo MX-P2

- > Léger et compact
- > Résolution 4K



Le visualiseur ELMO MX-P2 peut être plié et glissé dans un sac pour vous suivre partout. Malgré sa petite taille, le visualiseur MX-P2 est un visualiseur de qualité, qui fournit une excellente qualité d'image dans une résolution 4K avec un zoom x8, et ultra flexible grâce à sa tête rotative et pivotante.

Il est également équipé d'un microphone, idéal notamment pour des démonstrations à distance à travers vos logiciels de visioconférence.

### Caractéristiques techniques

Plus de détails sur [www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)

Réf. 801030

514,80 €

## Visualiseur Elmo MO-2

- > Sans fil
- > Pliable et transformable



Avec ses multiples ports, sa batterie et sa technologie Miracast, le visualiseur ELMO MO-2 est un outil de visualisation autonome qui s'adapte à toutes les situations.

Connectique : ports USB, HDMI, VGA, SD...

Dispose de la technologie Miracast pour diffuser sans fil l'image du visualiseur sur un moniteur externe.

WiFi intégré.

Le visualiseur MO-2 est parfait pour filmer vos expériences et les partager avec vos élèves sur de nombreux supports possibles, sauvegarder vos annotations et schémas grâce à son port de carte SD.

### Caractéristiques techniques

Plus de détails sur [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)

Réf. 801029

562,80 €

## Visualiseur Elmo L-12W

- > Simple, complet et puissant
- > Sans fil



Le visualiseur Elmo L-12W est l'un des visualiseurs les plus vendus au monde. Il aide les enseignants à expliquer visuellement tout contenu et améliore la compréhension de l'élève. Les fonctionnalités sont encore améliorées en termes de connectivité et utilité.

### Caractéristiques techniques

Alimenté par Android [5.0]

Zoom x192 (optique x12 + numérique x16)

Bras ajustable et caméra en tête

Fonctionne avec ou sans fil / Miracast

Pass-Through (HDMI/RGB)

Réf. 801028

718,80 €

## Visualiseur Elmo OX-1

- > Connexion USB



Il est doté des fonctionnalités essentielles. Il est très simple d'utilisation et se connecte directement à l'ordinateur via l'USB. Il est pourvu d'un bras articulé. Avec une résolution HD 1080p et un capteur CMOS de 8M pixels, ce visualiseur vous garantit une image précise et fluide.

### Caractéristiques techniques

Capteur : 1/3,2" CMOS.

Surface de capture : A3 (21 x 29,7 cm).

Résolution : 8 M pixels.

Zoom numérique : 8x.

Éclairage par LED.

Connectique : USB.

Dimensions : 108 x 317 x 375 mm (déplié), 108 x 337 x 54 mm (plié).

Réf. 800990

274,80 €

## Visualiseur V500S

> Excellent rapport qualité prix



Le visualiseur V500S BMP offre des résolutions haute définition étonnantes jusqu'à 3244 \* 2440 pour capturer les moindres détails de vos objets sans pixellisation.

Emmenez votre classe n'importe où, à tout moment, grâce à la connectivité USB plug and play et au micro intégré.

Lumières LED intégrées, mise au point automatique et une grande fonctionnalité, le visualiseur V500S est un visualiseur abordable conçu pour répondre à vos besoins.

### Caractéristiques techniques

Plus de détails sur [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)

### Composition

- 1 visualiseur V500S
- 1 tapis
- 1 câble USB
- 1 manuel d'utilisation
- 1 CD

Réf. 801045

216,00 €

## Visualiseur V500



Le visualiseur V500 peut être facilement connecté à divers terminaux d'affichage par VGA et HDMI.

Les différents boutons sont disposés de façon à rendre optimale l'expérience utilisateur. Le visualiseur V500 permet de réaliser des vidéos haute définition 1080p en RVB.

**Logiciel gratuit intégré : pas besoin de PC !**

Bénéficiez de fonctions mise au point automatique, loupe, miroir, annotation, etc., l'affichage sera plus précis et plus beau !

**Boutons fonctionnels**

Disposition fonctionnelle des boutons pour une utilisation plus aisée.

**Compatible avec Chrome, Windows, iOS ...** grâce à sa connectique USB

**Affichage full HD**

Sortie nette, colorée et images haute définition grâce au capteur CMOS 8,0 mégapixels.

**Bras flexible**

Bras flexible en 2 parties, composé de 5 articulations permet de s'approcher au plus près des objets que l'on souhaite projeter.

### Caractéristiques techniques

Plus de détails sur [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)

Réf. 801046

396,00 €

## Visualiseurs Hue HD

> Ultra-portables

Leur design innovant les rend faciles d'utilisation dans n'importe quelle position.

Vous pouvez utiliser les visualiseurs, soit avec leur socle, soit en les connectant par leur cou flexible, directement au port USB de l'ordinateur.

La version HUE HD Pro inclut le logiciel Hue Intuition (licence monoposte).

Compatible Windows XP, Vista, 7, 8 et Mac OS X v.10.4.3 (Tiger) ou supérieur.

87<sup>€</sup><sub>,00</sub>



Hue HD Pro

| Modèles                 | Visualiseur HUE HD | Visualiseur HUE HD Pro |
|-------------------------|--------------------|------------------------|
| Résolution max          | 1280 x 720         | 1920 x 1080            |
| Surface de prise de vue | A5                 | A4                     |
| Éclairage               | Non                | Oui                    |
| Connectique sortie      | USB                | USB 2.0                |
| Référence               | 571453             | 571454                 |
| Prix                    | 87,00€             | 102,00€                |

## Visualiseurs Aver : 3 modèles pour répondre à tous les besoins

Les visualiseurs Aver vous permettent de capturer des images et des vidéos d'une qualité irréprochable !

Avec des innovations incessantes et une qualité reconnue, Aver propose une offre de visualiseurs à bras flexible particulièrement adaptée à tous les niveaux d'enseignement.

La gamme commence avec le visualiseur U50 fonctionnant uniquement en USB. La série F allie la portabilité et la flexibilité à des fonctions exclusives comme l'annotation intégrée sans PC, enregistrement direct sur clé USB ou carte SD, résolution de sortie 5D.

Les visualiseurs Aver sont idéaux pour toutes les matières, accessibles à tous les budgets.

### Visualiseur AverVision U50

**2** GARANTIE  
ANS

- > La solution la plus économique
- > Caméra 5 Mpixels, lampe LED intégrée et vidéo en temps réel
- > Fonctionne avec un PC ou un tableau interactif
- > Léger et compact, transport facile

Le visualiseur mobile Aver U50 offre un design nomade exceptionnel et pratique ainsi que l'avantage d'être alimenté directement par l'ordinateur. Sa vidéo en temps réel à 30 images par seconde, son capteur 5M pixels, sa résolution de sortie en HD1080p et son micro intégré en font un outil de choix pour des vidéos et des enregistrements réussis en classe. Grâce à la suite logicielle A+, vous pourrez intégrer facilement votre visualiseur mobile Aver U50 à votre tableau interactif.

Réf. 571441

238,80 €



### Visualiseur Aver U70+

**2** GARANTIE  
ANS

- > Résolution 13 Mp
- > Fluidité vidéo en 4K
- > 60 images / seconde

Si le concept ultra compact et nomade du U50 a bien été conservé, les performances vidéo du U70+ ont été encore revues à la hausse : champ de vision élargi, lecture vidéo désormais en 60 images/seconde, captation des images en ultra HD, zoom x16... Rapide à mettre en oeuvre et facilement transportable, il s'utilise via le logiciel Sphere2 (inclus) qui permet le partage interactif des ressources avec la classe.



Réf. 800849

358,80 €

### Visualiseur Aver M17-13M

**5** GARANTIE  
ANS

- > Bras mécanique
- > Zoom x35,2 au total

Zoom optique : 2,2x  
Zoom numérique : 16x  
Résolution max. : 1920 x 1080  
Définition : 13 Mpixels  
Connectique sortie : VGA, HDMI, jack, USB 2.0  
Mise au point : Manuelle / Automatique  
Cadence d'images : 60 images / seconde  
Surface de prise de vue : Paysage A3  
Mémoire interne : 128 Mo  
Mémoire externe : SHDC (32 Go max.)  
Éclairage : Oui  
Adaptateurs en microscopie : En option, voir accessoires  
Alimentation : Adaptateur secteur (12V, 2A)  
Dimensions :  
En opération : 159 x 392 x 470 mm  
Plié : 159 x 56 x 281 mm'  
Poids : 2 kg  
Garantie : 5 ans



Réf. 800933

514,80 €

#### Accessoires

Adaptateur microscopie pour visualiseur Aver

Réf. 571285

46,80 €

## Visualiseur Aver M15 W

- > Bras mécanique
- > Port USB
- > Images 4K 60 i/s
- > Filaire ou sans fil



### Caractéristiques techniques

Capteur : CMOS de 1/3,06 pouces  
 Résolution de sortie : 4K ; HD intégrale 1080p 60 Hz ; HD 720p 60 Hz  
 Zoom : x23 au total (max.)  
 Surface de prise de vue : A3 (426 x 313 mm à 330 mm)  
 Ports HDMI : 1 entrée / 1 sortie  
 Port USB 2.0 : 1 x USB 2.0, 1 x mini -B  
 Mode Miracast

Réf. 800931

598,80 €

## Caméra Aver A30

**nouveau!**

- > Multi-usage
- > Utilisable en tout lieu et à tout moment

L'A30 est une caméra multifonctions tout en un. C'est la première du marché à présenter un visualiseur, un micro et un haut-parleur sur un même appareil. La caméra A30 peut être utilisée comme webcam pour la visioconférence ou comme caméra pour documents pour visualiser des matériels. Cette caméra de 13 Mp offre une saisissante résolution 4K, d'où d'impressionnantes capacités vidéo. Vous souhaitez prendre des photos ou enregistrer des vidéos, l'A30 capture à la perfection tous les détails. Le bras extensible de l'A30 peut s'allonger et se replier pour cadrer des personnes ou des documents sous différents angles. La tête caméra orientable et la base pivotante sont des qualités supplémentaires, qui rendent l'A30 encore plus conviviale pour les utilisateurs vidéo. L'A30 dispose de ports de sortie HDMI et USB pour le streaming vidéo.



### Caractéristiques techniques

Retrouvez tous les caractéristiques techniques sur [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)

Réf. 801160

752,00 €

## Visualiseur A3 Epson ELPDC07

- > Installation rapide
- > Peut être rapidement connecté aux derniers visualiseurs Epson
- > Réglage en hauteur, rotation de l'objectif à 90 °



### Caractéristiques techniques

Plus de détails sur [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)

Réf. 975548

322,80 €

## Visualiseur A3 Epson ELPDC13

- > Zoom numérique : x16
- > Connexions USB, Entrée VGA, Sortie VGA, Sortie HDMI, Carte mémoire SD
- > Peut être rapidement connecté aux derniers visualiseurs Epson



Plus de détails sur [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)

Réf. 975549

598,80 €



## Tablette Archos 7"

- > Ecran 7"
- > Design compact



Écran tactile 7".  
**Processeur** : 1,3 GHz.  
**Mémoire vive** : 1 Go.  
**Stockage** : 16 Go.  
**Système d'exploitation** : Android 8.1.  
 Caméra avant 0,3 MP, caméra arrière 2 MP.  
**Connectivité** : Wi-Fi,  
 Bluetooth®.  
 Accéléromètre.  
 Logement micro SD.

Réf. 805775

100,80 €

**Vous ne trouvez pas le modèle  
qui vous intéresse ?**

**Contactez nous au**  **N°Cristal 09 69 32 02 10**

APPEL NON SURTAXE

Nous mettrons tout en œuvre pour répondre  
à votre besoin.

## Tablette Archos 10,1"



Écran tactile 10,1".  
**Processeur** : 1,3 GHz.  
**Mémoire vive** : 1 Go.  
**Stockage** : 16 Go.  
**Système d'exploitation** : Android 8.1.  
 Camera avant 0,3 MP, camera arrière 2 MP.  
**Connectivité** : Wi-Fi,  
 Bluetooth®.  
 Accéléromètre.  
 Logement micro SD.

Réf. 806113

150,00 €

## Samsung GALAXY TAB-A7- Tablette 10,4"



Écran multi tactile 10,4".  
**Processeur** : 2 GHz.  
**Mémoire vive** : 3 Go.  
**Stockage** : 32 Go.  
**Système d'exploitation** : Android.  
 Caméra avant 5 MP.  
 Caméra arrière 8 MP.  
**Connectivité** : Wi-Fi et Bluetooth®.  
 Logement Micro SD.  
 Accéléromètre.  
 Coloris suivant arrivage.

Réf. 806010

294,00 €

## Tablette Apple iPad 10,2"

- > Capacité mémoire 64 Go
- > Autonomie élevée



Écran tactile Rétina 10,2".  
**Processeur** : Apple A13 Bionic.  
**Stockage** : 64 Go.  
**Système d'exploitation** : Ipad OS.  
 Caméra avant 12 MP.  
 Caméra arrière 8 MP.  
**Connectivité** : Wi-Fi et Bluetooth®.  
 Accéléromètre,  
 capteur gyroscopique,  
 lecteur d'empreintes.  
 Coloris suivant arrivage.

Réf. 806076

498,00 €

## Tablette Terra Pad 1006

- > Écran 10,1"
- > Autonomie de la batterie : 8 h

### Caractéristiques techniques

Modèle de processeur : MTK 6762  
 Système d'exploitation : Android 10  
 Résolution de l'écran : 1280 x 800  
 Taille de l'écran : 10.1  
 Mémoire interne : 2 Go  
 Accessoires inclus : USB-C-Alimentation (5V/2A)  
 Connectivité  
 Interface : 1 x USB 2.0 Type C  
 Carte micro SD  
 microSIM  
 Capacité de stockage interne : 32 Go  
 Résolution de la caméra arrière (numérique) : 5 MP  
 Résolution de la caméra avant (numérique) : 2 mégapixels  
 Dimensions [H x L x P] : 24,54 x 17,56 x 0,76 cm  
 Poids : 553 g



Réf. 806073

222,00 €

## Portable 15,6" ACER Extensa EX215

- > PC portable dédié aux établissements scolaires grâce à sa batterie qui assure une journée entière d'utilisation (jusqu'à 9 h).



### Caractéristiques techniques

Processeur : Intel Pentium Silver N5030  
 Webcam : oui  
 Garantie appareil : 2 ans  
 Carte réseau : 10/100/1000 RJ45 Wi-Fi 802.11n  
 Bluetooth  
 Système d'exploitation : Windows 10 Pro  
 Disque dur : 128 Go SSD  
 Ports : 1 HDMI, 1 USB3, 2 USB2,  
 Son Fréquence : 1,1 GHz  
 Autonomie : 9 h  
 Dimensions : 37 x 25 x 2 cm  
 Écran : 15,6 1920x1080  
 Mémoire vive : 4 Go  
 Graveur : Non  
 Lecteur : nc  
 Poids : 1,9 kg

Réf. 806004

502,80 €

## PC portable Terra Mobile 1516A

- > Pavé numérique intégré
- > Processeur Intel Pentium
- > Connectique : 2 prises USB 3.1 / 2 prises USB 2.0



### Caractéristiques techniques

Intel® Pentium® Silver Windows 11 Home  
 39.6 cm (15.6») 1920 x 1080  
 Ecran Non Glare  
 4 Go Mémoire interne Intel® UHD Graphics 605  
 256 Go Capacité totale de stockage  
 Capacité mémoire : 240 Go M.2 SSD.  
 Dimensions : 361 x 256 x 24,1 mm.

Réf. 460020

639,00 €

## Valise Charge and Move

> Stocke et recharge  
simultanément 16 tablettes (10")  
et 1 PC portable (17")

Permet de créer un groupe de travail Wifi en quelques secondes grâce à son pré-équipement réseau ...

Valise simple d'utilisation, légère à déplacer, mais aussi très ergonomique et particulièrement robuste.



### Caractéristiques techniques

Poignée télescopique Trolley + 2 roues à roulement  
Verrouillage par 2 serrures à clé  
Espace technique avec connexion réseau, pour intégrer une borne wifi et un notebook 17".  
Point d'accès wifi non fourni  
Plus de détails sur [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)

Réf. 791275

1 272,00 €

## Panier de chargement GO2 Mini LapCabby

> Recharge 5 appareils jusqu'au format 13"

**nouveau !**



Ce panier en tissu avec hub d'alimentation intégré peut être transporté rapidement d'une pièce à l'autre et être rapidement branché pour tout rechargement. Les séparateurs internes peuvent être aisément ajustés ou enlevés.

### Caractéristiques techniques

- Hub 5 ports USB A et USB-C Power Delivery 30 W (recharge complète des tablettes en 2 heures)  
- Livré avec 5 jeux de cordons d'alimentation USB «3 en 1» : USB type-C, lightning et micro USB  
- Dimensions du panier (L x P x H) : 165 x 320 x 180 mm  
- Dimensions du compartiment interne (L x P x I) : 155 x 320 x 28 mm

Réf. 806137

399,00 €

## Armoire Lyte Mobile 20 LapCabby

> Recharge 20 appareils jusqu'au format 11"  
> Chargement silencieux

**nouveau !**

Cette armoire mobile vous permet d'économiser de l'espace grâce à son design compact. Elle est facile à déplacer grâce à ses poignées et ses roulettes en caoutchouc. Elle est équipée de compartiments permettant le stockage horizontal des appareils.



### Caractéristiques techniques

- 20 Ports USB-A 12W  
- Dimensions de l'armoire (L x P x H) : 560 x 600 x 836 mm  
- Dimensions d'un compartiment (L x P x I) : 230 x 305 x 30 mm

Réf. 806138

1 989,00 €

## Chariot LapCabby 16VC

> Stocke et recharge 16 appareils jusqu'à une taille d'écran de 17"  
> Recharge silencieuse



Recharge rapide et simultanée de 16 appareils avec programmeur intégré.  
Muni d'étagères coulissantes permettant de ranger et sortir facilement les appareils.  
Larges poignées ergonomiques pour une parfaite maniabilité.

### Caractéristiques techniques

Cadre en acier robuste avec revêtement MFC solide.  
Coloris disponibles : bleu, orange, mauve, citron vert et charbon.  
- Dimensions du chariot (L x P x H) : 620 x 705 x 1105 mm  
- Dimensions d'un compartiment (L x P x I) : 470 x 350 x 43 mm

Réf. 806139

2 574,00 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS SONT POSSIBLES.

**Nous étudierons ensemble la configuration qui vous convient le mieux.**

Consultez-nous au **N°Cristal 09 69 32 02 10**

APPEL NON SURTAXE

## Armoire et chariots de recharge Aver

- > Configuration modulaire (séparations ajustables)
- > Facilité de manipulation
- > Garantie 10 ans

Dédiées au stockage et au rechargement centralisé de tablettes et PC portables, les armoires et classes mobiles Aver combinent robustesse, sécurité et flexibilité. Elles possèdent de nombreuses qualités : gestion automatique de la charge, stockage modulaire, facilité de manipulation.

### Caractéristiques communes :

**Porte verrouillable** : fermeture 3 points

**Gestion des câbles** : supports pour alimentation repositionnables

Crochet de sécurisation

Système de charge intelligent

Niveau de charge visible

**Garantie mécanique chariot** : 10 ans

### Aver X12

- Recharge jusqu'à 12 appareils jusqu'à 17"



### Aver C20i

- Recharge jusqu'à 20 appareils jusqu'à 16"



### Aver E24C

- Recharge jusqu'à 24 appareils jusqu'à 14"



### Aver E32C

- Recharge jusqu'à 32 appareils jusqu'à 14"



### Aver C36i+

- Recharge jusqu'à 36 appareils jusqu'à 15"



| Modèles                | Chariot de recharge<br>C20i Aver         | Armoire de recharge<br>X12               | Chariot de recharge<br>C36i+             | Chariot de recharge<br>E24C              | Chariot de recharge<br>E32C              |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Capacité               | 20 tablettes /<br>PC portables (16" max) | 12 tablettes /<br>PC portables (17" max) | 36 tablettes /<br>PC portables (15" max) | 24 tablettes /<br>PC portables (14" max) | 32 tablettes /<br>PC portables (14" max) |
| Nombre d'étagères      | 2                                        | 1                                        | 3 coulissantes                           | 2                                        | 2                                        |
| Roulettes              | Oui                                      | Non                                      | Oui                                      | Oui                                      | Oui                                      |
| Poids                  | 76 kg                                    | 23,4 kg                                  | 70 kg                                    | 50 kg                                    | 52 kg                                    |
| Synchronisation        | Non                                      | Non                                      | Non                                      | Non                                      | Non                                      |
| Dimensions (L x H x P) | 68,6 x 103,6 x 63,7 cm                   | 60 x 44,5 x 48 cm                        | 90 x 125 x 63,4 cm                       | 164 x 103,9 x 63,2 cm                    | 164 x 103,9 x 63,2 cm                    |
| Référence              | 791308                                   | 800935                                   | 805680                                   | 805752                                   | 805801                                   |
| Prix                   | 1 438,80€                                | 708,00€                                  | 1 678,80€                                | 1 140,00€                                | 1 260,00€                                |

## Support tablette réglable 360°

- > Support de table
- > Magnétique
- > Pour smartphone et tablette



### Caractéristiques techniques

En alliage d'aluminium de haute qualité  
Équipé d'un aimant puissant  
Base en silicone pour éviter les rayures et les glissements  
Entièrement réglable avec une rotation de 360° pour une visualisation optimale  
Compatible avec tous les smartphones et mini tablettes

Réf. 805937 21,60 €

## Écouteurs stéréo

20 Hz - 20 KHz - 32 Ω.  
Type de connexion : jack 3,5 mm.  
Longueur de câble : 1,2 m.



Réf. 800996  
1 à 9 2,88 €  
10 + 2,64 €

## Hub USB 4 ports USB 2.0

- > LED bleue
- > Autoalimentation via l'USB



### Caractéristiques techniques

Taux de transfert jusqu'à 480 Mbps.  
Compatible Windows 98/ME/2000, XP, Vista.  
Cordon rétractable (longueur maxi 76 cm).  
Dimensions : 42 x 42 x 11 mm.

Réf. 803208 17,28 €

## Tapis de souris

### Caractéristiques techniques

Matière : mousse.  
Dimensions : 22 x 18 cm.  
Épaisseur : 3 mm.  
Couleurs suivant arrivage.



Réf. 806101  
1 à 9 1,56 €  
10 + 1,38 €

## Protection clavier silicone

Protection en silicone transparent qui se pose directement sur les touches de votre clavier.  
Facile à enlever et à nettoyer.  
Dimensions : 450 x 135 mm.



Réf. 805866 3,84 €

## Télécommande avec pointeur

Plus de détails sur [www.jeulin.com](http://www.jeulin.com)



Réf. 791043 52,00 €

## Souris optique USB

Souris optique filaire avec 2 boutons et 1 molette.  
Précision optique : 1000 DPI.  
Connectique : USB.  
Compatible Windows XP/Vista/7/8/10.



Réf. 805679 8,40 €

## Housse universelle tablette

Compartiment principal zippé capitonné  
Tissu extrêmement doux anti-rayures  
Dimensions extérieures : 28 x 20,7 x 2,3 cm



Réf. 805603 15,96 €

## Portefolios universels

- > Protège votre tablette
- > Angle de vue réglable
- > Fermeture aimantée avec boucle escamotable

Housses de protection avec support universel pour tablette de 9.7" (selon le modèle).  
Fermeture aimantée pratique avec boucle escamotable.

Accès à tous les ports et fonctions de votre tablette.

Deux ouvertures pour l'objectif photo.

Boucle (dragonne) pour le stylet tactile.

Surface intérieure douce pour protection optimale de l'écran.

Revêtement extérieur en simili cuir de haute qualité.

Couleur : Noir



| Taille de l'écran | Référence | Prix    |
|-------------------|-----------|---------|
| De 7,9» à 8,3»    | 805539    | 25,08 € |
| 9,7»              | 805950    | 28,32 € |



## Cartes mémoire SD

SDHC - Classe 10.  
photo non contractuelle et  
caractéristiques susceptibles  
d'évoluer légèrement



| Capacité | Référence | Prix    |
|----------|-----------|---------|
| 32 Go    | 451324    | 17,82 € |
| 64 Go    | 800379    | 34,32 € |
| 128 Go   | 800376    | 51,48 € |

## Carte mémoire micro SD

Caractéristiques techniques  
Capacité : 64 Go Classe 10



Réf. 801058 29,04 €

## Clés USB 3.0

Profitez de taux de transfert  
ultrarapides grâce à son  
interface USB 3.0.



Caractéristiques techniques

Compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8 / Linux 2.6x / Mac OS X 10.6 et plus.  
Compatible USB 2.0

| Capacité | Référence | Prix    |
|----------|-----------|---------|
| 8 Go     | 451707    | 11,34 € |
| 16 Go    | 805367    | 13,86 € |
| 32 Go    | 805368    | 20,34 € |
| 64 Go    | 451710    | 34,32 € |

## Appareil photo Kodak FZ53

**nouveau!**



Caractéristiques techniques

Résolution (mégapixels) : 16,1.

Zoom optique : 5x.

Zoom numérique : 6x.

Support mémoire : SD/SDHC.

Taille écran : 2,7".

Mode vidéo 720p.

Accessoires compris : câble USB, dragonne, batterie Lithium-ion,  
Coloris suivant arrivage.

Réf. 801112 118,80 €

## Clé USB double connecteur 16 Go

> Connectiques classiques  
USB A et micro USB

Branchement direct sur des  
tablettes ou appareils avec une  
connectique micro USB.



Caractéristiques techniques

Version USB 3.0

Compatibilité Windows XP/Vista/7/8/10/Mac OS et +.

Réf. 805607 16,32 €

## Clés USB 2.0



| Capacité | Référence | Prix    |
|----------|-----------|---------|
| 8 Go     | 451714    | 9,90 €  |
| 16 Go    | 451715    | 12,54 € |
| 32 Go    | 451716    | 17,82 € |
| 64 Go    | 451717    | 33,00 € |

## Station de charge portable

> Idéale pour les classes flexibles

Station de charge portable équipée  
de 4 prises et 4 entrées USB.  
Idéale pour les espaces polyvalents  
qui nécessitent différentes  
configurations.

**nouveau!**



Caractéristiques techniques

4 prises électriques 3,1 m de câble

Entrée 200 V ~ 250 V - 50/60 Hz - 10 A

Sortie USB 5V / 3,4 A 17 W

Réf. 806130 157,00 €

## Ampoules culot E10

> Convientront à vos expériences d'électricité et d'optique

Culot à vis, Ø 10 mm



| Intensité | Tension | Conditionnement | Référence | Prix    |
|-----------|---------|-----------------|-----------|---------|
| 1 A       | 6 V     | Lot de 10       | 280360    | 19,10 € |
| 40 mA     | 4 V     | Lot de 10       | 283539    | 12,50 € |
| 50 mA     | 12 V    | Lot de 25       | 283249    | 24,00 € |
| 50 mA     | 6 V     | Lot de 10       | 283540    | 12,20 € |
| 90 mA     | 1,5 V   | Lot de 25       | 283245    | 22,00 € |
| 100 mA    | 12 V    | Lot de 10       | 283543    | 10,00 € |
| 100 mA    | 2,5 V   | Lot de 25       | 283246    | 35,00 € |
| 100 mA    | 2,5 V   | À l'unité       | 315605    | 1,63 €  |
| 100 mA    | 3,5 V   | Lot de 25       | 283287    | 24,00 € |
| 100 mA    | 6 V     | Lot de 25       | 283248    | 26,50 € |
| 200 mA    | 3,5 V   | Lot de 100      | 283094    | 69,00 € |
| 200 mA    | 3,5 V   | Lot de 25       | 283093    | 21,00 € |
| 250 mA    | 12 V    | Lot de 25       | 283250    | 24,00 € |
| 300 mA    | 3,5 V   | Lot de 25       | 283247    | 22,50 € |
| 300 mA    | 3,8 V   | Lot de 10       | 283588    | 11,90 € |
| 300 mA    | 6 V     | Lot de 25       | 283095    | 22,00 € |
| 350 mA    | 6 V     | Lot de 10       | 283541    | 10,50 € |
| 500 mA    | 12 V    | Lot de 10       | 283544    | 12,40 € |

## Lampe de poche 24 LEDs

- > Revêtement antidérapant
- > Aimant pour fixation sur surface métallique
- > Crochet réglage pour accrocher
- > Utilisable en intérieur/ extérieur

Lampe de travail 24 LED (panneau) + 4 LED (torche) en matériau «soft touch» antidérapant. Pratique, l'aimant vous permet de fixer la lampe à n'importe quelle surface métallique. Le crochet réglable permet d'accrocher la lampe où

vous le souhaitez. Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies. Utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

**Caractéristiques techniques**  
 Dimensions du produit (L x l x h) :  
 9 x 5,5 x 3,5 cm  
 Poids : 20 grammes  
 Pile(s) : 3 AAA (non fournies)



Réf. 746858

8,16 €

### Consommables

Piles alcalines éco LR03 AAA (lot de 10)

Réf. 283549

9,00€

## Douilles à vis Ø 10 mm (lot de 6)

> Montée sur embase

Modèle sur embase, liaison par vis.



Réf. 283172

13,20 €

## Ampoule LED E10

Pas d'échauffement  
Permet de comparer l'énergie avec une ampoule classique  
Couleur : blanc



| Tension | Référence | Prix   |
|---------|-----------|--------|
| 3 V     | 283710    | 1,20 € |
| 6 V     | 750041    | 1,00 € |
| 12 V    | 750049    | 1,00 € |

\* Dans la limite des stocks disponibles

## Ampoules basse tension à l'unité

Ampoule tungstène, culot à baïonnette Ø 22 mm.



| Culot | Tension | Puissance | Référence | Prix             |
|-------|---------|-----------|-----------|------------------|
| B22   | 24 V    | 25 W      | 283533*   | 13,38 € → 7,95 € |
| BA15D | 12 V    | 40 W      | 283030    | 7,10 €           |
| E27   | 12 V    | 25 W      | 283026*   | 15,98 € → 9,48 € |

## Lampes LED basse tension

| Culot | Tension | Puissance | Référence | Prix    |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|
| B15   | 12/24 V | 3 W       | 283848    | 28,50 € |
| B22   | 12/24 V | 4 W       | 283849    | 17,90 € |
| B22   | 24 V    | 4 W       | 283847    | 14,40 € |
| E27   | 12 V    | 4 W       | 283846    | 14,40 € |
| E27   | 24 V    | 4 W       | 283850    | 14,40 € |

## Lampes à LED culot E27

- > La LED dure 7 fois plus longtemps
- > L'ampoule ne contient pas de mercure
- > Produit écologique
- > Excellent rendement lumineux
- > Consomme 80 % de moins qu'une ampoule incandescente



L'ampoule à LED est aujourd'hui la meilleure façon de faire des économies d'énergie tout en respectant l'environnement.

Elle présente de nombreux avantages :

- la LED dure 7 fois plus longtemps
- l'ampoule ne contient pas de mercure
- il s'agit d'un produit écologique
- elle possède un excellent rendement lumineux
- elle consomme 80 % de moins qu'une ampoule incandescente.

### Caractéristiques techniques

Puissance : Modèle 5 W équivalent à 40 W Modèle 8 W équivalent à 10 W  
Culot : E27

| Culot | Tension | Puissance | Référence | Prix    |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|
| E27   | 230 V   | 5,5 W     | 283123    | 11,90 € |
| E27   | 230 V   | 8,8 W     | 283692    | 15,50 € |

## Ampoule fluocompacte 9 W équivalente à 40 W - 230 V

L'ampoule fluocompacte peut s'utiliser avec le banc de test qui permet de mesurer en toute sécurité la consommation électrique et la luminosité de 4 technologies d'éclairage.

**Caractéristiques techniques**  
Culot : E27



Réf. 283243

17,40 €

## Lampe pour ampoule E27

> Pied flexible

Reçoit une ampoule à culot E27 d'une puissance maximale de 40 W.  
Alimentation : 230 V / 50 Hz.



### Caractéristiques techniques

Puissance maximale : 40 W.  
Alimentation : 230 V / 50 Hz.

Réf. 312732

49,00 €

## Lampe double filament sur support

- > Étude d'un feu arrière de scooter
- > Identification des 2 filaments
- > Boîtier à béquille incassable

Les 2 filaments montés en dérivation peuvent être reliés indépendamment à partir de douilles de sécurité situées sur les côtés du boîtier.



### Caractéristiques techniques

Ampoule double filament 12 V / 18 W - 5 W  
Douille baïonnette pour culot BA15D  
Tension maxi : 12 V  
Douilles de sécurité Ø 4 mm  
Dimensions : 100 x 100 x 95 mm

Réf. 283005

72,00 €

### Accessoires

Ampoule double filament  
12 V / 18 W - 5 W

Réf. 283006

7,20€

## Piles salines

> 0% mercure - 0% cadmium

| Modèles | Format de pile  | Tension | Vendu par | Référence | Prix  |
|---------|-----------------|---------|-----------|-----------|-------|
| ① R03   | AAA R03         | 1,5 V   | Lot de 2  | 283545    | 0,95€ |
| ② R06   | AA R06          | 1,5 V   | Lot de 10 | 283546    | 3,90€ |
| ③ 6F22  | 6F22 PP3 [9 V]  | 9 V     | À l'unité | 283547    | 1,36€ |
| ④ 3R12  | 3R12 Pile plate | 4,5 V   | À l'unité | 283548    | 1,40€ |



## Pile alcaline 3LR12 - 4,5 V

> 3 fois plus puissante qu'une pile saline

Cette pile est principalement destinée au TP d'électricité. Elle permet aussi d'alimenter les lampes de poches.



Réf. 751300 4,50 €

## Piles alcalines ÉCO

> 0% mercure - 0% cadmium

| Modèles                     | Format de pile       | Tension | Vendu par | Référence | Prix  |
|-----------------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|-------|
| LR03                        | AAA LR03             | 1,5 V   | Lot de 10 | 283549    | 9,00€ |
| LR06                        | AA LR06              | 1,5 V   | Lot de 10 | 283550    | 9,60€ |
| 6F22                        | 6F22 6LR61 PP3 [9 V] | 9 V     | À l'unité | 283551    | 3,50€ |
| Pile alcaline éco A23 - 12V | A23                  | 12 V    | À l'unité | 283552    | 1,36€ |
| LR14                        | C LR14               | 1,5 V   | Lot de 2  | 283553    | 3,95€ |



## 60 Piles alcalines plus Camelion AA-LR06 - 1,5 V

> Format économique

> La pile à moins de 50 centimes d'€ !



Réf. 280198 25,00 €

## Piles alcalines Energizer®

> > Longue durée

> 0% mercure - 0% cadmium



| Modèles       | Format de pile       | Tension | Vendu par | Référence | Prix  |
|---------------|----------------------|---------|-----------|-----------|-------|
| LR03          | AAA LR03             | 1,5 V   | Lot de 4  | 283554    | 8,80€ |
| LR06          | AA LR06              | 1,5 V   | Lot de 4  | 283555    | 8,60€ |
| 6LF22 [6LR61] | 6F22 6LR61 PP3 [9 V] | 9 V     | À l'unité | 283556    | 7,20€ |

## 60 piles alcalines AAA - LR03 - 1,5 V

> Format économique

> La pile à moins de 50 centimes d'€ !



Réf. 280199 25,00 €

## Chargeur Energizer® Universal

> Compatible accumulateurs type AAA, AA, 9 V, C et D



Chargeur fiable et rapide acceptant les accumulateurs AA, AAA, 9 V, C et D. Temps de charge de 3h (AAA 500 - 800 mAh) à 5h (AA 2000 - 2300 mAh) Écran LCD. Contrôle du niveau de la charge. Indication du temps de charge restant. Charge de veille.

Réf. 283602 44,00 €

## Accumulateurs

| Modèles   | AALR06   | AALR06 1800 mAh | AAALR03  | LR14C    | DR20     | 6F22      |
|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|
| Tension   | 1,2 V    | 1,2 V           | 1,2 V    | 1,2 V    | 1,2 V    | 9 V       |
| Capacité  | 2300 mAh | 1800 mAh        | 1100 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | 200 mAh   |
| Vendu par | Lot de 4 | Lot de 4        | Lot de 2 | Lot de 2 | Lot de 2 | À l'unité |
| Référence | 751304   | 751305          | 751306   | 751307   | 751308   | 751309    |
| Prix      | 18,20€   | 13,90€          | 10,00€   | 20,50€   | 19,80€   | 10,70€    |



## Testeur de piles/accus BT 503

> Compatible avec plusieurs types de piles.

> Simple d'utilisation.

Ce testeur permet de vérifier rapidement l'état de vos piles et accumulateurs.

Un témoin à LED indique le niveau de charge et s'il est nécessaire de jeter la pile, ou de recharger l'accumulateur.



Réf. 751301 8,50 €

## Piles boutons

> 0% mercure - 0% cadmium

| Modèles        | LR41         | LR44           | CR1220                        | CR2016                        | CR2025                        | CR2032                        |
|----------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Format de pile | G3,LR36,LR41 | G13,L1154,LR44 | 5012LC,CR1220,DL1220,E-CR1220 | 5000LC,CR2016,DL2016,E-CR2016 | 5003LC,CR2025,DL2025,E-CR2025 | 5004LC,CR2032,DL2032,E-CR2032 |
| Tension        | 1,5 V        | 1,5 V          | 3 V                           | 3 V                           | 3 V                           | 3 V                           |
| Vendu par      | Lot de 10    | Lot de 10      | À l'unité                     | À l'unité                     | À l'unité                     | À l'unité                     |
| Référence      | 283557       | 283558         | 751380                        | 751381                        | 751382                        | 751383                        |
| Prix           | 2,95€        | 2,95€          | 1,20€                         | 1,20€                         | 1,20€                         | 1,20€                         |

**Fusibles rapides 250 V Ø 5 x 20 mm  
- Lot de 10**

| Intensité | Référence | Prix    |
|-----------|-----------|---------|
| 0,05 A    | 283197    | 17,20 € |
| 0,08 A    | 282500    | 4,70 €  |
| 0,1 A     | 283198    | 6,00 €  |
| 0,16 A    | 283252    | 1,80 €  |
| 0,2 A     | 283597    | 3,50 €  |
| 0,25 A    | 283319    | 1,80 €  |
| 0,315 A   | 283199    | 1,80 €  |
| 0,4 A     | 282501    | 1,80 €  |
| 0,5 A     | 283200    | 1,80 €  |
| 0,8 A     | 283317    | 1,80 €  |
| 1 A       | 283201    | 1,80 €  |
| 1,25 A    | 282502    | 1,80 €  |
| 1,6 A     | 282503    | 1,80 €  |
| 2 A       | 283244    | 1,70 €  |
| 2,5 A     | 282504    | 1,80 €  |
| 3,15 A    | 283203    | 1,80 €  |
| 5 A       | 282505    | 1,80 €  |
| 6,3 A     | 282506    | 1,80 €  |
| 8 A       | 282507    | 1,80 €  |
| 10 A      | 283206    | 1,80 €  |
| 12 A      | 282508    | 1,80 €  |
| 16 A      | 282509    | 1,80 €  |

**Prolongateur**

Fiches surmoulées avec prise de terre (2 P + T) : 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 10/16 A max, longueur 3 m. Norme NF



Réf. 283126

10,70 €

**Rampe 2 P+T - 5 prises**

Aux normes de sécurité (avec protection enfant).  
250 V - 10/16 A.  
5 prises 2 pôles + terre avec interrupteur, câble 0,80 m.



Réf. 283402

Prix unitaire

1 à 99

7,74 €

100 +

7,08 €

**Fusibles temporisés  
250 V Ø 5 x 20 mm - Lot de 10**

| Intensité | Référence | Prix    |
|-----------|-----------|---------|
| 0,05 A    | 282510    | 13,60 € |
| 0,08 A    | 282511    | 7,30 €  |
| 0,1 A     | 282512    | 6,10 €  |
| 0,16 A    | 282513    | 2,99 €  |
| 0,2 A     | 282514    | 2,99 €  |
| 0,25 A    | 282515    | 2,99 €  |
| 0,315 A   | 282516    | 2,99 €  |
| 0,4 A     | 282517    | 2,99 €  |
| 0,5 A     | 282518    | 2,99 €  |
| 0,63 A    | 282519    | 2,99 €  |
| 0,8 A     | 282520    | 2,99 €  |
| 1 A       | 282521    | 2,99 €  |
| 1,25 A    | 283208    | 2,99 €  |
| 1,6 A     | 282522    | 2,99 €  |
| 2 A       | 282523    | 2,99 €  |
| 2,5 A     | 282524    | 2,99 €  |
| 3,15 A    | 282530    | 2,99 €  |
| 4 A       | 282525    | 2,99 €  |
| 5 A       | 282526    | 2,99 €  |
| 6,3 A     | 282527    | 2,99 €  |
| 8 A       | 282528    | 2,99 €  |
| 10 A      | 282529    | 2,99 €  |
| 12 A      | 282531    | 2,99 €  |
| 16 A      | 282532    | 2,99 €  |

**Rampe 2 P + T - 3 prises**

Prolongateur 1,5 m avec 3 prises 2 P+T et 1 fiche mâle 2 P+T (modèle normalisé NF 10/16 A).



Réf. 283211

8,50 €

**Triplite****> Conforme à la norme NF**

Avec prise de terre (modèle normalisé NF 10/16 A).



Réf. 283140

4,70 €

**Tournevis indicateur de phase**

Lampe témoin permettant de détecter les fils sous tension.  
Longueur : 130 mm.



Réf. 313047

2,70 €

**Vous souhaitez être aidé pour remplacer les fusibles de vos appareils ?**

Contactez-nous

Par téléphone au : **09 69 32 02 10**

APPEL NON SURTAXE

Par mail : [sav@jeulin.com](mailto:sav@jeulin.com)

Sur le site : [jeulin.com/contact](http://jeulin.com/contact)

## Lave-vaisselle ménager Whirlpool

> Carrosserie inox



### Caractéristiques techniques

Nombre de programmes : 8 dont 6ème Sens  
45-60°C

Départ différé : jusqu'à 24 heures

Panier supérieur réglable en hauteur

Cuve inox

Solution d'encastrement avec top amovible

Dimensions (L x H x P) : 60 x 85 x 60 cm

Poids : 47 kg

Réf. 793154

639,00 €

## Four à Micro-ondes 20 L



Photo non contractuelle.

Modèle susceptible de changer en cours d'année.

Réf. 701630

143,99 €

## Bouilloire électrique



### Caractéristiques techniques

Socle indépendant.

Contenance : 1 L.

Puissance : 2 200 W.

Réf. 188536

35,99 €

## Réfrigérateur Table top

### Caractéristiques techniques

Volume net (total) : 97 L

Type de froid : statique

Volume net (réf.) : 84 L

Volume net (cong.) : 13 L

Autonomie : 11 heures

Pouvoir de congélation : 2 Kg/24h

Nombre de compresseurs : 1

Régulation : mécanique

Porte(s) réversible(s) : oui

Niveau sonore : 40 dB

Conso élec : 163 kWh/an

Classe climatique : N

LABELS

Label énergie : A+

Dimensions (L x H x P) : 50 x 85 x 56 cm

Poids net : 29 Kg

Coloris : blanc

Réf. 793152

279,00 €



## Congélateur table top Faure 90 L

### Caractéristiques techniques

Froid statique

Dégivrage Manuel

Porte réversible

Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 12

Autonomie (h) : 15

Couleur : blanc

Dimensions (H x L x P) : 850 x 550 x 612 mm

Poids : 39 kg

Réf. 793153

402,00 €



## Mixeur blender Bartscher

> Contenance : 1,75 L

### Caractéristiques techniques

Puissance : 0,4 kW | 230 V | 50 Hz

Commande : Électronique

Interrupteur de sécurité

Vitesse de rotation : max. 16000 +/- min.

Réglage de la vitesse : 2 niveaux

Fonction pulse

Godet mélangeur en verre

Pieds avec ventouses

Coloris : argenté

Dimensions (L x P x H) : 220 x 220 x 420 mm

Poids : 3,6 Kg

Réf. 707336

82,00 €



## Plaque à induction

### Caractéristiques techniques

Plaque : en revêtement vitrocéramique (Ø 21 cm).

Puissance : approx. 2000 W.

Panneau de commande : tactile

Réglage température : 60 - 240 °C.

Dim. (L x P x H) : 280 x 350 x 40 mm.

Réf. 701625

95,99 €

